



EndoFIT:

Bundesweit beliebt und bewährt

1. Der Name

Für was steht EndoFIT?

EndoFIT heißt die bundesweite Fortbildungsreihe von Komet Dental zur Fachdisziplin Endodontie. Namhafte Referenten führen die Teilnehmer durch einen prall gefüllten Kurstag und holen dabei jeden auf dem individuellen Kenntnisstand ab.

2. Ablauf und Struktur

Wie verläuft ein typischer EndoFIT-Fortbildungstag?

In einem EndoFIT-Kurs werden die theoretischen Grundlagen der Endodontie mit praktischen Erfahrungen gepaart. Das heißt, nach der Vorstellung eines Instruments dürfen es die Teilnehmer direkt testen. So arbeitet sich die Gruppe Schritt für Schritt durch die Trepanation und Kanalfindung, geht über zur Wurzelkanalaufbereitung bis hin zur Obturation. Inhaltlich gehören auch die Themen Spülung und Revision dazu. Das Ganze ergibt schlussendlich ein Behandlungskonzept, an dem man sich klar orientieren kann.

Welche Komet-Produkte werden vorgestellt?

Bei Schaffung der primären Zugangskavität müssen nicht nur das Pulpakammerdach, sondern auch die Dentinüberhänge abgetragen werden. Dafür braucht es Spezialinstrumente, die einen geradlinigen Zugang schaffen, sodass die Feilen schließlich ohne koronale Interferenzen nach unten geführt werden können. Hier sind der EndoGuard zur Entfernung von Dentinüberhängen und der EndoTracer für kalzifizierte Kanäle, Sekundärkaries oder Reste von Kunststoffaufbauten bei einer Revision unersetzlich. Für die koronale Erweiterung des Wurzelkanals kommt der Opener zum Einsatz. Wer damit arbeitet, wird schnell bemerken, dass sich nach der Sondierung mit einer Patency-Feile anschließend der PathGlider ganz leicht einführen lässt, um auf ganze Arbeitslänge zu kommen.

Für die Wurzelkanalaufbereitung wird mit F360 ein rotierendes und mit Procodile Q ein reziprozierendes Feilensystem vorgestellt, die beide im EndoPilot arbeiten.

3. Ist das was für mich?

Testen und Ausprobieren – ist das an diesem Tag erlaubt?

Ja, das Komet-Sortiment gibt alle Optionen her. Bekennende „Rotierer“ können hier z. B. die reziprozierende Procodile Q im EndoPilot testen. Bei den Kursen sind auch die persönlichen Komet-Medizinprodukteberater und mindestens ein Endo-Fachberater anwesend. Dadurch herrscht von Anfang an eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre. Man kennt sich – die beste Voraussetzung, um offen Fragen zu stellen und Lösungen zu finden.

Welche Zahnärzte melden sich für einen EndoFIT-Kurs an?

EndoFIT ist für Einsteiger, für Systemwechsler und für die Zahnärzte geeignet, die sich den EndoPilot angeschafft haben und am Acrylblock bzw. extrahierten Zahn üben möchten, bevor sie ihn am Behandlungsstuhl einsetzen. Mit dem Kurs erhält jeder die Chance, Endo-Produkte von Komet Dental intensiv kennenzulernen, um sie innerhalb eines Rahmenkonzeptes direkt bei der nächsten Behandlung erfolgreich einzusetzen.



Alle Informationen zur **EndoFIT**

Kursreihe 2022/2023 – und

bestimmt auch eine Veranstaltung

in Ihrer Nähe!

Infos zum Unternehmen



WWW.KOMETDENTAL.DE