

Erfolgreiches digitales Praxismanagement

LinuDent Software als zentrales Werkzeug in der Praxis.

■ Mehr und mehr steuern wir heute unsere täglichen Aufgaben digital. Auch LinuDent wächst mit seinen Möglichkeiten. Mit Blick auf die neuesten zukunftsweisenden Entwicklungen bietet LinuDent Fachanwendungen und Module, die Ihnen im Praxisalltag neue Optionen eröffnen. Diese Ausbaufähigkeit und Flexibilität macht LinuDent zu einer zukunftssicheren Technologie an Ihrer Seite.

nikation mit Ihrer Praxis. Vollintegriert in den LinuDent Terminkalender verringert dieser digitale, zusätzliche Service dabei auch Ihren Verwaltungsaufwand. Die neueste Entwick-

via Tablet in Ihre Praxisprozesse. Sie sparen Zeit für das gesamte Praxisteam ein und dokumentieren papierlos und verlustfrei. Wenn Sie die Daten vor dem Arztgespräch erheben und

Abstände. Stellen Sie Checklisten für die geplanten Termine zusammen, um alle Arbeitsschritte im Blick zu haben. Dank der hierzu verknüpften Ziffern haben Sie immer die Sicherheit, dass Ihre erbrachten Leistungen korrekt berechnet werden.

Besonders bei einer komplexen Behandlungsplanung haben Sie den aktuellen Behandlungsstatus immer im Blick. Bei jedem Patientenkontakt sehen Sie zentral die essenziellen Informationen zum Behandlungsfortschritt. Der Ist-Zustand und Soll-Zustand im direkten Vergleich.

Mit dem Behandlungsmanager schaffen Sie sich Freiräume für Ihre Interaktion mit dem Patienten. Dank der LinuDent.Concept App binden Sie Ihre Patienten bequem über ein Tablet in die Aufklärung und den Entscheidungsprozess ein. Die App ist in den Behandlungsmanager integriert. Sie ermöglicht eine digitale Patientenberatung mit Unterschriftfunktion und die anschauliche Darstellung von Bildmaterial und Röntgenbildern. So schaffen Sie Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen und erleichtern gleichermaßen Ihren Verwaltungsaufwand.

Der Behandlungsmanager ist ein zentrales Werkzeug in Ihrer digitalen Praxis. Doch eine zukunftssichere Praxis baut auf mehrere Komponenten auf. Deshalb ist unsere Stärke unser Gesamtpaket an Produkten und Services. Wir verkaufen nicht nur gute Software. Wir analysieren Ihre technische Ausstattung. Wir bieten verschiedene Optionen für Ihren Bedarf. Wir installieren auf Sie abgestimmte Technologie. Wir stellen Ihnen ein kompetentes Support-Team zur Seite und wir vermitteln Wissen, das für Sie essenziell ist. Auf LinuDent und unser Team können Sie sich auch in Zukunft verlassen. ◀◀

LinuDent

Praxissoftware für Zahnärzte · KFO

digital signieren lassen, bleibt im Gespräch außerdem mehr Zeit und Aufmerksamkeit für den Patienten. Denn die erhobenen Daten werden mit nur einem Klick der Akte des Patienten zugeordnet.

Im Sinne der Digitalisierung ist auch der LinuDent Behandlungsmanager darauf ausgelegt, Ihre Aufgaben strukturiert und systematisch zu vereinfachen. Haben Sie einmal Ihre Praxisabläufe der Behandlung exemplarisch erfasst, können Sie immer wieder auf Ihre Vorlagen zurückgreifen. Dabei bleibt Ihnen zu jeder Zeit die Freiheit, Vorgegebenes, je nach Patienten, individuell anzupassen.

Mit dem Behandlungsmanager erweitern Sie Ihre LinuDent Software um ein vielseitiges Modul, das Sie in Ihrer Arbeit mit dem Patienten unterstützt. Es begleitet Sie durch den Behandlungsprozess, von der Beratung, der individuellen Planung, Erbringung bis zur Abrechnung. Sind Vorlagen und Dokumente einmal definiert, so befinden sich alle für die Behandlung notwendigen Informationen im Schnellzugriff. Dieses Management-Tool ist optimal für Zahnärzte, die ihre Aufgaben konfigurieren und automatisieren und so eine gleichbleibend gute Versorgung mit hohen Qualitätsstandards schaffen wollen.

Definieren Sie wiederkehrende Therapie-schritte und hinterlegen Sie Leistungsketten, Dokumente und Terminvorgaben. Das heißt, Sie sparen Klicks bei jeder zukünftigen Behandlung und vermeiden Auslassungen und Redundanzen. Sie erstellen direkt alle notwendigen Termine aufgrund der hinterlegten zeitlichen

LinuDent setzt fortwährend digitale Anforderungen um und gibt neue Impulse für effizientes Praxismanagement. Die gesamte Palette an E-Health-Anwendungen ist voll in LinuDent integriert und unterstützt Sie bei Ihren Aufgaben. Auch das Online-Terminbuch bietet Ihren Patienten neue Freiräume in der Kommu-

lung in LinuDent, das Onlineportal, gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Patienten Rechnungen digital zur Verfügung zu stellen. Ganz einfach per Mausclick, zentral über das Internet.

Eine weitere digitale Errungenschaft ist die LinuDent Anamnese App. Hiermit integrieren Sie die Erhebung von Anamneseinformationen

**LinuDent - PHARMATECHNIK
GmbH & Co. KG**

www.linudent.de

Halle 11, Stand F008

BeutiBond Xtreme von SHOFU: Ätzen, Primern und Bonden in einem Schritt

Das leistungsfähige All-in-one-Universaladhäsiv für alle Ätztechniken und eine Vielzahl von Restaurationmaterialien.

■ Mit dem neuen BeutiBond Xtreme steht dem Zahnarzt ein lichthärtendes, selbststärkendes All-in-one-Universaladhäsiv zum Befestigen direkter und indirekter Restaurationen zur Verfügung. Wie sein Vorgänger BeutiBond Universal liefert es hervorragende Haftfestigkeitswerte, geringe Techniksensitivität und die komfortable Anwendung in einem Arbeitsgang. Ein Aktivator oder Enhancer für bestimmte Restaurationmaterialien ist jetzt nicht mehr nötig.

BeutiBond Xtreme spielt überall dort seine Stärken aus, wo es um gute Haftverbundwerte geht. Dank des neuartigen Silanhaftvermittlers „ARS“ (Acid Resistant Silane Coupling Agent) entstand eine sehr stabile chemische Zusammensetzung. Ohne zusätzlichen Primer stellt das Adhäsiv einen zuverlässigen Verbund der unterschiedlichsten Restaurationmaterialien am Schmelz und am Dentin sicher. Ganz gleich, ob die Zahnoberfläche feucht oder trocken ist und welche Ätztechnik zum Einsatz kommt.

Neben der adhäsiven Befestigung direkter und indirekter Restaurationen eignet sich BeutiBond Xtreme zum Festsetzen von Wurzelstiften und Stumpfaufbauten, zur Reparatur frakturierter Restaurationen sowie zur Versiegelung von Präparationen.

Die ergonomisch geformte Dosierflasche ermöglicht das Öffnen, Dosieren und Verschließen mit nur einer Hand. Die speziell geformte Dosierspitze gibt sehr kleine Trop-

fen ab (ca. 260 Tropfen) - Garant für sparsame Dosierung bei minimalem Materialverlust.

Ätzen, Primern und Bonden erfolgen schnell und sicher in nur einem Arbeitsgang. Lästige Arbeitsschritte wie Schütteln oder Mischen und wiederholtes Auftragen entfallen, so gelingt das Bonden schnell und zuverlässig.

BeutiBond Xtreme fließt sehr gut an und lässt sich präzise auftragen. Die nur ca. 5 µm dünne Filmschicht macht das Füller- und HEMA-freie BeutiBond Xtreme besonders bei minimalinvasiver Vorgehensweise und höchästhetischen Füllungen zum Adhäsivsystem der Wahl.

BeutiBond Xtreme lässt sich ohne Qualitätseinbußen bei einer Temperatur zwischen 1 und 25 °C lagern. Es muss vor der Anwendung nicht auf Zimmertemperatur erwärmt werden, sondern ist sofort einsatzbereit. ◀◀

SHOFU DENTAL GmbH

info@shofu.de

www.shofu.de

Halle 11.3, Stand C010/E019

