

## POWER FÜR SAUBERE ABSAUGANLAGEN



konzentrate für die zuverlässige Aufbereitung des Absaugsystems punkten zudem mit material-schonenden und desodorierenden Eigenschaften. Nicht zuletzt machen die umweltschonenden Formulierungen der AlproJet-Serie, die auf Phenole, Aldehyde, Phosphate sowie Chlor verzichten, die Anwendung zu einer rundherum sauberen Sache. Lassen Sie sich von unserem AlproTeam und unserer über 30-jährigen Erfahrung im Bereich für die Reinigung und Desinfektion von Absauganlagen überzeugen: AlproJet-D mit AlproJet-W oder AlproJet-DD mit AlproJet-W. Passend dazu gewährleistet der AlproJet MixCup mit 2-fach- bzw. 3-fach-Adapter die Passgenauigkeit für jeden Saugschlauch zum Ansetzen und Anwenden der Gebrauchslösung. Sicher, sauber, ALPRO. ◀◀

■ Easy in der Anwendung, hochwirksam in puncto Reinigung, Pflege und Desinfektion: Die nicht schäumenden Flüssigkonzentrate der AlproJet-Serie von ALPRO MEDICAL entfernen zuverlässig Rückstände wie Speichel, Blut, Bohrstaub und Prophylaxepulver-Varianten in Absauganlagen, egal, ob mit oder ohne Amalgamabscheider. Ob für den täglichen Einsatz als AlproJet-D (wie „daily“) oder als AlproJet-DD mit erweiterter Desinfektionswirkung - die Duophasen-Präparate kombinieren alkalische und saure Reinigungskraft. So geht es selbst festsitzenden Schmutzbelägen, Bakterien, Viren sowie Hefepilzen an die Substanz.

Hierbei bietet AlproJet-W (wie „weekly“) bei wöchentlichem Einsatz eine Extraportion Lösekraft gegen Protein- und Prophylaxepulver. Die Reinigungs- und Desinfektions-

**ALPRO MEDICAL,  
Germany**  
[www.alpro-medical.de](http://www.alpro-medical.de)  
**Hall 11.2**  
**Booth N008/0009**

## IMPLANTATBEHANDLUNGEN ERGONOMISCH, SICHER UND DIGITAL VERNETZT DURCHFÜHREN

**MAKE YOUR IMPLANT TREATMENTS ERGONOMIC, SAFE AND WIRELESS**

■ Seit 2021 wird Surgic Pro2, die Weiterentwicklung von Surgic Pro, für Implantatbehandlungen weltweit eingesetzt. Der Mikromotor Surgic Pro2 ist kürzer, leichter und damit noch ergonomischer als sein Vorgänger. Mit einer hochauflösenden LED-Lichtquelle im Mikromotor ist ein Arbeiten wie unter Tageslicht möglich. Das Pumpenmodul arbeitet noch leiser und das Anbringen des Spülschlauchs ist einfach und unkompliziert. Darüber hinaus ermöglicht Surgic Pro2 die Bluetooth-Verbindung des Osseo Integrationsmessgeräts Osseo 100+ und über ein Link-Set eine Verbindung zum Ultraschall-Chirurgiesystem VarioSurg 3. Behandlungsparameter von Surgic Pro2 sowie Daten von Osseo 100+ können auf einem Tabletcomputer angezeigt und gespeichert werden. Dank der Rückverfolgbarkeit der patientenindividuellen Behandlungsdaten kann die Implantatbehandlung individuell auf jede Patientin und jeden Patienten angepasst werden. Die Geräte Surgic Pro2 und VarioSurg 3 lassen sich kabellos und hygienisch über eine gemeinsame Fußsteuerung bedienen. Die drei Fußsteuerungstasten können individuell angepasst werden.

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie den Stand von NSK auf der IDS. ◀◀

■ NSK's Surgic Pro2 has been supporting implant treatments all over the world since its launch in 2021. The micromotor is the successor of Surgic Pro and is shorter, lighter and more ergonomic. With a high-resolution LED light source in the micromotor allows for working under daylight conditions. The pump module works quietly and the irrigation tube set-up is simple and straightforward. Furthermore, Surgic Pro2 can be connected via Bluetooth with the Osseo 100+ osse-

ointegration measuring device and, the VarioSurg 3 ultrasonic surgical system can be connected using a link set. Treatment parameters from Surgic Pro2 as well as data from Osseo 100+ can be displayed and saved on a tablet computer. Owing to the traceability of the patient-specific treatment data, the implant treatment individually adapted. Surgic Pro2 and VarioSurg 3 devices can be operated wirelessly and hygienically using a common foot control. The three foot control buttons can be customised.

Need more information? Come visit us at the NSK booth at IDS. ◀◀

**NSK, Japan**  
[www.nsk-dental.com](http://www.nsk-dental.com)  
**Hall 11.1**  
**Booth A010/C019**



AD

# 10 ACTIVA™ BioACTIVE PULPDENT



In 2013, Pulpdent shattered the ceiling with ACTIVA bioactive restoratives.

Now, the next breakthrough is here.



Learn more: Hall 10.1, Stand A021



**PULPDENT**  
DENTAL INNOVATION SINCE 1947

For more information, email [contact@pulpdent.com](mailto:contact@pulpdent.com) or visit [pulpdent.com](http://pulpdent.com)

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • USA



Partners  
in excellence.  
United  
by smiles.

ClearCorrect®, the Straumann Group's flagship orthodontic brand, is excited to announce **new products and features launching at IDS**, helping doctors treat more complex cases with new clinical features, an improved digital workflow, added support, and treatment planning services.

Visit them at the Straumann booth  
**(Hall 4.2 | Stand G-080 J-089)**

**clearcorrect**

A Straumann Group Brand

**clearcorrect.com**