

Endodontische Reparaturzemente

Medcem Medizinischer Portlandzement® und Medcem MTA® sind endodontische Reparaturzemente für alle bekannten MTA-Indikationen – von Überkappungen und Pulpaamputationen über Perforationsdeckung und Apexifikationen bis hin zur chirurgischen Endodontie. Medcem MTA besteht aus Medizinischem Portlandzement und einem farbstabilen Röntgenkontrastmittel. Die ausgezeichneten bioinduktiven und mechanischen Eigenschaften des Medizinischen Portlandzements werden durch die Zugabe des Röntgenkontrastmittels nicht beeinträchtigt. Medcem Medizinischer Portlandzement ist ein hervorragendes Überkappungsmaterial in der Kariologie bei bleibenden Zähnen, aber auch in der Milchzahnendodontologie.



Medcem GmbH

Tel.: +43 1 9346684

www.medcem.eu

Neues Teilmatrizensystem für Klasse II-Kompositrestaurationen



Das neue Teilmatrizensystem Strata-G™ von Garrison Dental Solutions wurde entwickelt, um eine breitere Palette von Klasse II-Kompositrestaurationen erfolgreich durchzuführen. Das Kit enthält drei Sorten von Separierringen, fünf Größen von Matrizenbändern, vier Größen von interproximalen Keilen und eine Ringseparierzange. Strata-G™ ist für die Verwendung bei Klasse II-MO/DO-, MOD- und breiten Präparationsrestaurationen im Seitenzahnbereich indiziert. Das Drei-Ring-System besteht aus kurzen (blau), hohen (orange) und breiten (grün) Separationsringen. Alle drei Ringe sind mit den exklusiven StrataBond™-Silikonspitzen von Garrison zur Reduzierung von Überschüssen und Ultra-Grip™-Retentionsspitzen ausgestattet, die ein Abspringen des Rings verhindern. Zudem ist der Ring durch seine PEEK-verstärkte Ringkonstruktion aus gezogenem Nitinoldraht haltbarer und leichter zu öffnen. Langlebigkeit und Leistung werden durch das einzigartige Formgedächtnis des molekular ausgerichteten Nickel-Titan-Rings maximiert. Fünf Größen von ultradünnen, absolut weichen, nicht klebenden Teilmatrizenzbändern verfügen zusätzlich über eine verbesserte Randleistenunterstützung und abgestufte subgingivale Verlängerungen, um das Einsetzen und Entfernen der Bänder zu vereinfachen. Diese werden mit vier Größen der Strata-G™ Ultra-Adaptive-Keile von Garrison kombiniert. Diese Keile verfügen über weiche Lamellen, die die Matrizenbänder sanft an Zahnunregelmäßigkeiten anpassen, während die umgekehrte V-Form tiefer sitzt und interproximal tiefer abdichtet. Darüber hinaus hat

Garrison eine Zange aus rostfreiem Edelstahl entwickelt, die das Einsetzen von Ringen über die größten Molaren unabhängig von der Größe oder Stärke der Hand erleichtern, einschließlich einer größeren Abwinklung zur Vereinfachung des Zugangs. In Kombination mit einer zusätzlichen Spitzenkerbe, die die Ringe in einem umgekehrten Winkel hält, um eine „Butterfly“-Platzierung bei MOD-Fällen zu ermöglichen, ist die Garrison-Zange die fortschrittlichste Ringseparierzange in der Zahnmedizin. Das farbcodierte und übersichtlich geordnete Strata-G™ Teilmatrizensystem bietet auch eine vollständige Auswahl an Nachfüllpackungen.

Garrison Dental Solutions • Tel.: +49 2451 971409 • www.garrisondental.com