

Spritzensystem in funktionalem, innovativem und zeitlosem Design



**JUBILÄUMS-
ANGEBOTE***

Beim Kauf einer SOPIRA® Citoject® N, inklusive 100 ILA-Nadeln, gibt es eine weitere Packung ILA-Nadeln kostenlos dazu

4+1-Treueaktion SOPIRA® Nadeln: Fünf gleichartige Packungen SOPIRA® Carpule® Standardnadeln oder SOPIRA® Carpule® Free Flow zum Preis von vier Packungen

Mehr Infos unter:
www.kulzer.de/citoject und
www.kulzer.de/citoject40

* bis Jahresende

Infos zum Unternehmen



Literatur



Der Name Citoject® steht seit 40 Jahren als Synonym für die intraligamentäre Anästhesie. Auch nach vier Jahrzehnten überzeugt das Spritzensystem – jetzt als SOPIRA® Citoject® N – weiterhin durch ein funktionales, innovatives und zeitloses Design.

Die intraligamentäre Anästhesie (ILA) zur lokalen Schmerzausschaltung bietet bei Patienten aller Altersklassen viele Vorteile. Im Praxisalltag begegnen uns zunehmend ältere, multimorbide Patienten mit unter anderem kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch Berufstätige, die nach der Zahnarztbehandlung möglichst schnell wieder ohne Einschränkungen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen. Gerade bei diesen Patienten bietet sich die intraligamentäre Anästhesie (ILA) zur lokalen Schmerzausschaltung an. Auch bei Kindern ist die Akzeptanz sehr hoch.¹⁻³ Sogar unkooperative überängstliche junge Patienten lassen sich mit dieser Anästhesiemethode behandeln.^{1,2} Bei der ILA werden pro Zahnwurzel des zu anästhesierenden Zahns nur 0,2 ml Lokalanästhetikum benötigt (langsam applizieren, 20 Sekunden), sodass das Herz-Kreislauf-System minimal belastet wird. Die anästhesierende Wirkung setzt in der Regel nach etwa 30 Sekunden ein. Das heißt, sie beginnt praktisch ohne große Latenz und hält durchschnittlich ungefähr eine halbe Stunde an. Auf diese Weise können einzelne Zähne auch in verschiedenen Quadranten ohne ausgedehnte Betäubung des umgebenden Weichgewebes minimalinvasiv anästhesiert werden.

Alternative für Infiltrations- und Leitungsanästhesie

Kulzer bietet seit jeher eine Alternative, wenn Infiltrations- und Leitungsanästhesie an ihre Grenzen stoßen. Die ausbalancierte Gewichtsverteilung der Citoject® N sorgt für sichere Handhabung und punktgenaues Anästhesieren. Außerdem überzeugt der Klassiker durch zeitloses Design und intuitiv intuitive Bedienung. Die Citoject® N liegt wie ein Füllfederhalter in der Hand. Durch den Dosierhebel ist die intraligamentale Injektion für den Behandler einfacher und für die Patienten komfortabler. Die Edelstahlspritze erlaubt die Reinigung und Sterilisation ohne Einschränkung zusammen mit allen anderen Edelstahlinstrumenten in der Praxis.

Auch 40 Jahre nach der Markteinführung wissen Anwender, dass das ILA-Spritzensystem SOPIRA® Citoject® N von Kulzer höchste Qualität und Langlebigkeit bietet. Nicht nur deswegen ist es eine der bekanntesten ILA-Spritzen. Am besten gelingt die intraligamentäre Anästhesie mit speziellen Kurzschliff-Nadeln. Kulzer führt in seinem Sortiment spezielle ILA-Nadeln, welche perfekt auf die Citoject® N abgestimmt sind.

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522
www.kulzer.de

