

EXKLUSIVES PRAXISDESIGN jenseits der Standards



Foto: © Michael Krug

grad & schee
Fachpraxis für Kieferorthopädie, Neutraubling.

Jede Praxis ist einzigartig. Damit der individuelle Stil rundum erlebbar wird, braucht eine Praxis ein umfassendes Gestaltungskonzept, welches das Alleinstellungsmerkmal ebenso unverwechselbar zum Ausdruck bringt. dental bauer Designkonzept^{db} ist spezialisiert auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und ausdrucksstarker Praxiskonzepte. Alle Projekte werden unter funktionalen und ästhetischen Gesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf dem Dentalmarkt umgesetzt. Vom ersten Beratungsgespräch über die detailgenaue Planung bis zur fertigen Gestaltung erfolgen alle Schritte dabei aus ei-

ner Hand. Von der erfolgreichen Arbeit des Expertenteams zeugen Praxen in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. Beim diesjährigen ZWP Designpreis hat die Praxis Dr. med. dent. Martin von Sontagh in Lustenau eine Prämierung erhalten. Wer ebenfalls seinen individuellen Stil in den Räumen der Praxis verwirklichen möchte, kann gerne Kontakt per E-Mail aufnehmen unter: designkonzept@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 7071 9777-0 | www.dentalbauer.de

INTRAORALPAKETE: Erfüllung der § 114-Vorgaben leicht gemacht

orangedental
premium innovations

VSP Folien-scanner

EzRay AIR Wall

EzSensor HD

§ 114 Safe mit EzRay AIR Wall
und den orangedental Intraoralpaketen

Laut dem TÜV-Röntgenreport 2023 weisen ca. 15 Prozent der Dental Tubus-Geräte bei der Abnahme Mängel auf. Durch Inkrafttreten des § 114, Abs. 1, Nr. 2 Strahlenschutzverordnung und der damit verbundenen Verunsicherung, wird sich dieser Prozentsatz 2023 drastisch erhöhen. Eine „elektronische Aufzeichnung der Aufnahmeparameter“ bei intraoralen Röntgenaufnahmen wird somit Pflicht. Deshalb müssen seit Januar Röntgenstrahler nur dann abgenommen werden, wenn sie durch ein neues Gerät ersetzt werden. Diese Aufzeichnung kann nur direkt vom Röntgengerät übertragen werden. Genau das setzt orangedental mit seinem EzRay AIR Wall um. Durch ein serielles Kabel mit USB-Adapter, das mit dem PC verbunden ist, werden die Aufnahmeparameter der einzelnen Patienten direkt vom Röntgengerät in der byzz[®]Nxt ray Software elektronisch aufgezeichnet und in der Patientendatei dokumentiert. Neben den Intraoralsensoren EzSensor HD und dem VSP Folien-scanner sind auch Fremdfabrikate an Bildempfängern möglich. orangedental bietet ab sofort über den Fachhandel interessante Intraoralpakete mit Röntgengerät, Folien-scanner oder ein bis zwei Sensoren an, die präzise die Anforderungen des § 114 erfüllen. Interessierte können sich direkt an ihren Fachhändler wenden.

orangedental GmbH & Co. KG

Tel.: +49 7351 47499-0

www.orangedental.de

Infos zum Unternehmen





Instrumenten-Reinigungssystem



Abnehmbare Griffe und Abdeckung



Saugschlauch-Reinigungssystem



Autoklavierbare Köchereinsätze