

## Semipermanente Befestigung von Konstruktionen auf Abutments und Restbeziehung

ZAKK® Implant.



ZAKK® Implant ist ein innovativer, dualhärtender, semipermanenter Befestigungszement ohne Triclosan zur Eingliederung von Konstruktionen auf Abutments und Restbeziehung. Der selbstadhäsive Befestigungszement ist anwendbar mit allen Materialkombinationen bezüglich Abutment und/oder Zahnstumpf und Restauration/Suprakonstruktion. Eine leichte Expansion während der Aushärtung führt zu einer hohen Randdichtigkeit. Die geringe Schichtstärke ermöglicht eine passgenaue Positionierung der Restauration ohne Mikrobeweglichkeit. Eine sehr geringe Löslichkeit des polymerisierten Zements verbessert das Randspaltverhalten und verhindert Auswaschungen an den Klebefugen.

ZAKK® Implant ist sehr druckfest, wodurch die Restauration auch unter Kaubelastung langfristig stabil bleibt. Die elastische Materialeigenschaft des ausgehärteten ZAKK® Implant ermöglicht den großen Vorteil einer beschädigungsfreien Wiederausgliederung. Eine lange Verarbeitungszeit gewährleistet zudem eine stressfreie Eingliederung.

Der Befestigungszement ist erhältlich in einer 5 ml Doppelkammerspritze mit Zubehör. **DT**

### R-dental Dentalerzeugnisse GmbH

Tel.: +49 40 30707073-0  
info@r-dental.com  
www.r-dental.com

## Kompaktes, flexibles Pulverstrahl- und Ultraschall-Kombi-Gerät

Neues Prophylaxe-Gerät von B.A. International bei Henry Schein.

Henry Schein Dental Deutschland hat das neue Prophylaxe-Gerät von B.A. International in sein Portfolio aufgenommen. Das kompakte Ultimate UC500L deckt durch die Kombination aus Ultraschallscaler zur sicheren Zahnsteinentfernung und Pulverstrahlreinigung ein breites Indikationsspektrum ab (supra- und subgingival). Im Praxisalltag zeichnet sich das Gerät durch eine einfache Bedienung per Touchdisplay, Flexibilität bei der Wasserversorgung und eine automatische Reinigung in nur 30 Sekunden aus. Das Ultimate UC500L beeindruckt bei der Anschaffung durch einen wettbewerbsfähigen Preis. Auch Verbrauchsmaterial und Zubehör sind günstig, sodass die laufenden Kosten niedrig bleiben.

### Services unterstützen reibungslose Prophylaxe-Abläufe in der Praxis

Henry Schein unterstützt Praxisteams rund um den Einsatz des B.A. International Ultimate UC500L mit bedarfsgerechten Services. Dazu gehören die Beratung durch Experten, Wartungsverträge für Wertehalt und niedrigere Ausfallraten sowie schnelle Reparaturen durch erfahrene und zertifizierte Techniker in hauseigener Werkstatt. Bei Bedarf stellt Henry Schein Mietgeräte zur Verfügung, um auch bei Ausfällen einen reibungslosen Ablauf der Behandlungen zu gewährleisten. Mit einem Prophylaxe-Rechner kann das individuelle Potenzial einer Praxis für die Prophylaxe berechnet werden.

### Gleich loslegen: Umfangreiches Zubehör im Paket enthalten

Das Ultimate UC500L wird mit einem umfangreichen Zubehörpaket geliefert, das im Vergleich zum Wettbewerb deutlich mehr Erstausstattung enthält. Zum Lieferumfang gehören unter anderem verschiedene Handstücke und Spitzen. Ein kompaktes Cart für den mobilen Einsatz und weite-

res Zubehör sind separat erhältlich, ebenso zwei speziell auf das Gerät abgestimmte Prophylaxepulver: Das BA Ulticlean Prophylaxepulver Standard auf Natriumhydrogencarbonat-Basis zur supragingivalen Anwendung sowie das besonders feinkörnige Perio Plus Pulver auf Tagatose-Basis für die schonende sub- und supragingivale Anwendung. **DT**

### Henry Schein Dental Deutschland GmbH

Tel.: 0800 1400044  
info@henryschein.de  
www.henryschein-dental.de



## Ganzheitliches Portfolio

Service nach Maß – mit ImplAg®.

Die Implantologie-Agentur ImplAg® hat sich mit dem Ziel gegründet, Kieferchirurgen, Oralchirurgen sowie Implantologen ein ganzheitliches Portfolio an Dienstleistungen und Materialien passend für jede Indikation in der Implantologie und zahnärztlichen Chirurgie zu offerieren. Dabei greift das Unternehmen auf Produkte bewährter Hersteller wie Cowellmedi, Bioconcept, Neobiotech und OSSTEM zurück. Fortlaufend wird das Angebot mit innovativen Produkten vervielfältigt. Implantate, Sinusbodenelevation oder GBR sind nur einige Gebiete, auf die sich das Unternehmen spezialisiert hat. Hohe Qualitätsstandards sowie die Sicherheit der Produkte haben bei ImplAg® oberste Priorität.

### Worst-Case-Management

Spezialisiert ist ImplAg® im Worst-Case-Management. ImplAg-Link ist ein lösbarer bakterienichtiger Befestigungszement aus Kunststoff. Er wurde in das Programm aufgenommen, um die Restaurationen, etwa für eventuelle Kontrollen, durch permanenten Zug leicht entfernen zu können. Dadurch sind leicht und frühzeitig Unregelmäßigkeiten behandelbar, ohne dabei die Restauration zu beschädigen. Beispiel hierfür ist die Periimplantationsbehandlung mit Produkten von HANSKorea, wie der NiTi Brush – für eine effektive Reinigung von Implantaten bei periimplantären Knochendefekten. Mit Spezialinstrumenten für gebrochene Schrauben lassen sich in vielen Fällen

die Explantation oder Stilllegung vermeiden und die Restauration vollständig wiederherstellen. Auch Implantat-Explantationssets, die den Knochenverlust auf das Geringste beschränken, sind verfügbar.

### Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse

ImplAg® bietet zu den bekannten Curricula der zahnärztlichen Verbände auch eigene Fortbildungen an. Diese reichen von Implantologie-Basiskursen bis hin zu Spezialkursen von Alveolarkamm-Management, Sinusbodenelevation oder dem Worst-Case-Vorgehen. Zusätzlich steht Ihnen ein umfangreiches Informationsangebot (Anwendervideos und Anleitungen) sowie eine kompetente Beratung mit überzeugendem Service im Fokus der Kundenphilosophie zur Verfügung. Jüngstes Event ist unter anderem die ImplAg® Roadshow mit interessanten Hands-on-Kursen in mehreren Städten Deutschlands.

### AnyCheck

AnyCheck ist ein ideales Messgerät zur Beurteilung der Osseointegration von Zahnimplantaten, ohne dass dabei der heilende Aufbau entfernt werden muss. Als einer unserer Topseller sticht es vor allem durch die einfache Bedienung heraus. Das Klopf-Bewegungssystem des Geräts ermöglicht es zudem, die

Implantatstabilität direkt nach der Implantatinserterion wie auch nach der Osseointegrationszeit zu überprüfen. Der Grad der Osseointegration wird durch den IS-Wert zwischen 30 und 85 angegeben. Mit der Hilfe von AnyCheck können Sie so den Verlust von Implantaten verhindern, da nicht genügend osseointegrierte Implantate vor der Versorgung sicher diagnostiziert und durch eine verlängerte Einheilzeit gerettet werden können. **DT**

### ImplAg® Implantologie-Agentur

Tel.: +49 6251 54314  
info@implag.de  
www.implag.de



# CURAPROX



# DAS BESTE FÜR IHRE GESUNDHEIT

## ENZYMATISCHER WHITENING-EFFEKT UND SCHUTZ

Be you Zahnpasta enthält die Bausteine für ein gesundes Leben. Die Enzyme in Be you kommen von Natur aus im Speichel vor und helfen unseren Patient\*innen, ein gesundes Mikrobiom zu erhalten. Glucose-Oxidase unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes. Darüber hinaus hellt sie tagtäglich ganz sanft auf. Be you ist vollständig vegan und enthält weder Mikroplastik noch SLS.

MEHR ERFAHREN



[www.curaden.de](http://www.curaden.de)



+ SWISS PREMIUM ORAL CARE