

## Kronentrenner – ready-to-use

Schärfe mit unschlagbarer Preis-Leistung.

Zur sauberen und effizienten Trennung von Kronen ist ein schnittfreudiges und abtragstarkes Instrument das A und O. Nicht zuletzt deshalb ist neben einem geringen Anpressdruck vor allem in diesem Bereich immer ein neues und scharfes Instrument empfehlenswert, um den Zeitaufwand möglichst gering zu halten. Durch die sterile gebrauchsfertige Einzelverpackung, die optimierte Schneidegeometrie sowie die innovative Schaftkonstruktion der Microcopy Hartmetall-Kronentrenner erreichen Sie Ihr Ziel einfach schneller.

Die Problematik von mangelnder Schnittleistung und die Möglichkeit von Kreuzkontaminationen gehören durch sterile Ein-Patienten-Instrumente auch bei diamantierten Kronentrennern für Zirkon- und Vollkeramikversorgungen zur Geschichte. Der Einsatz von rotierenden Sterilinstrumenten hält den Qualitätsstandard jederzeit auf höchstem Niveau, garantiert die Patientensicherheit und optimiert Ihre Behandlungszeit.



**ASTRODENT**  
all sterile by RODENT

Mit Microcopy stehen Ihnen für jeden Patienten neue, steril einzelverpackte Instrumente mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung.

Bestellen Sie noch heute Ihre Kronentrenner unter [www.rodent.ch/kampagne](http://www.rodent.ch/kampagne) zum Vorzugspreis und überzeugen Sie sich von Microcopy NeoBurr- und NeoDiamond-Sterilinstrumenten! **DI**

### Microcopy

Vertrieb in der Schweiz:

**Rodent AG**

Tel.: +41 71 763 90 60  
[dental@rodent.ch](mailto:dental@rodent.ch)  
[www.rodent.ch](http://www.rodent.ch)



## Ganz in Blau

Optimierter Sammelbehälter des METASYS MST 1 Amalgamabscheiders in neuer farblicher Aufmachung.

Am Modul 2 sowie am Sammelbehälter des MST 1 Abscheiders wurden Optimierungen getätigt. Der Sammelbehälter lässt sich nun leichter am Modul 2 anbringen. Der Zahnarztpraxis wird das Verschliessen des Behälters mit unserem grünen Verschlussdeckel erheblich erleichtert. Da sich die Dichtlippe des Behälters sowie des Modul 2 geändert haben, kann an neuen MST 1 Amalgamabscheidern sowie an neuen «Modul 2» Ersatzteilen nur der optimierte Behältertyp angebracht werden. Nur mehr dieser neue Behältertyp ist auf MST 1 Geräten sowie Modul 2 Ersatzteilen mit Herstellungsdatum 6/23 kompatibel. Neben diesen rein technischen Details erstrahlt der METASYS Sammelbehälter im neuen farblichen Glanz, ganz in Blau. Ab sofort ist der MST 1 Sammelbehälter für alle METASYS Entsorgungskunden kostenlos erhältlich. **DI**



**METASYS Medizintechnik GmbH**

Tel.: +43 512 205420-0  
[info@metasys.com](mailto:info@metasys.com)  
[www.metasys.com](http://www.metasys.com)



## Automatischer Datentransfer ohne Unterbrechung

EASY Mill Chairside Dentalfräs- und Schleifmaschine.

orangedental erweitert sein Portfolio mit der EASY Mill4, einer 4-achsigen Nassschleifeinheit und dem einzigartigen Perfit FS, einem voll durchgesinterten Zirkonoxid-Blockmaterial. Mit diesem lassen sich z. B. Kronen, Onlays, Inlays oder Veneers in 20 bis 60 Minuten schleifen; und das bei hervorragenden Oberflächen, kurzen Nachbearbeitungszeiten und ohne den zeitaufwendigen Sintervorgang, und sind sofort eingliedbar. Die EASY Mill5 mit ihren 5 Achsen ist als Trockenfräse ausgelegt, kann Blocks sowie Ronden fräsen und wurde für weiche Materialien wie z. B. PMMA, grünes Zirkon, PEEK und Wachs entwickelt. Der Scan erfolgt mit dem Intraoralscanner FUSSEN by orangedental, dessen Scandaten direkt in die Datenbank der haus-eigenen byzz® Nxt Software übertragen werden. Danach erfolgt das Design mit exocad Chairside CAD und die Fertigung mit WorkNC Dental sowie der entsprechenden EASY Mill Fräse. Anwender profitieren von einem automatischen Datentransfer ohne Unterbrechung; einfach und zeitsparend. **DI**

**orangedental GmbH & Co. KG**

Tel.: +49 7351 47499-0 · [info@orangedental.de](mailto:info@orangedental.de)  
[www.orangedental.de](http://www.orangedental.de)



**orangedental** premium innovations **NEU**

### EASY Mill Chairside Dentalfräs- und Schleifmaschinen

**EASY Mill4**

- Nassbearbeitung
- 4 Achsen
- Perfit FS **NEU**

Vollgesintertes Zirkonoxid, in 20 - 60 Min. vollständig gefräst, kein Sinterofen notwendig

- Alle gängigen Blockmaterialien

**EASY Mill5**

- Trockenbearbeitung
- 5 Achsen
- Ronden + Blocks aus weichen Materialien, geeignet für vorgesintertes Zirkon

## Hygienisch, effizient, universell

Der ZerofloX™ made in Switzerland überzeugt ohne Beflockung.

Mit ZerofloX bringt medmix einen neuen Mikroapplikator auf den Markt, der sich dank seiner innovativen Gestaltung optimal für den Einsatz im zahnärztlichen Praxisalltag eignet: Der komplette Applikator wird in einem Stück gefertigt, der biegbare Kopf ist mit weichen Elastomerborsten versehen.

Ein Ablösen von adhäsiv fixierten Flockfasern und eine daraus resultierende Kontamination der Oberflächen, wie sie bei herkömmlichen Mikroapplikatoren auftreten kann, ist somit ausgeschlossen. Dies ermöglicht hygienisch reine sowie ästhetisch hochwertige Ergebnisse. Das durchdachte

Design mit flexiblem Kopf und zwei Biegestellen vereinfacht den Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Die elastischen und dennoch formstabilen Kunststoffborsten des ZerofloX sind nicht absorbierend – der Mikroapplikator nimmt daher unter-

schiedlichste Dentalmaterialien in exakt der gewünschten Menge gleichmässig auf. Die hochwertigen Materialien können im Anschluss präzise und ohne Verlust auf den Arbeitsbereich aufgetragen werden. Dank seiner praktischen Universalgrösse ist der ZerofloX für eine Vielzahl von zahnmedizinischen Anwendungen geeignet und führt somit zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz im Praxisalltag.

medmix ist Weltmarktführer für hochpräzise Applikationslösungen; der Geschäftsbereich Dental ist auf Systemlösungen zum Mischen, Dosieren und Applizieren von Flüssigkeiten spezialisiert. ZerofloX ist eines von vielen innovativen Produkten des Unternehmens, die den Menschen zu einem gesünderen und selbstbewussteren Leben verhelfen. «ZerofloX hebt die Qualität im Segment der Mikroapplikatoren auf eine neue Stufe», freut sich Stefan Koch, Produktmanager bei medmix. **DI**

**ZERO IS HERO**

ZERO BEFLOCKUNG • ZERO PROBLEME

**ZerofloX™** - Der neue Standard-Microapplikator ohne Beflockung.

medmix

**medmix Switzerland AG**

Tel.: +41 81 414 70 00  
[communications@medmix.com](mailto:communications@medmix.com)  
[www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss)

