

PHÄNOMENAL (R)EVOLUTIONÄR

Das Champions (R)Evolution® inkl. seines Shuttles (Einbringhilfe, chirurgische Verschlusschraube, Abformungstool, Gingivaformer in Einem) wird in der ersten Patientensitzung inseriert und abgeformt bzw. gescannt.

Nach zwei Monaten wird der Shuttle in seinem sterilen Implantat-körper durch das entsprechende Abutment (evtl. mit Krone zusammen) ausgetauscht.

Ein einzigartiger Workflow seit 2011.

100%  MADE
IN
GERMANY



Das ist das
Champions (R)Evolution



IMPLANTOLOGISCHE WORKSHOPS
DER FUTURE DENTAL ACADEMY
FÜR ZAHNÄRZT*INNEN UND ZFAS

Infos und Anmeldung online auf:
future-dental-academy.com



Servicenummer: 06734 91 40 80
champions-implants.com

CHAMPIONS 