



ANBIETERINFORMATION*

Individuell abgestimmte ENDO-FACHBERATUNG


1. Anfrage

Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Komet Endo-Fachberater zu kontaktieren?

Wenn sich beim Besuch Ihres Komet Fachberaters tiefgreifende Fragestellungen zur endodontischen Behandlung ergeben, wird dieser die Brücke zum Endo-Fachberater schlagen.

Wie lange dauert in der Regel ein Besuch vom Endo-Fachberater?

Ein endodontischer Fachberatungstermin dauert durchschnittlich ein bis zwei Stunden. Es handelt sich schließlich um eine verantwortungsvolle Disziplin, die sich von der Inzisalkante bis zur Wurzelspitze erstreckt und von jedem Einzelschritt abhängt. Das ist hoch speziell und erklärungsintensiv.



Amir Araee

aaaraee
@kometdental.de



Birgit Schnittler

bschnittler
@kometdental.de

2. Kompetenz

Wer kann die Endo-Fachberatung anfordern: Endo-Einsteiger, -Umsteiger oder auch der Spezialist?

Alle! In Praxen, die bisher noch per Hand den Wurzelkanal aufbereitet haben, kann die Frage gelöst werden, ob der rotierende (z. B. FQ) und/oder reziprozierende Weg (z. B. Procodile Q) besser zu den persönlichen Vorlieben passt. Hier unterstützt beispielsweise der perfekt abgestimmte EndoPilot, der auf intelligente Weise die Vorteile der rotierenden und reziprozierenden Aufbereitung verbindet. Bei Umsteigern wird der Endo-Fachberater die Empfehlung auf die bisherige Aufbereitungsphilosophie abstimmen. Wer also beispielsweise schon immer thermoplastisch abfüllt, der greift vielleicht zu FQ06, weil sie den größeren Taper .06 besitzt. Spezialisten werden selbstverständlich noch spezifischer beraten, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie gerne „Hybrid-anwender“ sind – sie orientieren sich nicht zwingend an einer vorgegebenen Sequenz, sondern wählen individuell nach Feilenlänge und -Konizität.

Manche Zahnärzte bringen die Endodontie zur Kür, andere empfinden sie zeitaufwendig und lästig. Welchen Ansatz verfolgt hier Komet Dental?

Es gibt den Spruch „Love it or leave it!“. Die Antwort von Komet Dental darauf lautet „Love it or change it!“. Oft ist es eine Frage der Feilen und des Materials, mit denen gearbeitet wird. Viele Kunden finden nach einer professionellen und individuell abgestimmten Endo-Fachberatung (neuen) Spaß an der Endodontie.

3. Volls Sortiment

Was sind die Gründe, warum Zahnärzte in das Komet Endo-Sortiment einsteigen bzw. darauf umsteigen?

Komet Dental überzeugt mit seinen umfassenden Endo-Innovationen der letzten Jahre. Dadurch ist das Portfolio zum Volls Sortiment herangewachsen. Hinzu kommen das faire Preis-Leistungs-Verhältnis, die gewohnte Komet Qualität „made in Germany“, die direkte Fachberatung und der sehr gut aufgestellte Customer Service.



Vanessa Tabbert

vtabbert
@kometdental.de



Johann Klassen

jklassen
@kometdental.de



Christina van Hoff

cvhoffs
@kometdental.de



Maximilian Sihs

msihs
@kometdental.de

→ www.komet-dental.de




* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. | Porträts: © Komet Dental

EURUS-S1
Holder



Mehr
Infos auf
Seite 96


EURUS-S1
Rod




EURUS-S1
Cart



EURUS-S3
Holder



EURUS-S4
Rod




EURUS-S6
Holder



EURUS-S8
Holder



EURUS-S8
Rod VacPac



EURUS-S8
Cart ohne
Speifontäne

