

Provisorische Implantate mit Ø 2,1 mm

Die temporären Implantate Prolimplant bieten die Möglichkeit, Patienten während der Einheilzeit von Knochenaugmentaten oder definitiven Implantaten provisorisch mit einem festsitzenden Zahnersatz zu versorgen – sei es durch die vorhandene Prothese oder durch einen provisorischen Zahnersatz. Das Einsetzen ist einfach und benötigt in unkomplizierten Fällen nur zwei Instrumente. Die einteiligen Implantate mit einem Durchmesser von 2,1 mm sind aus Reintitan Grad 4 hergestellt. Der biegsame Implantathals ermöglicht eine optimale Ausrichtung der Implantate zueinander und die Titankappe kann auch als Basis für die Verankerung der provisorischen Versorgung verwendet werden. Die verschleißbare Chirurgiekassette aus Edelstahl ist robust und leicht, für die Reinigung in Desinfektoren optimiert und besticht durch ihr modernes Design. Die stabilen, vielseitigen Implantate machen es Ihnen so möglich, Ihren Patienten von seinem ersten Schritt in Ihre Klinik/Praxis mit einem funktionsfähigen, festsitzenden Zahnersatz zu behandeln. Im LASAK E-Shop unter shop.knochen-ersatz.de sind die Prolimplant Implantate erhältlich.

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



Ø 2,1 mm

LASAK GmbH
Tel.: +420 224 315663
www.lasak.dental

Infos zum Unternehmen



Mehr Knochen.
Mehr Patienten.
Mehr Behandlungen.



Backtaper.

Mikrostrukturierung.

Subcrestale

Positionierung.



SCAN ME!

Einen Schritt weiter als Plattform Switch –
Bone Growth Concept von bredent medical.



360° IMPLANTOLOGY
– MORE THAN IMPLANTS –



Bone Growth Concept

50 years of bredent

bredent group

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635

www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com