

DIE SIGNO Z300: EFFIZIENZ UND KOMFORT NEU GEDACHT

Das Behandlungskonzept für eine gesunde Haltung

Während einer konventionellen Behandlung beugen und drehen sich Behandler und Assistenz häufig zum Patienten, um Zugang und Sicht auf das Arbeitsfeld zu erhalten. Dies kann in der Folge zu einer schlechten Körperhaltung und Muskel-Skelett-Problemen führen, was zahlreiche Studien bereits seit vielen Jahren belegen. Die innovative Einheit Signo Z300 folgt dem Zero-Konzept (Abb. 3), bei dem sich das Design der Einheit sowie die Funktionsauswahl am natürlichen Workflow des Behandlers orientieren.

Pluspunkte für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin

Die Fans der Signo Z300 vereint ein hoher Anspruch an zeitloses, minimalistisches Design, umfassende Arbeitseffektivität und optimale Ergonomie. Die Workflows in den Bereichen Kinderzahnmedizin und Kieferorthopädie werden durch die Einheit besonders gut unterstützt. An der Signo Z300 arbeiten Behandler in der 12-Uhr-Position effizient und in ihrer natürlichen Körperhaltung. Dieses

Konzept erlaubt eine bestmögliche Sicht und einen leichten Zugang zum gesamten Behandlungsfeld. Die Kopfstütze lagert den Patienten optimal – selbst unter Narkose. Für kleine Patienten lässt sich die Liege zwischen einer Höhe von 61 und 88 cm verstellen (Abb. 4). Ein weiterer Vorteil bei der Behandlung ängstlicher oder junger Patienten ist die Unterbringung der Instrumente außerhalb des Sichtfelds an der Unterseite der Liege.

Ideal für die zwei- oder vierhändige Behandlung

Die Liegefläche der Signo Z300 erlaubt die zwei- oder vierhändige Behandlung in der 12-Uhr-Position. Über den Mundspiegel hat der Behandler eine optimale Sicht auf das komplette Behandlungsfeld und erreicht mühelos auch die hinteren Molaren, ohne sich verdrehen oder beugen zu müssen. Somit können Behandler und Assistenz in ihrer natürlichen Körperhaltung arbeiten.

Die hohe Kunst der Einfachheit

Bei der Signo Z300 steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Z300-



Design verkörpert die Kunst der Einfachheit und steht für die Konzentration auf das Wesentliche. Dank der Reduktion auf essenzielle Funktionen können mit der Signo Z300 Abläufe reibungslos gestaltet und Prozesse optimiert werden. Kanten, Ecken und Stellflächen wurden minimiert, um den Hygieneanforderungen optimal zu entsprechen. Auf ein Mundspülbecken wurde zugunsten


einer besseren Hygiene verzichtet, um das Risiko von Kreuzinfektionen zu minimieren. Die Absaugtechnik ersetzt das zeitintensive Spülen während der Behandlung.

Spannende IDS-Angebote

Das MORITA-Team und erfahrene Behandler stehen Messebesuchern für Fragen zur Signo Z300 auf der IDS zur Verfügung. Als besonderes Bonbon winkt ein IDS-Voucher in Höhe von bis zu 2.000 Euro auf den Aktionspreis der Signo Z300 – erhältlich durch die Registrierung unter www.morita.de/voucher. ◀◀

MORITA EUROPE, Germany
www.morita.de
Hall 10.2, Booth P040/R049

Die Signo Z300 (Abb. 1+2) von MORITA wird auf der IDS 2025 mit einem attraktiven Aktionsangebot zu einem der zentralen Highlights. Die Behandlungseinheit überzeugt durch ihre puristische Ästhetik und bietet mit einer Selektion zentraler Funktionen einen echten Mehrwert. Sie wurde für das Arbeiten in der 12-Uhr-Position designt und unterstützt damit eine gesunde Körperhaltung bei maximaler Effizienz. Zudem bietet die Z300 Vorteile in den Fachbereichen Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin.



CENTRIX PRÄSENTIERT PREISGEKRÖNTE PRODUKTE CENTRIX SHOWCASES AWARD-WINNING PRODUCTS



Centrix ist ein führender Innovator im Bereich der Dentalmaterialien, Präventionsprodukte, Applikatoren und Abgabesysteme. Seit über 50 Jahren entwickelt das Unternehmen neue Produkte und verbessert bestehende Konzepte, um Zahnärzten optimale Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu bieten.

Neu: DraganBerry FluoroDose

FluoroDose (Abb. 1) ist der am meisten ausgezeichnete Fluoridlack auf dem Markt, der von Zahnärzten

und Patienten gleichermaßen für seine glatte, klumpenfreie Textur sowie für seinen ausgezeichneten Geschmack und angenehmen Tragekomfort geschätzt wird. Der Lack trocknet klar und hinterlässt keine Zahnverfärbungen. Er wird in der patentierten LolliTray präsentiert, die entwickelt wurde, um die Fluoridapplikation einfacher, sicherer, schneller und komfortabler zu gestalten als bei herkömmlichen Methoden. Patienten können unmittelbar nach der Anwendung essen und trinken.

Die FluoroDose-Fluoridlackreihe wurde kürzlich um einen sechsten köstlichen Geschmack erweitert – DraganBerry, benannt nach dem Centrix-Gründer Dr. William Dragan.

Am Centrix-Stand werden alle sechs FluoroDose-Geschmacksrichtungen präsentiert, und den Teilnehmern steht kostenloses Eis zur Verfügung, das von dieser innovativen Produktreihe inspiriert ist.

Revolutionäre Retraktionspaste

Access Edge (Abb. 2) ist eine hochviskose Gingiva-Retraktionspaste. Sie enthält Kaolin, um das Zahnfleisch sanft vom Zahn zu trennen, sowie 15 Prozent Aluminiumchlorid, um Blutungen zu kontrollieren und das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern, wodurch der Sulkus trocken bleibt. Die Paste wird subgingival injiziert oder um den Zahn herum aufgetragen und für mindestens zwei Minuten belassen. Während die Paste trocknet, erzeugt Access Edge eine sanfte, aber effektive Retraction, um den Sulkus zu öffnen.

Centrix-Produkte sind bei allen führenden Dentalhändlern erhältlich. ◀◀

Centrix is a leading innovator of dental materials, preventive products, applicators and delivery systems. The company has spent over 50 years developing new products and enhancing existing concepts to provide dental professionals with optimal solutions for their needs.



New DraganBerry FluoroDose

FluoroDose (Fig. 1) is the most-awarded fluoride varnish on the market, appreciated by dental clinicians and patients alike for its smooth, non-clumpy texture and excellent taste and feel. The varnish dries clear, leaving no tooth discoloration, and is presented in the patented LolliTray, designed to make fluoride application easier, safer, faster, and more comfortable than traditional methods. Patients can eat and drink immediately after application.

The FluoroDose fluoride varnish range recently expanded with the introduction of a sixth delightful flavour – DraganBerry, named in after Centrix founder Dr William Dragan.

At the Centrix booth, all six FluoroDose flavours will be showcased, with complimentary ice cream inspired by this innovative product line available for attendees to enjoy.

Game-changing retraction pastes

Access Edge (Fig. 2) is a high-viscosity gingival retraction paste formulated with kaolin clay to gently separate the gingiva from the tooth and 15% aluminium chloride to control bleeding and maintain a dry sulcus. The paste is applied subgingivally or packed around the tooth and left in place for a minimum of two minutes. As it dries, Access Edge delivers gentle yet effective retraction to open the sulcus.

Centrix products are available from leading dental distributors. ◀◀

Centrix, USA
www.centrixdental.com
Hall 10.2, Booth O042



* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. - * The articles in this category are provided by the manufacturers or distributors and do not reflect the opinion of the editorial team.