


## Zwei MTAs für alle Fälle



### SendoCem- Indikationen

- ☐ Reparatur von Perforationen
- ☐ Direkte und Indirekte Pulpen-überkappung
- ☐ Pulpotomie
- ☐ Wurzelspitzen-füllung
- ☐ Apexifikation



### MTA-Zement – ohne Mischen zu lang anhaltender Stabilität

**SendoCem MTA** für verschiedene Behandlungen der vitalen Pulpa ist ein gebrauchsfertiger, biokeramischer Kalziumsilikatzement. Er nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und härtet ohne Mischen aus. Dank seiner Bioaktivität setzt er Kalziumionen frei, fördert die Apatitbildung und bietet Biokompatibilität, Dichtigkeit und antibakterielle Eigenschaften. SendoCem ist sofort einsatzbereit und erfordert kein Mischen, was eine schnelle und unkomplizierte Anwendung ermöglicht. Dank der feinen Kanüle lässt er sich einfach und präzise applizieren. Er überzeugt durch herausragende physikalische Eigenschaften, darunter eine hohe Druckfestigkeit, geringe Löslichkeit sowie Röntgenopazität. Zudem verfärbt er die Zähne nicht, da er kein Wismutoxid enthält.

**DIRECTA AB**  
Alexander Haid  
Tel.: +49 171 8187933  
[www.sendoline.com](http://www.sendoline.com)

Infos zum  
Unternehmen



**SendoSeal MTA** ist ein biokompatibler Wurzelkanalsealer auf MTA-Basis. Er härtet durch Absorption von Feuchtigkeit im Wurzelkanal aus, trägt zur Bildung von Hydroxylapatit in den Dentintubuli bei und ist formstabil. Der hohe pH-Wert von 10 bis 12 hat eine antibakterielle Wirkung, die den Heilungsprozess fördert. SendoSeal MTA ist röntgenopak, sodass die Wurzelfüllung leicht zu erkennen ist und das Ergebnis auf der Röntgenaufnahme leicht beurteilt werden kann. Das Produkt wird direkt aus der Spritze applizierbar geliefert.



Für eine Produktberatung  
nehmen Sie gerne Kontakt unter  
**+49 5221 3455-0** oder per E-Mail  
[info@kaniedenta.de](mailto:info@kaniedenta.de) auf.