

Fallberichte von BioniQ mit Ø 2,9 mm



Die durchmesserreduzierten Implantate mit Ø 2,9 mm kommen sowohl beim Ersatz eines Zahns als auch bei der Rekonstruktion beider Kiefer zum Einsatz. Fälle mit Freihandchirurgie sowie der schablonengeführten Chirurgie dokumentieren den klinischen Langzeiterfolg und die Festigkeit der schmalen Implantate, die schon über 25 Jahre erfolgreich produziert werden. Das umfassende Prothetiksoriment deckt alle Anforderungen für verschraubte, zementierte und Hybridversorgungen ab – inklusive abgewinkelter PrimeLOC-Attachments, moderner CAD/CAM-Lösungen und CEREC-kompatibler Titanbasen. Sollte dennoch einmal etwas schiefgehen, profitieren Sie vom ersten Tag an lebenslang von unserem Garantieprogramm. Lassen Sie sich von unseren Fallberichten auf www.lasak.dental/fallberichte inspirieren. Für Sonderangebote kontaktieren Sie uns gern unter dental@lasak.com.


LASAK GmbH
 Tel.: +420 224 315663
www.lasak.dental
shop.lasak.dental

Infos zum
Unternehmen




CLEAN & SEAL®

Frühe und wirksame Behandlung
von periimplantären Infektionen



1. CLEAN

Mechanische Reinigung
in Kombination mit wirk-
samem Biofilmentferner
PERISOLV®.



2. SEAL

Versiegelung des Defekts
und Unterstützung der
Wundheilung mit vernetzter
Hyaluronsäure xHyA.



VORTEILE

- Beschleunigte Wund- und Gewebeheilung
- Stabilisierung und Schutz des Wundraums
- Erleichterte Entfernung von Biofilm und Granulationsgewebe



Weitere
Infos