



IMPLANTOLOGIE JOURNAL 10/25

Implantologie | Parodontologie | Prothetik

Fachbeitrag

Versorgung von komplexen
implantologischen Fällen im
Kindes- und Jugendalter

Seite 6

Anwenderbericht

Minimalinvasiv und
digital: Implantation mit
Sofortversorgung

Seite 10

Fachinterview

Wie moderne Technologien
die Zukunft gestalten

Seite 16



ProlImplant



2,1 mm

IHR SPEZIALIST,

WENN ES ENG WIRD

BioniQ



2,9 mm

Die temporären Implantate ProlImplant mit \varnothing 2,1 mm können ohne Schwierigkeiten nur mit zwei Instrumenten eingesetzt werden. Die einteiligen Implantate aus Reintitan verfügen über einen biegsamen Implantathals. Für einen finalen Zahnersatz wurden von LASAK die vollwertigen, aus Hochleistungstitan hergestellten 2,9 mm-Implantate, die seit 25 Jahren in klinischer Praxis Bestand haben, entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit aus. Sie finden bei uns ein komplettes Sortiment aller konventionellen prothetischen Komponenten, inkl. CAD/CAM Lösungen.



shop.lasak.dental