

Werden
Sie Anwender/-in.
Mehr Infos dazu auf:
[www.invisalign.de/gp/
become-a-provider](http://www.invisalign.de/gp/become-a-provider)

PRAXIS | FOKUS
ANBIETERINFORMATION*

Wie Praxen in die digitale Zukunft starten



Steigende Patientenbedürfnisse und digitale Transformation stellen viele Zahnärzte vor neue Herausforderungen. Das Invisalign® Digital Mentoring Programm (IDM) richtet sich besonders an Zahnärzte, die bisher keine Aligner-Behandlungen anbieten und gibt ihnen praxisnahe, individuelle Unterstützung beim Einstieg. Über zwölf Monate begleitet die Aligner Dental Academy Interessierte mit klinischer Schulung, strategischer Beratung und persönlichem Mentoring durch Experten und erfahrene Kollegen. Schon zu Beginn steht der iTero™ Intraoralscanner zur Verfügung, ergänzt durch gezielte Trainings und begleitete Scantage in der eigenen Praxis. So wird der Scanner nicht nur als Technik, sondern als Werkzeug zur Patientenkommunikation genutzt. Teilnehmer zertifizieren sich als Invisalign-Anwender, erhalten Zugang zu hochwertigen Lerninhalten und profitieren von Peer-to-Peer-Mentoring. Ziel ist, Unsicherheiten beim Start abzubauen, Sicherheit in der Planung zu gewinnen und die Aligner-Therapie erfolgreich in den Praxisalltag zu integrieren.



Infos zum
Unternehmen

Align Technology GmbH

Tel.: 0800 2524990
www.invisalign.de

CYTECpro
REF 43800-IDS
Inhalt/Content:
1 x REF 43802C3, 3 pcs
1 x REF 43002

CONTECpro
REF 44800-IDS
Inhalt/Content:
1 x REF 44802C3, 3 pcs
1 x REF 44002

Interesse an einem **gratis** CYTECpro oder
CONTECpro Kennenlern-Set? Einfach per E-Mail
mit dem Betreff **Kennenlern-Set** bestellen
unter: aftersales@hahnenkratt.com.

Wurzelstifte kostenfrei testen

Bis zum **30. November 2025** haben Interessenten die Möglichkeit, die seit 2001 in klinischen Studien und in der Praxis bewährten Wurzelaufbausysteme von HAHNENKRATT, mit den aktualisierten transluzenten Wurzelstiften CYTECpro oder CONTECpro als Kennenlern-Set kostenfrei zu testen. Das Kennlern-Set bietet kompakte und übersichtliche Produktinformationen, die auf wissenschaftlichen Vergleichsstudien basieren. Die Studien behandeln beispielsweise die herausragenden Eigenschaften bei der Festigkeit und der sicheren adhäsiven Verbindung der mikroporösen Oberfläche des Wurzelstifts mit dem Komposit, welche ohne Silanisierung erreicht wird. Diese Eigenschaften sind die Basis für eine erfolgreiche Restauration.



Hier gehts zur Aktion.

E. HAHNENKRATT GmbH
Tel.: +49 7232 3029-0
www.hahnenkratt.com

Exklusiv für Mehrbehandlerpraxen

**VON 1,5 MILLIONEN € AUF
4 MILLIONEN € JAHRESUMSATZ**

Dieses System macht Schluss mit 60-Stunden-Wochen – und zeigt, wie Mehrbehandlerpraxen wachsen, während der Inhaber weniger arbeitet und gleichzeitig mehr verdient.

Lesen Sie auf Seite 60, wie dieses System funktioniert – und warum bereits über 100 Mehrbehandlerpraxen in Deutschland darauf vertrauen. Oder buchen Sie sich direkt Ihr unverbindliches 01-Gespräch über den QR-Code.

