



# IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/26

Implantologie | Parodontologie | Prothetik

## Fachbeitrag

Update zu bildgebenden  
Verfahren in der Zahnmedizin

Seite 6

## Anwenderbericht

Entscheidungsfreiheit im  
digitalen Workflow

Seite 22

## Fachinterview

Weichgewebsmanagement  
als Schlüsselfaktor der  
modernen Implantologie

Seite 26



© OSORIOartist - stock.adobe.com

ProlImplant



2,1 mm

# IHR SPEZIALIST, WENN ES ENG WIRD

BioniQ



2,9 mm

## Temporäre Implantate ProlImplant

- Aus Reintitan hergestellt
- Durchmesser von 2,1 mm
- Insertion mit zwei Instrumenten

## 2,9 mm-Implantate BioniQ®

- Aus Hochleistungstitan produziert
- Hohe Festigkeit seit 25 Jahren in klinischer Praxis bestanden
- Ein komplettes Sortiment aller konventionellen prothetischen Komponenten



[shop.lasak.dental](https://shop.lasak.dental)