



Camlog launcht den „Bone Scraper“

Um Anwendern zu ermöglichen, autologe Knochenspäne intraoral sicher und unkompliziert zu gewinnen, erweitert Camlog sein Portfolio um den „Bone Scraper“. Der Clou: Die Drehbarkeit der Klinge um 360 Grad sorgt für eine maximierte Klingenschärfe. Wird ein Segment stumpf, lässt sich die Klinge mit einem 1,2 mm Sechskantschlüssel drehen, um ein neues, scharfes Klingensegment freizulegen. Dadurch verbessert sich die Schneidleistung und steigert somit das Knochenvolumen, das entnommen werden kann.

Dank seiner runden Schneideklinge eignet sich der Bone Scraper sowohl für flache und konkave als auch für konvexe Knochenoberflächen. Der Eingriff spart Zeit und kann postoperative Beschwerden reduzieren. Denn das oberflächliche Abschaben entfernt nur eine dünne kortikale Schicht. Der so ge-

sammelte patienteneigene Knochen lässt sich unmittelbar für Knochenaugmentationen einsetzen.

Die Entnahmekammer fasst bis zu 2 cm³ und besteht aus transparentem Material, was eine visuelle Einschätzung der gesammelten Knochenspäne erlaubt. Durch das Mischen mit Knochenersatzmaterialien wie CeraOss® HYA oder MinerOss® A +HYA entsteht „Sticky Bone“ mit klebriger Konsistenz. Diese Beschaffenheit stabilisiert das Augmentat während der Anwendung, sorgt für eine optimale Anpassung an die Defektstelle und wirkt sich zusätzlich positiv auf die Wundheilung aus. Der Bone Scraper ist zum Einmalgebrauch bestimmt. Er wird in einer Einzelverpackung mit fünf einzeln steril verpackten Einheiten geliefert.

CAMLOG Vertriebs GmbH · www.camlog.de

Infos zum Unternehmen



Mehr Komfort mit neuen Uni-Base® Klebebasen

LASAK launchte die Titanbasen Uni-Base® mit höheren Gingivahöhen für das Implantatsystem BioniQ®. Die Gingivahöhe von 3,5 mm wird in der Variante für den geraden sowie den abgewinkelten Schraubenkanal angeboten. Diese Produkte wurden entwickelt, um die prothetische Versorgung subkrestal inserierter Implantate zu vereinfachen und dadurch eine größere Flexibilität bei der Auswahl geeigneter Komponenten zu ermöglichen, die optimal an die patientenspezifischen anatomischen Gegebenheiten angepasst sind.

Bei Verwendung der Titanbasen Uni-Base® für den abgewinkelten Schraubenkanal mit der Gingivahöhe von 2,5 oder 3,5 mm kann es vor allem passend sein, eine Basisschraube mit einem hohen Kopf zu verwenden. Diese erlaubt den Einsatz eines kurzen Schraubendrehers bei eingeschränkten okklusalen Platzverhältnissen und/oder eine günstigere Positionierung der Schraubenkanalöffnung innerhalb der Krone unter Einhaltung des zulässigen Angulationsbereichs. Das Ergebnis ist eine verbesserte Funktionalität, Ästhetik und ein höherer Arbeitskomfort. Diese Neuerungen sind ebenfalls für die schmalen BioniQ® Implantate mit einem Durchmesser von 2,9 mm verfügbar.

LASAK · www.lasak.dental


Infos zum Unternehmen



Passt perfekt in den
digitalen Workflow.

HERAUSFORDERUNGEN BEI IMPLANTAT- VERSORGUNGEN

Individuelle Abutments für
optimale Emergenzprofile.



DIE INTELLIGENTE LÖSUNG:



Forma®
Individual Abutment

Höchste Qualität
– zu Preisen wie
Standardabutments
anderer Hersteller –
15 Jahre Garantie
Preis: 103,- € zzgl. MwSt.

Ein Preis, egal ob
gerade oder anguliert

**Goldfarbene
Anodisierung:**
perfekte Ästhetik



**Dokumentierte
Reinigung** für
optimale
Biokompatibilität

**Titan-Nitrid-
Schrauben:**
dauerhaft fest

**Definitive goldfarbene
Schraube und
blaue Lab-Screw inklusive**



Mehr
erfahren:

[www.permadental.de/
forma-abutments](http://www.permadental.de/forma-abutments)

permadental®
Modern Dental Group