


## Ti-Max X-SG20ML & S-Max SG20M Optimaler Zugang zum Behandlungsbereich



# Chirurgie-Winkelstücke mit Minikopf

Auch Millimeter machen den Unterschied: NSK hat die bewährten Chirurgie-Winkelstücke für die Implantologie Ti-Max X-SG20L und S-Max SG20 mit Blick auf die Kopfgröße nochmals optimiert. Das Ergebnis ist ein verkleinerter Instrumentenkopf mit einer deutlich verringerten Kopfhöhe. Die neuen Minikopf-Modelle sind ab sofort verfügbar: S-Max SG20M (ohne Licht; 20:1 Untersetzung) und Ti-Max X-SG20ML (mit Licht; 20:1 Untersetzung). Der Minikopf macht den Zugang zum Behandlungsbereich noch einfacher und sorgt für noch entspanntere und ergonomischere Implantologiesitzungen. Die Winkelstücke sind ab sofort im dentalen Fachhandel erhältlich. Besserer Zugang, bessere Sicht, besseres Arbeiten, made in Japan.

NSK Europe GmbH  
[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

Infos zum Unternehmen



## Neoss ProActive®: Ein System von Beginn an durchdacht

Seit 2009 verfolgt Neoss mit den ProActive® Implantaten einen konsequenten Ansatz: eine Plattform, eine Innenverbindung, eine Oberfläche. Dieses Grunddesign ist bewusst konstant geblieben – nicht aus Mangel an Innovation, sondern weil es von Anfang an auf langfristige Verlässlichkeit ausgelegt wurde und sich klinisch bewährt hat.

**„Wir mussten unser Implantatdesign nie verändern, weil es funktioniert.“ – Fredrik Engman, Mitgründer Neoss**

Diese Klarheit folgt einer einfachen Überzeugung: „Unsere Philosophie ist ganz einfach: Wenn etwas funktioniert, kompliziere es nicht.“

Die klinischen Daten bestätigen diesen Ansatz. Eine retrospektive Langzeitstudie des Zahnimplantat Zentrum & Kieferchirurgie Haßfurth (Wettenberg) mit 1.648 eingesetzten Neoss ProActive Straight Implantaten zeigt eine Implantatüberlebensrate von 98,4 Prozent nach zehn Jahren. Die Auswertung unterstreicht die langfristige Verlässlichkeit des Systems im klinischen Alltag. Mit Überlebensraten von 99,3 Prozent nach einem Jahr und 98,9 Prozent nach fünf Jahren belegt die Studie eine stabile Performance über den gesamten Be-


obachtungszeitraum. Die Ergebnisse zeigen: Ein durchdachtes System braucht keine ständigen Veränderungen, sondern liefert kontinuierlich zuverlässige Resultate. Neoss ProActive® steht für intelligente Einfachheit und für Versorgungssicherheit, auf die Behandler langfristig bauen können.

1 Long term clinical performance of superhydrophilic dental implants with more than ten years follow-up, Clinical Oral Implants Research, Hassfurth ND, Hassfurth N., EAO-332/PO-SU-022.

Neoss GmbH · [www.neoss.de](http://www.neoss.de)

Infos zum Unternehmen





*tiologic*<sup>®</sup>  
TWINFIT

## Die Verbindung der Zukunft Konus und Plattform vereint

**Immer das richtige Implantat**, egal ob eine Konus oder Plattform Verbindung gewünscht wird: Behandler und Patient profitieren bei jedem tioLogic<sup>®</sup> TWINFIT Implantat von der Freiheit jederzeit zwischen Konus und Plattform zu wechseln. Überzeugen Sie sich selbst!

