

## KOMPROMISSLOSE FLEXIBILITÄT FÜR EFFIZIENTE BEHANDLUNGSABLÄUFE



Mit der EURUS-Familie eröffnet das japanische Traditionsunternehmen seinen Kunden eine unvergleichliche Vielfalt an Möglichkeiten. Alle Modelle basieren auf einem elektrohydraulischen Antriebsmechanismus, der sanfte, leise Bewegungen ermöglicht. Die niedrige Ausgangshöhe der Patientenstühle erleichtert das Platznehmen, während eine Tragfähigkeit von

über 200 Kilogramm zusätzliche Sicherheit bietet. Knickstuhlvarianten unterstützen zudem einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Dies ist ein spürbarer Vorteil für Patienten mit eingeschränkter Mobilität.

Die EURUS S1 Cart präsentiert sich als besonders flexibles Behandlungssystem. Der frei stehende Behandlungstuhl und die fest am Stuhl oder am Boden installierte Speifontäne werden dank des dazugehörigen mobilen Carts zum echten Allrounder und passen sich unterschiedlichen Arbeitsstilen und Raumsituationen mühelos an. Ob Links- oder Rechtshänder-Konfiguration: Die EURUS S1 Cart lässt sich schnell und unkompliziert an wechselnde Anforderungen anpassen und bringt so einen Gewinn für effiziente Abläufe und ergonomisches Arbeiten. Das intuitive Touchscreen-Display des Carts bietet den gleichen Funktionsumfang wie die klassische „über dem Patienten“-Variante und steu-

ert sämtliche Komponenten von Stuhl über Instrumente und Speibecken bis hin zur OP-Leuchte über eine robuste Verbindung, die je nach Bedarf in drei Längen zur Verfügung steht (2,7 m/4,2 m/6,5 m). Das höhenverstellbare, fahrbare Cart bietet als Holder-Variante mit stehenden Instrumenten maximale Flexibilität, ist äußerst stabil und gleitet dank leichtgängiger Rollen mühelos über jede Art von Untergrund in der Praxis – eine kompromisslos funktionale Lösung mit klarer Ästhetik

**BELMONT TAKARA COMPANY  
EUROPE GMBH**  
[www.belmontdental.de](http://www.belmontdental.de)

## DIGITALE PARODONTALSONDE FÜR EFFIZIENZ UND PRÄZISION

Mit der pa-on Parodontalsonde bietet orangedental eine innovative Lösung zur digitalen Erfassung des Parodontalstatus. Das Besondere: Die Befundaufnahme kann von nur einer Person durchgeführt werden. Die Assistenz zur Notierung der Messwerte entfällt vollständig und bedeutet einen echten Zeit-, Kosten- und Übertragungsvorteil. Relevante Werte wie Taschentiefen und Attachmentverlust werden in einem Schritt gemessen und vollautomatisch in kompatible Praxissoftware wie z.B. Dampsoft, Compudent Z1 oder Charly Solutio oder die haus-eigene Software byzz Nxt® übertragen. Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist der standardisierte Messdruck

von 20 g (0,2 N), der – wissenschaftlich validiert – für reproduzierbare Ergebnisse sorgt. Die flexible Sonde reduziert das Schmerzempfinden bei Patienten und erhöht – auch wegen der objektiveren Messmethode – die Akzeptanz. Damit ist pa-on ein wichtiger Bestandteil des digitalen Workflows zur strukturierten, leitliniengerechten Parodontaldiagnostik.

**ORANGEDENTAL  
GMBH & CO. KG**  
[www.orangedental.de](http://www.orangedental.de)



Jetzt orangedental  
für weitere Infos  
oder ein persönliches  
**Preisangebot**  
kontaktieren!

© orangedental

\* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



## ENTDECKEN SIE VISTASOFT AID, DIE KI-BASIERTE KARIESDIAGNOSE-UNTERSTÜTZUNG ALS JUBILÄUMSAKTION: 90 TAGE KOSTENLOS

**Aktionsvorteil:**  
90 Tage VistaSoft AID  
und 30 Tage VistaSoft  
Cloud Exchange gratis  
testen.

Seit 1966 setzt Dürr Dental Maßstäbe in der dentalen Bildgebung. Von den ersten Entwicklungsmaschinen bis hin zur modernen KI-Diagnostik steht das Unternehmen für Pioniergeist und Verlässlichkeit. Unter dem Motto „60 Years X-ray“ lädt Dürr Dental Praxen nun ein, die Zukunft der Bildgebung 90 Tage lang kostenlos zu testen. Mit der Einführung von VistaSoft 4.0 hat Dürr Dental die Weichen für eine neue Ära gestellt. Im Zentrum der aktuellen Jubiläumsaktion steht das Modul VistaSoft AID, eine KI-basierte Software zur Unterstützung bei der Karieserkennung, die den Praxisalltag effizienter und die Patientenkommunikation einfacher macht.

### Volle Power für Bestandskunden

Praxen, die VistaSoft bereits nutzen, aber noch nicht auf die neuesten Cloud- und KI-Features umgestiegen sind, bietet die Aktion den idealen Zeitpunkt für ein Upgrade. Neben der KI-Kariesdiagnostik-



unterstützung stehen Funktionen wie VistaSoft Cloud Exchange für den sicheren Datenaustausch und VistaSoft Cloud Drive zur einfachen Datensicherung im Fokus.

### Der einfache Wechsel für Neukunden

Für Praxen, die bisher mit Fremdsystemen arbeiten, reduziert Dürr Dental die Wechselhürden massiv. Die intuitive Benutzeroberfläche und offene Schnittstellen garantieren einen schnellen Einstieg. Besonders attraktiv: Dürr Dental bietet eine kostenlose Konvertierung der Bilddaten der letzten zehn Jahre aus ausgewählten Programmen an.

Die Aktion ist bis zum 31.8.2026 gültig. Interessierte Praxen können sich über die

**Aktionsvorteil:**  
Individueller Beratungstermin und  
90 Tage kostenloser Test der  
intelligenten KI-Assistenzfunktionen.

zentrale Landingpage registrieren. Das Team von Dürr Dental nimmt anschließend persönlich Kontakt auf, um den individuellen Free-Trial-Zugangscodes bereitzustellen.

Jetzt registrieren unter:  
[www.duerrdental.com/60years](http://www.duerrdental.com/60years)

**DÜRR DENTAL SE**  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)

## NATUR-PERL-SYSTEM REINIGT EFFEKTIV UND SANFT AN FESTEN ZAHNSPANGEN

Hocheffektive Reinigung und zugleich besonders sanfte Zahnpflege gelingt mit Pearls & Dents: Spezielle, komplett biologisch abbaubare Pflegeperlen rollen Plaque selbst aus den engsten Zahnzwischenräumen weg. Zahnspangenträger unterstützt sie sehr gut dabei, die Bracketränder frei von Belägen zu halten und auch die schwer zugänglichen Bereiche unter den Spangenhöfen zu reinigen. Die Pflegeperlen in Pearls & Dents gelangen durch die rotierende Putzbewegung genau in diese Bereiche und entfernen die Beläge zuverlässig. Der Hersteller Dr. Liebe adaptierte das Wirkprinzip aus einem Juweliervorgehen: Dabei poliert er ein Schmuckstück in einer Rolliertrommel, ohne Material abzureiben.

Eine klinische Anwendungsstudie bestätigt: Pearls & Dents verringert Plaque schon nach vierwöchiger Anwendung um 87 Prozent<sup>1</sup>. Dabei reinigt das System besonders sanft: Die Pflegeperlen sind weicher als die Zahnhartsubstanz, sie greifen diese oder das Dentin auch bei freiliegenden Zahnhälsen nicht an. Dank des sehr niedrigen RDA-Werts von 28<sup>2</sup> ist dreimal tägliches Putzen problemlos möglich. Optimale Kariesprophylaxe leistet zudem das spezielle Doppel-Fluorid-System.

<sup>1</sup> Dermatest Research Institute for reliable Results, Dr. med. G. Schlippe, Dr. med. W. Voss, „Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer und dentalmedizinischer Kontrolle“, Münster, 05.11.2021.



<sup>2</sup> RDA-Wert (28) gemessen nach Messmethode „Züricher Modell“ (2021).

**DR. RUDOLF LIEBE**  
**NACHF. GMBH & CO. KG**  
[www.drliede.de](http://www.drliede.de)