

# Neuer Meilenstein in der zahnärztlichen Isolierung: COLTENE stellt HySolate SyntX Dam vor



COLTENE erweitert sein HySolate Dental Dam Portfolio um HySolate SyntX Dam. Der latexfreie, vorbedruckte Kofferdam aus hochwertigem Polyisopren bietet naturlatexähnliche Elastizität, Reißfestigkeit und Haptik, jedoch ohne das Risiko latexbedingter Allergien. Die kontrastreiche blaue Farbe sorgt für eine optimale Sicht und die mittlere Materialstärke schafft eine ausgewogene Balance aus Flexibilität und Stabilität. Die vorgedruckte Schablone spart Zeit, da Markierungen nicht mehr manuell gesetzt werden müssen – ein Vorteil für effiziente Workflows. Die Neuentwicklung unterstützt moderne Praxisteams durch schnellere Arbeitsabläufe, erhöhte Sicherheit und eine unkomplizierte, zuverlässige Handhabung. HySolate SyntX Dam ist in 127 × 127 mm und 152 × 152 mm (je 30 Blatt) sowie als 152 × 152 mm Großpackung (75 Blatt) erhältlich.

Weitere Produktinformationen:

SyntX Dam |  
Online catalog



**Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG**  
www.coltene.com

## Natürliche Ästhetik trifft höchste Performance

Kompositmaterialien gibt es viele und mitunter ist es schwer, den Überblick zu behalten oder zu unterscheiden, welches das beste Material für einen selbst ist. Manche Materialien bestehen durch besondere physikalische Werte, andere Materialien durch einfache Markenbekanntheit, aber sollte nicht das Material Ihre erste Wahl sein, welches Ihren Patienten ein Lächeln ins Gesicht zaubert?

Das Estelite FIRST CHOICE Kit von Tokuyama Dental sollte sowohl aus Anwender- als auch aus Patientensicht immer die erste Wahl sein, denn es vereint die Vorzüge langjährig erprobter und ausgezeichnete Materialien mit Anwenderfreundlichkeit, sodass der Patient schlussendlich nur der Gewinner sein kann. Einzigartige sphärische Füllkörper, die alle Estelite-Komposite auszeichnen, sorgen für eine außergewöhnliche Farbanpassung sowie für eine Restauration, die ohne großen Aufwand in kürzester Zeit auf Hochglanz poliert werden kann.

**Tokuyama Dental Deutschland GmbH**  
www.tokuyama-dental.eu

Jetzt das FIRST CHOICE Kit bestellen.



## Hämostatikum Al-Cu – Blutstillung bei gleichzeitiger keimreduzierender Wirkung



Hämostikum Al-Cu von Humanchemie stoppt Kapillarblutungen der Gingiva, Haut und der Pulpa durch Koagulation sofort und nachhaltig. Die rasche Wirkung beruht auf schnell diffundierenden Aluminium- und Kupfersalzen. Da das Produkt auf wässriger Basis ist, entfällt die Problematik des Wiederaufbrechens gestoppter Blutungen z. B. beim anschließenden Abspülen. Ein positiver Nebeneffekt ist die keimreduzierende Wirkung.

Die wässrige Lösung wird z. B. mittels Wattepellet oder Papierspitze unter leichtem Druck auf die blutende Region aufgebracht. Da Hämostatikum Al-Cu sehr dünnflüssig ist, erreicht man auch schwer zugängliche Bereiche im Interdentalraum. Dies ermöglicht eine saubere, unblutige Arbeit, z. B. während der PZR, und einen sehr guten Kontakt mit Abformmaterialien.


**Humanchemie GmbH**  
www.humanchemie.de

## Periimplantitis vorbeugen – mit digitalem Termin- und Recallmanagement

Für Implantatpatientinnen und -patienten ist eine konsequente Nachsorge entscheidend. Mit Doctolib gelingt Zahnarztpraxen das strukturierte Recallmanagement, das keine Patientin oder Patienten vergisst.

Eine Periimplantitis entsteht schleichend. Sobald die Entzündung den Knochen erreicht, ist die Behandlung aufwendig. Die wirksamste Maßnahme bleibt die Prävention: regelmäßige Kontrolltermine.

Das Doctolib-Recallsystem funktioniert automatisch: Praxen legen einmalig die Intervalle fest, das System erinnert Patientinnen und Patienten selbstständig per App, SMS oder E-Mail. Gesendete Recalls ohne Buchung werden im Patientenmanagement angezeigt. So entgeht keine Recall-Patientin oder -Patient mehr. Zudem reduzieren Terminerinnerungen kurzfristige Ausfälle nachweislich um bis zu 40 Prozent. Dadurch wird das Praxisteam entlastet: Jeder dritte Termin wird online gebucht – das spart täglich rund zwei Stunden Telefonzeit.



Mehr erfahren: [info.doctolib.de/praxissoftware-ergaenzung/zahnarzt](https://info.doctolib.de/praxissoftware-ergaenzung/zahnarzt)

**Doctolib GmbH**  
[info.doctolib.de/zahnarzt](https://info.doctolib.de/zahnarzt)


## Normec Valitech – hier lebt Hygiene

Sauberes Wasser in zahnärztlichen Behandlungseinheiten ist eine grundlegende Voraussetzung für sichere Behandlungen und eine verantwortungsvolle Praxisführung. Denn in Wasser führenden Systemen können sich unbemerkt Biofilme und Mikroorganismen bilden – mit potenziellen hygienischen und rechtlichen Folgen.

Normec Valitech begleitet Zahnarztpraxen als akkreditiertes Prüflabor bei der mikrobiologischen Analyse des Betriebswassers aus zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Die Untersuchungen erfolgen gemäß der S2k-Empfehlung „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen Behandlungseinheiten“ und umfassen unter anderem die Bestimmung der Gesamtkeimzahl sowie relevanter Mikroorganismen wie Legionellen und *Pseudomonas aeruginosa*.

Die Analyse dient der gezielten Qualitätskontrolle des in der Praxis eingesetzten Betriebswassers und unterstützt bei der Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen. Die Ergebnisse werden klar und praxisnah aufbereitet. So erhalten Praxen eine fachlich abgesicherte Grundlage für die Entscheidung, ob Maßnahmen erforderlich sind oder die Wasserqualität den hygienischen Anforderungen entspricht.

Sie möchten wissen, wie die Untersuchung in Ihrer Praxis abläuft oder wann eine Überprüfung sinnvoll ist? Wir berate



ten Sie gern persönlich: [info-valitech@normecgroup.com](mailto:info-valitech@normecgroup.com), +49 3322 273430.

**Normec Valitech GmbH & Co. KG**  
[norm.ec/valitech](https://norm.ec/valitech)