



© pressmaster – stock.adobe.com

# Praxis der Zukunft – digital von Anfang an



Ein Beitrag von Josephine Kranenburg

**PRAXISSOFTWARE >>>** Wer heute eine Zahnarztpraxis gründet, trifft Entscheidungen, die viele Jahre wirken. Eine gut vorbereitete Auswahl digitaler Tools bildet das Fundament für ein erfolgreiches Praxismanagement.

Das Herzstück jeder Praxis ist die Praxisverwaltungssoftware (PVS). Sie steuert den gesamten Arbeitsalltag von Terminvergabe über Leistungserfassung und Abrechnung bis hin zum systematischen Recall – so bleibt die Praxis organisiert und das Team nah am Patienten. Pflicht ist heute die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). ePA, E-Rezept und EBZ vernetzen das Gesundheitssystem. Hinzu kommen KI-basierte Tools für die Patientenkommunikation und die sprachgesteuerte Dokumentation als vielversprechende Arbeitserleichterungen, die bereits Einzug in moderne Zahnarztpraxen halten.


## Der Weg zur digitalen Zahnarztpraxis:

1. Aktiv den Markt und neue Technologien beobachten
2. In etablierten Praxen schauen, welche Systeme sich bewähren
3. Demos und Beratungsangebote nutzen
4. Schnittstellen zu Geräten und nützlichen Softwarelösungen prüfen
5. KI-Funktionen testen

Jetzt durchstarten! Weitere Infos auf [www.dampsoft.de/startup](http://www.dampsoft.de/startup).

### Nutzen Sie die Chancen der Digitalisierung, um Ihre Praxis zukunftssicher aufzustellen!

Die Experten von Dampsoft beraten persönlich und kompetent zur digitalen Praxisausstattung, die von Anfang an für 100 Prozent Leistung sorgt.




Mehr Infos gibts hier!



© Photo by Freepik

Schnelle Aufhellung.  
Langanhaltendes Ergebnis.



## MANIShine Whitening Set

Der Whitening Experte für erstklassige Ergebnisse und lächelnde Patienten!  
Zweikomponenten-Bleaching-Gel in einer Automix-Kartusche mit 35 % Wasserstoffperoxid für die effektive Aufhellung einzelner oder mehrerer Zähne, einschließlich endodontisch behandelter Zähne. Das Set enthält auch unseren Premium Gingiva Guard und die Remineralisierungspaste Remin Care.

### Schnell, zuverlässig, langanhaltend.

- ▼ Neutraler pH-Wert
- ▼ Schnelle und zuverlässige Aufhellung
- ▼ Einfache Anwendung ohne Nachlaufen  
Dank Gel-Konsistenz
- ▼ Kein Mischen erforderlich, was eine homogene Qualität gewährleistet
- ▼ Keine Lampe notwendig
- ▼ Wiederverschließbar und weiterverwendbar



Zusätzliche Remineralisierung  
bereits im Bleichgel!



MANI MEDICAL GERMANY GmbH  
Hertha-Sponer-Straße 2  
61191 Rosbach v.d. Höhe  
[www.mani-germany.com](http://www.mani-germany.com)

MADE IN GERMANY

MANI