

ProlImplant



2,1 mm

# IHR SPEZIALIST,

# WENN ES ENG WIRD

BioniQ



2,9 mm  
Seit 30 Jahren

#### Temporäre Implantate ProlImplant

- Aus Reintitan hergestellt
- Durchmesser von 2,1 mm
- Insertion mit zwei Instrumenten

#### 2,9 mm-Implantate BioniQ®

- Aus hochfestem Titan gefertigt
- Hohe Festigkeit seit 30 Jahren klinisch bewährt
- Ein umfassendes Sortiment prothetischer Komponenten



[shop.lasak.dental](https://shop.lasak.dental)