



UNSER
3D-RETAINER
PASST GENAU

prime4me®
RETAIN3R

© Dentaurum GmbH & Co. KG

D
DENTAURUM
1886

prime4me® RETAIN3R von Dentaurum

Unser 3D-Retainer passt genau.

Mit der Dentaurum-Digital-Bestellplattform erweiterte Dentaurum vor ein paar Jahren sein digitales Produktspektrum: Kunden können seitdem einfach und schnell individuelle Produkte und Dienstleistungen online bestellen.

Ein professionelles Qualitätsmanagement, validierte Herstellungsprozesse und Industriestandards bei Maschinen und Prozessen sorgen für hochwertige Produkte. Zur letzten IDS wurde die Plattform erstmals in ausgewählten Ländern Europas vorgestellt und die Verfügbarkeit auf ganz Europa erweitert. Seit diesem Sommer ist prime4me® RETAIN3R auch in den USA verfügbar.

Präzision in jeder Dimension

Das prime4me®-Portfolio besteht aus den Produkten Aligner, Modell-druck und RETAIN3R. Der prime4me® RETAIN3R überzeugt durch sein innovatives 3D-Design, das sich an

getragen und weder verformt noch gebogen. Dieser passive Fertigungsverfahren eignet sich für den Erhalt und die Stabilisierung der Behandlungsergebnisse. Die Eigenbeweglichkeit der Zähne bleibt trotzdem erhalten.

Intuitiver Bestellprozess

Bestellungen erfolgen direkt über <https://digital.dentaurum.de> mit Intraoralscan, Modellscan oder Gipsmodell. Der kostenpflichtige Service „Gipsmodell digitalisieren“ ist nur in Deutschland und Österreich verfügbar. Das individuelle 3D-Design wird nach wenigen Klicks freigegeben und der patientenindividuelle prime4me® RETAIN3R hergestellt. Nach einer Qualitätsprüfung und Reinigung erfolgt nach insgesamt fünf Werktagen die Übergabe an den Versand. Die Lieferzeiten sind vom Zielland abhängig und betragen bis zu sechs Werktagen. Kunden



© Dentaurum GmbH & Co. KG


www.dentaurum.digital.de

die individuelle Zahnstruktur anpassen lässt – selbst bei engen Platzverhältnissen. Zusätzlich zur sagittalen und transversalen Ebene berücksichtigt er auch die vertikale Ebene. Die präzise Passform sorgt für einen angenehmen lingualen Sitz und reduziert die Klebeflächen – für ein kaum spürbares Tragegefühl.

Gefertigt aus hochwertigem und langlebigem Titan Grade 5, ist der Retainer auch für Patienten geeignet, die nickelfreie Materialien bevorzugen. Durch moderne Frästechnik wird das Material ab-

profitieren von der kompetenten Beratung durch geschulte CAD/CAM-Experten und werden während des gesamten Onlineprozesses begleitet.

Damit noch mehr Patienten weltweit ihr Lächeln nach der kieferorthopädischen Behandlung passgenau bewahren können, wird die Verfügbarkeit von prime4me® RETAIN3R in weiteren Ländern in naher Zukunft ausgebaut.



Dentaurum

Dentaurum
GmbH & Co. KG
www.dentaurum.com

Das Natur-Perl-System reinigt feste Zahnsparngen effektiv und besonders sanft

Biologisch abbaubare Pflegeperlen entfernen Plaque an Bracketrändern und unter den Spangenbögen.

Eine effektive und zugleich besonders schonende Reinigung an Bracketrändern und unter den Bögen festsitzender Zahnsparngen gelingt mit Pearls & Dents: Spezielle, komplett biologisch abbaubare Pflegeperlen rollen Plaque selbst aus den engsten Zahnzwischenräumen weg. Sie unterstützen Zahnsparngenträger sehr gut dabei, die Bracketränder frei von Belägen zu halten und auch die schwer zugänglichen Bereiche unter den Spangenbögen zu reinigen. Die Pflegeperlen in Pearls & Dents gelangen durch die rotierende Putzbewegung genau in diese Bereiche und entfernen Beläge zuverlässig.

Studie bestätigt: Pearls & Dents reduziert Plaque signifikant

Eine klinische Anwendungsstudie bestätigt, dass Pearls & Dents Plaque schon nach vierwöchiger Anwendung um 87 Prozent verringert.¹ Dabei reinigt das System besonders sanft: Die Pflegeperlen sind weicher als die Zahnhartsubstanz und greifen diese sowie das Dentin auch bei freiliegenden Zahnhälsen nicht an. Dank des sehr niedrigen RDA-Werts von 28 ist selbst dreimal tägliches Putzen problemlos möglich.²

Spezielle Kariesprophylaxe durch das Doppel-Fluorid-System

Es besteht aus Aminfluorid und Natriumfluorid und unterstützt den Schutz der Zähne vor Karies. Beide Fluoride verstärken sich gegenseitig, was die Bioverfügbarkeit erhöht.¹ Xylit unterstützt zusätzlich im Kampf gegen Karies. Pearls & Dents eignet sich auch für die Reinigung von Kronen, Implantaten, Brücken und Kunststofffüllungen.

Kostenlose Probetuben für Kieferorthopäden

Kein Mund gleicht dem anderen – und genau deshalb greifen pauschale Empfehlungen zur Spangenreinigung im Beratungsgespräch zu kurz. Zwischen dem Rat im Behandlungszimmer und der täglichen Routine zu Hause besteht oft eine Lücke. Um diese zu schließen, können Praxen kostenlose Pearls & Dents-Probetuben bestellen und so ihre Empfehlung erlebbar machen. Die Bestellung erfolgt einfach über die Website: <https://www.drliche.de/Zahnarztproben>.



© Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG



Quellen

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG • www.drliche.de

Besonders wichtig bei Brackets – effektiver Schutz für die Zähne

Gezielte Fluoridierung nicht nur rund um Brackets.


Festsitzende Brackets erschweren die tägliche Mundhygiene und erhöhen das Risiko für Karies sowie sogenannte White Spots. Eine wirksame Fluoridierung ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Prophylaxe während einer kieferorthopädischen Behandlung. Tiefenfluorid sorgt für eine effektive Fluoridierung mit besonderer Tiefenwirkung. Durch die Ausfällung kleinster Kristalle in der Tiefe des Zahnschmelzes wird das Fluorid langfristig im Zahn verankert und steht dort geschützt vor Abrasion für die Remineralisation zur Verfügung. So wird

der Zahnschmelz nachhaltig gestärkt und bereits entstandene White Spots können wieder ausheilen. Die beiden Lösungen werden bei relativer Trockenlegung unmittelbar nacheinander aufgetragen – ohne Trocknen, Warten oder Härten. Dank der sehr dünnflüssigen Konsistenz erreicht Tiefenfluorid auch schwer zugängliche Bereiche rund um Brackets zuverlässig. Nach dem Ausspülen können Patientinnen und Patienten sofort wieder essen und trinken. Tiefenfluorid junior mit fruchtig-süßem Geschmack eignet sich für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Die einfache Anwendung und die nachhaltige Fluoridwirkung machen Tiefenfluorid zu einer praxistauglichen Lösung für den wirksamen Schutz der Zähne während einer Brackettherapie.



© Humanchemie GmbH

Humanchemie GmbH
www.humanchemie.de



Humanchemie

TRIOCLEAR®

DAS SMARTE ALIGNER-SYSTEM FÜR DIE MODERNE PRAXIS

- Einfacher und schneller Einstieg
- Mehr Kontrolle in jedem Schritt
- Beeindruckende Ergebnisse

INNOVATIV – »ALIGN & RESTORE« MIT TRIOCLEAR® OPTIMIERT

Zähne präprothetisch ausrichten –
anschließend optimal versorgen:

- minimalinvasiv
- funktional und stabil
- höchstästhetisch

KOMFORTABEL – FÜR PATIENT & PRAXIS: ALLES AUS EINER HAND

- Digitale Planung
- Umfassende Patientenbetreuung
- Effizientes Fallmanagement



50%

RABATT AUF DEN ERSTEN EIN- GEREICHTEN PATIENTENFALL

Jetzt unverbindlich registrieren und direkt
als TrioClear®-Anwender starten:

Mehr erfahren:

www.permadental.de/trio-clear



TRIO
CLEAR

ALIGN
RESTORE

POWERED BY PERMADENTAL