

Zero Corrector™ mit neuem Zubehör

Perfekt abgestimmte Gummizüge und Haken ergänzen das Portfolio rund um die Klasse II-/III-Apparatur.

Für den Zero Corrector™ von RMO® sind neue Gummizüge und Haken erhältlich. Die für den Klasse II-/III-Okklusionskorrektor angebotenen neuen Energy Pak™ Zero Elastics™ sind in den Kraftniveaus 3/16" 10 oz/284 g, 3/16" 8 oz/225 g sowie 1/4" 6 oz/170 g erhältlich, wobei im Behandlungsverlauf nur ein Gummizugtyp bzw. Kraftniveau erforderlich ist. Des Weiteren sind direkt klebbare Haken aus Metall oder Keramik erhältlich, die ein einfaches Platzieren und haltbares Bonding ermöglichen.

Der in Zusammenarbeit mit Dr. Peri Colino entwickelte Zero Corrector™ vereint diverse Designoptimierungen, die eine effektive klinische Anwendung unterstützen. So ermöglicht beispielsweise die gingival erhöhte Position des Stegs eine näher am Widerstandszentrum des Eckzahns applizierte Kraft, wodurch dessen körperliche Zahnbewegung gefördert und Kippungen minimiert werden. Zudem tragen die verlagerte Position des mit einem quadratischen Querschnitt versehenen Stegs und die satinierte Oberfläche zu einer insgesamt geringeren Sichtbarkeit der Apparatur bei.

Das anatomisch geformte Eckzahnpad des Zero Corrector™ erweitert durch einen integrierten Haken die Behandlungsopti-



- bessere körperliche Eckzahnbewegung, weniger Kippen
- kein Wechsel des Gummizug-Kraftniveaus
- ein Gerätedesign für Klasse II oder III

onen, beispielsweise beim anterioren Lückenschluss, während der großzügig gestaltete Haken am Stegende dem Patienten ein komfortables Einhängen der Gummizüge ermöglicht.


Der äußerst flach gestaltete Zero Corrector™ verfügt über ein artikulierendes Molarenpad. Es unterstützt die Rotation

und Aufrichtung der Molaren, während Überrotationen verhindert werden.

Für ein präzises Positionieren und einfaches Entfernen von Kleberresten wurde die Molarenpadbasis in Schmetterlingsform gestaltet. Wie die Basis des Eckzahn pads weist auch die Pylonen auf, die eine zuverlässige Haftung gewährleisten. Der Zero Corrector™ wird gleich zu Therapiebeginn zur sagittalen Korrektur bei Klasse II-/III-Fällen eingesetzt – noch bevor Bracket- oder Aligner-Systeme zur Anwendung kommen und wenn die Motivation des Patienten besonders groß ist. Durch das frühzeitige Überstellen in eine Klasse I-Plattform kann eine Reduzierung der Gesamtbehandlungszeit um durchschnittlich vier bis fünf Monate erreicht werden.

Der Zero Corrector™ samt Zubehör ist in Deutschland exklusiv über dentalline in sechs Größen und verschiedenen Packungsvarianten erhältlich.

dentalline GmbH & Co. KG
www.dentalline.de



20 Jahre BioQuick® – Klick – fertig! Mühelos auf und zu.

Die fünfte Generation des selbstligierenden Bracketsystems von FORESTADENT® kombiniert einen überarbeiteten Clip-Mechanismus mit durchdachten Systemdetails für effiziente Behandlungsabläufe und eine präzise Bogenkontrolle.



Klick – fertig! Erleben Sie mit BioQuick® 5 die Evolution der selbstligierenden Brackets – entwickelt für schnelle, präzise Behandlungen.

Seit mehr als 20 Jahren steht BioQuick® für kontinuierliche Weiterentwicklung in der selbstligierenden Kieferorthopädie. Mit der aktuellen, fünften Generation rückt FORESTADENT® das zentrale Element des Systems in den Fokus: den Clip. Der neu entwickelte Clip-Mechanismus wurde für eine intuitive Handhabung im Praxisalltag ausgelegt. Die große vestibuläre Öffnung ermöglicht einen komfortablen Zugang mit Sonde oder Scaler, während die verstärkte Clip-Konstruktion das Risiko einer Verformung beim Öffnen und Schließen reduziert. Das er-

leichtert den Bogenwechsel und unterstützt einen kontrollierten, reproduzierbaren Workflow.

Doch BioQuick® überzeugt nicht nur durch seinen Clip. Zahlreiche konstruktive Details tragen dazu bei, die Effizienz und Präzision der Behandlung zu unterstützen. Der umlaufende Pad-Rand unterstützt saubere Klebeabläufe und die bewährte Hakenbasis sorgt für eine zuverlässige Haftung. Ergänzt wird das System durch einen zusätzlichen .015"-Hilfsslot, der den Einsatz von Hilfselementen oder Doppelbogenmechaniken ermöglicht.

Das einstückige Bracketdesign steht für Stabilität und einfache Handhabung – Eigenschaften, die BioQuick® seit seiner Einführung auszeichnen und kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Das Ergebnis ist ein selbstligierendes Bracketsystem, das eine präzise Bogenführung, hohe Prozesssicherheit und effiziente Abläufe am Behandlungsstuhl unterstützt. Bei der DGKFO in Baden-Baden feiert FORESTADENT® das Jubiläum seines selbstligierenden Bracketsystems am **Stand EG 57**.

20 Jahre BioQuick® stehen für kontinuierliche Innovation mit Fokus auf die Anforderungen des klinischen Alltags. Oder kurz gesagt: Click. Done.

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
www.forestadent.com

„Ich sehe das Mentoring vor allem als Austausch auf Augenhöhe“

Dr. Stephanie Wodianka sprach im Interview über das Peer-to-Peer-Programm in Zusammenarbeit mit Align Technology.



Hier gehts zum Interview



© Align Technology



Kieferorthopädin Dr. Stephanie Wodianka, die eine eigene Praxis in Hamburg betreibt, engagiert sich seit Sommer 2025 im Peer-to-Peer-Programm von Align Technology als Mentorin. In einem Interview gibt sie Einblicke in ein Mentoringkonzept, das bewusst auf persönlichen Austausch und praxisnahe Unterstützung setzt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Weiterentwicklung der eigenen Behandlungskompetenz, sondern auch der Mut, neue Wege in der Aligner-Therapie – insbesondere im Kindes- und Jugendalter – zu gehen. Wodianka beschreibt, wie kollegiales Coaching auf Augenhöhe hilft, Unsicherheiten abzubauen, klinische Entscheidungen zu schärfen und präventive kieferorthopädische Ansätze gezielt einzusetzen. Von der Wahl des richtigen Behandlungszeitpunkts bis zur Nutzung funktioneller Potenziale im Wechselgebiss: Das Programm eröffnet Raum für konkrete Fragen, individuelle Fallbesprechungen und neue Perspektiven. Dr. Wodianka berichtet über das Peer-to-Peer-Programm: „Ich bin selbst erst seit dem Sommer als Mentorin dabei. Ehrlich gesagt hätte ich mir ein solches Programm auch für meinen eigenen Start in die Aligner-Therapie oder die ClinCheck-Planung gewünscht. Ich halte es

für eine große Bereicherung – eine echte Win-win-Situation.

Das Programm ist im Prinzip ein Eins-zu-eins-Coaching. Jeder Teilnehmer bekommt persönlich einen Kollegen zugeordnet. Ziel ist es, sich auszutauschen und die eigene Behandlungsqualität weiterzuentwickeln.“

Bezüglich der Frage, welche Form der Unterstützung ihr dabei besonders wichtig ist, sagt sie: „Ganz klar: der persönliche Austausch auf Augenhöhe. Ich glaube, das Entscheidende ist, sich zu trauen, neue Behandlungsmethoden anzuwenden. Wenn man beispielsweise mehr mit Alignern im Wechselgebiss oder zum Beispiel mit okklusalen Blöcken arbeitet, ist es völlig normal, Rückfragen zu haben – etwa: Wie mache ich das genau? Welchen Kleber nehme ich? Da ist es hilfreich, jemanden zu haben, den man einfach kurz fragen kann, auch bei Kleinigkeiten. Die Fragen sind sehr vielfältig. [...] Wir treffen uns virtuell, chatten miteinander und führen die Webinare online durch. Meist läuft die Kommunikation über die Align-Plattform, wenn ich Fälle coache, aber ich bin auch darüber hinaus im Chat erreichbar.“

Align Technology • www.aligntech.com



Für KFO-Praxen, Zahnärzte & Labore

Passend zur DGKFO 2026 für Sie!

Brackets, Bögen, Retainer,
Instrumente, Elastics und mehr -
schnell verfügbar und persönlich
betreut.

10% Rabatt auf alles!*

*Ab 49 € Netto-Bestellwert.
Aktionszeitraum 01.09.-30.09.2026.
Nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen
kombinierbar.



Rund um die Uhr einkaufen
Web: www.bwdental.de
Mail: info@bwdental.de
Tel.: 06251 - 9446164



Nutzen Sie unser DGKFO-Special und
sichern Sie sich Ihre KFO-Produkte
zum Vorteilspreis.



ab einem Bestellwert von nur
49 € netto



Nur im
SEPTEMBER 2026
jetzt bestellen & sparen