

OJ

oemus

Fachbeitrag

Labial kompromittierte
Alveole: Versorgung mit
Magnesiummembran

Seite 8

Fachbeitrag

Monitoring bei der
zahnärztlichen Sedierung

Seite 20

ORALCHIRURGIE JOURNAL 3/26

Zeitschrift des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen



Scannbare
Gingivaformer

Gingividual® Concept *Basic* – für ein naturkonformes Emergenzprofil

Die PEEK Gingivaformer in sechs vorkonstruierten Zahnformen ermöglichen eine anatomische Ausformung des Weichgewebes. Sie sind scannbar, verkürzen somit die Behandlungszeit im digitalen Workflow und das Durchtrittsprofil kann direkt über die CAD-Bibliothek in das Design übernommen werden. Für den analogen Workflow stehen formkongruente Abformpfosten zur Verfügung.

Jetzt im Camlog eShop für CAMLOG® und CONELOG® Implantate erhältlich!



www.camlog.de/gingividual-concept-basic

CAMLOG®, CONELOG® und Gingividual® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.