



EMS FREUT SICH ÜBER POSITIVE ERGEBNISSE

KENNZIFFER 0801

EMS lud 2010 über 1.000 Zahnarztpraxen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu ein, an einer Online-Aktion teilzunehmen und rund 20 Fragen rund um Prophylaxe zu beantworten.

Beinahe 60 Prozent der Teilnehmer antworteten korrekt, dass ein einziges EMS Swiss Instrument PS für 2.000 bis 3.000 Zahnsteinentfernungen benutzt werden kann. Diese lange Lebensdauer stehe nicht nur für die Schweizer Qualität von EMS, sondern senke auch die Kosten pro Behandlung. 93 Prozent der Teilnehmer glau-

ben, dass sie kein Geld sparen, wenn sie preiswertere No-Name-Instrumente verwenden, da diese eine kürzere Lebensdauer haben. 79 Prozent sind der Meinung, dass die Behandlungsergebnisse mit dem Original PS besser sind.

Mit 56 Prozent positiven Antworten ist in den befragten Praxen das Instrument PS das meistbenutzte Instrument von EMS. Aber nicht jedem Behandler ist bekannt, dass das Swiss Instrument PS in beinahe 90 Prozent aller Zahnsteinfälle verwendet werden kann. Daher wird EMS auch weiterhin die überragende Vielseitigkeit dieses „Alleskönners“ kommunizieren. Die 1.000 ausgegebenen Instrumente werden die Anwender in der praktischen Anwendung überzeugen.



Schmerzen sind in der Praxis ein wichtiges Thema

Beinahe die Hälfte aller Zahnärzte haben Patienten, die regelmäßig Behandlungen aufschieben oder gar nicht erst kommen, weil sie sich vor einer schmerzhaften Behandlung fürchten. 88 Prozent der Teilnehmer sind davon überzeugt, dass Zahnsteinentfernung keine Schmerzen verursacht, wenn man die Original Piezon Methode richtig anwendet. Die

Zufriedenheit und Treue der Patienten könne durch schmerzfreie Behandlungsmethoden erheblich verbessert werden (735 Teilnehmer).

EMS finden Sie auf der IDS in Halle 10.2, Stand L010, M019.

**EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
GMBH**

Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de



IDS 2011: PHILIPS SONICARE PRÄSENTIERT WELTNEUHEIT

KENNZIFFER 0802

Philips Sonicare lädt die Besucher der IDS ein, eine Weltneuheit kennenzulernen. „So viel darf ich heute schon sagen: Es ist keine Zahnbürste, aber hat unmittelbar mit unserem Kompetenzbereich Zahnpflege, Gesunderhaltung und Plaque-Biofilmmangement zu tun. Seien Sie gespannt und sehen Sie als einer der Ersten diese Weltneuheit! Die Weltneuheit kann am Messestand direkt ausprobiert werden“, erklärt Kristina Weddig, Managerin Marketing Oral Healthcare CO DACH, Philips GmbH Unternehmensbereich Consumer Lifestyle, in einem Interview. Das neue Philips Sonicare Produktprogramm deckt das Spektrum Mundhygiene, Interdentalraumreinigung und Patientencompliance kompetent ab.

Auf die Frage, warum die IDS-Besucher auf den Philips-Messestand kommen sollten, antwortete Frau Weddig: „Weil wir unter dem

Motto ‚Experience the difference – erleben Sie den Unterschied‘ eine Weltneuheit und wegweisende Entwicklungen präsentieren.

Unseren Gästen bieten wir die Möglichkeit, uns beim Wort zu nehmen und diesen Unterschied bei der Zahnpflege zu erleben. Außerdem trifft man an unserem Stand Wissenschaftler, die Medien und die Ansprechpartner aus dem Außendienst, die für ein persönliches Gespräch zur Verfügung stehen.“

Praktische Tipps am IDS-Messestand

Die neuen Philips Sonicare Produkte können direkt auf dem IDS-Messestand ausprobiert werden. „Vor zwei Jahren haben über 5.000 Besucher unseres Messestandes die Gelegenheit genutzt und die Philips Sonicare Schallzahnbürsten getestet. Schließlich ist Philips Sonicare die weltweit von Zahnärzten meistempfohlene Schallzahnbürstenmarke. Am Stand werden Dentalhygienikerinnen und ZMFs unseren Gästen auch in diesem Jahr wieder wichtige Informationen und praktische Tipps geben – diese können dann nach der IDS im Patientenberatungsgespräch perfekt genutzt werden“, erzählte Frau Weddig.



Der eigene Eindruck zählt und zeigt den individuellen Nutzen auf. Die Gäste von Philips Sonicare sind darüber hinaus eingeladen, auf dem IDS-Stand an einer Erhebung zur Compliance ihrer Patienten bei der Interdentalpflege teilzunehmen – die Ergebnisse werden nach der IDS veröffentlicht. Besuchen Sie den Ausstellungsstand von Philips Sonicare auf der IDS und erleben Sie die Weltneuheit: Halle 11.3, Stand H010, J019, G010, H019.

PHILIPS GMBH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 99-0
Fax: 0 40/28 99 28 29
www.philips.de/sonicare

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.