

# Neues Implantat für die herausnehmbare Versorgung

Mit Replace Select TC lanciert Nobel Biocare ein neues Implantat für die herausnehmbare Versorgung und Versorgung auf einem Implantatsteg.

Replace Select TC<sup>1</sup> ist ein zweiteiliges Implantat mit einer 3 mm hohen, maschinerten Schulter, wodurch der Zugang zur Plattform auf Weichgewebensniveau ermöglicht wird (Abb. 1). Gleichzeitig vereinfacht dessen farbcodierte 3-Kanal-Innenverbindung die genaue und schnelle Ermittlung, sowie auch das Einsetzen der prothetischen Komponenten.

Des Weiteren basiert der Implantatkörper des Replace Select TC auf dem Bränemark System™ MK III, sodass es angesichts der klinischen Ergebnisse für alle Knochentypen und chirurgischen Protokolle im Rahmen der Ein-Schritt-Chirurgie geeignet ist. In einer retrospektiven Studie mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von drei Jahren zeigten Implantate vom Typ Replace mit einer 3-mm-

wachsen des Weichgewebes während der Einheilzeit. Zur Anpassung an die Weichgewebestärke und für eine noch höhere intraoperative Flexibilität ist die Abdeckschraube in 1 mm und 3 mm Höhe erhältlich.

Der definitive Zahnersatz lässt

sich durch jede Prothetikkomponente von Nobel Biocare in Kombination mit dem Replace Select TC Implantat fixieren: Locator® Abutment, Kugelkopf-Abutment, Gold-Abutment für Stege, Goldkappe für Stege und den individuell gefrästen NobelProcera Implantat-Stegen.

Durch die Verwendung des Replace Select TC Implantats lassen sich Behandlungszeiten reduzieren, was zu mehr Patientenzufriedenheit führt. Das Implantat ist sowohl aus chirurgischer als auch aus prothetischer Sicht gut für die Versorgung des zahnlosen Kiefers geeignet. 

## Nobel Biocare AG

8302 Kloten  
Tel.: 043 211 53 20  
info.switzerland@nobelbiocare.com  
www.nobelbiocare.com

ANZEIGE



schulter eine kumulative Überlebensrate von 99,2%.<sup>2</sup>

Um die sofortige Anpassung unter Verwendung des vorhandenen Zahnersatzes zu vereinfachen, wurde eine neue Abdeckschraube (Abb. 2) für das Replace Select TC Implantat entwickelt. Diese Abdeckschraube verhindert das Über-

Schulter eine kumulative Überlebensrate von 99,2%.<sup>2</sup>

Um die sofortige Anpassung unter Verwendung des vorhandenen Zahnersatzes zu vereinfachen, wurde eine neue Abdeckschraube (Abb. 2) für das Replace Select TC Implantat entwickelt. Diese Abdeckschraube verhindert das Über-

<sup>1</sup> TC = Tissue Collar.

<sup>2</sup> Zwei Kliniken setzten 132 Replace Select Straight Implantate mit 3 mm maschinierter Schulter bei 48 zahnlosen Patienten durch Ein-Schritt-Chirurgie, und versorgten diese nach 9 bis 12 Wochen mit einer Overdenture-Lösung (vorläufige Daten einer externen Studie 2010-938).

© Nobel Biocare Services AG, 2011. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen vorkommenden Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare.



## NobelActive™ Ein neues richtungsweisendes Implantat.

Prothetische Versorgung mit Doppelfunktion.

Knochenverdichtende Eigenschaften.

Anpassbare Implantatausrichtung für eine optimale Insertion.

Integriertes Platform shifting.

Hohe Primärstabilität, selbst bei ungünstigen Knochenverhältnissen.



Fünf Gründe für NobelActive, die Sie fühlen können. Das Gewindedesign von NobelActive verdichtet den Knochen mit jeder Drehung bei der Insertion und erhöht somit die Primärstabilität. Dank der selbstbohrenden Implantatspitze kann die Implantatausrichtung angepasst werden, um die optimale Position der prothetischen Versorgung zu erzielen. Prothetiker profitieren von einer vielseitigen und sicheren Innen-

verbindung mit konischer Passung und integriertem Platform Switching. Dank der Prothetikverbindung mit Doppelfunktion lassen sich Einzelzahnversorgungen sowie kostengünstige Stegversorgungen einfach realisieren. Mit der breiten Palette von konfektionierten und individuellen prothetischen Komponenten bietet Ihnen NobelActive ein flexibles System für Versorgungen mit hervorragender Ästhetik.

Nobel Biocare ist weltweit führend in innovativen, wissenschaftlich fundierten Lösungen im Dentalbereich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Nobel Biocare Niederlassung vor Ort (Tel. +41 43 211 53 20) oder im Internet unter:

www.nobelbiocare.com



www.zwp-online.ch

FINDEN STATT SUCHEN.

ZWP online

Neu in der Schweiz!