



>> **AKTUELLES**

- 006 Acteon Germany spendet für Tsunami-Opfer
- 006 Neue Behandlungsansätze bei Dentinhypersensibilität
- 006 Die Revolution in der dentalen Warenwirtschaft
- 008 Neue Erlebniswelt bei KaVo
- 009 Henry Schein hilft Japan
- 010 SHOFU-Nacht auf der IDS
- 010 10 Jahre Pluradent
- 011 Zehn Jahre gemeinsame Erfolgsgeschichte
- 011 Aus Visionen werden Innovationen

>> **IDS NACHLESE**

- 012 **Die größte IDS aller Zeiten** IDS 2011
- 016 **IDS-Statements der Dentalindustrie**

>> **BLICKPUNKT**

- 080 Dentalhygiene
- 082 Praxishygiene
- 083 Endodontie
- 084 Kons/Prothetik
- 087 Digitale Praxis
- 089 Einrichtung
- 091 Zahntechnik

>> **FACHHANDEL**

- 094 **Partner für Praxis und Labor** Bezugsadressen Ihrer Dentaldepots

092 **IMPRESSUM**

098 **PRODENTE**

1 + 1 = 3

DER NEUE AIR-FLOW MASTER PIEZON – AIR-POLISHING SUB- UND SUPRAGINGIVAL PLUS SCALING VON DER PROPHYLAXE N° 1

Air-Polishing sub- und supra-gingival wie mit dem Air-Flow Master, Scaling wie mit dem Piezon Master 700 – macht drei Anwendungen mit dem neuen Air-Flow Master Piezon, der jüngsten Entwicklung des Erfinders der Original Methoden.

PIEZON NO PAIN

Praktisch keine Schmerzen für den Patienten und maximale Schonung des oralen Epitheliums – grösster Patientenkomfort ist das überzeugende Plus der Original Methode Piezon, neuester Stand. Zudem punktet sie mit einzigartig glatten Zahnoberflächen. Alles zusammen ist das Ergebnis von linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der Original EMS Swiss Instruments in harmonischer Abstimmung mit dem neuen Original Piezon Handstück LED.



> Original Piezon Handstück LED mit EMS Swiss Instrument PS

Sprichwörtliche Schweizer Präzision und intelligente i.Piezon Technologie bringt's!

AIR-FLOW KILLS BIOFILM

Weg mit dem bösen Biofilm bis zum Taschenboden – mit diesem Argu-



ment punktet die Original Methode Air-Flow Perio. Subgingivales Reduzieren von Bakterien wirkt Zahnausfall (Parodontitis!) oder dem Verlust des Implantats (Periimplantitis!) entgegen. Gleichmässiges Verwirbeln des Pulver-Luft-Gemischs und des Wassers vermeidet Emphyse – auch beim Überschreiten alter Grenzen in der Prophylaxe. Die Perio-Flow Düse kann's!

Und wenn es um das klassische supra-gingivale Air-Polishing geht,



> Original Handstücke Air-Flow und Perio-Flow

zählt nach wie vor die unschlagbare Effektivität der Original Methode Air-Flow: Erfolgreiches und dabei schnelles, zuverlässiges sowie stress-freies Behandeln ohne Verletzung des Bindegewebes, keine Kratzer am Zahn. Sanftes Applizieren biokinetischer Energie macht's!

Mit dem Air-Flow Master Piezon geht die Rechnung auf – von der Diagnose über die Initialbehandlung bis zum Recall.

Prophylaxepro-fis überzeugen sich am besten selbst.

"I FEEL GOOD"

Mehr Prophylaxe >
www.ems-swissquality.com