

## Intensivpflege-Gel

Regelmäßige Anwendung unterstützt die Mundgesundheit.

Die körpereigene Abwehr setzt auf das Co-Enzym Ubiquinon Q10, das in der Gingiva natürlicherweise vorhanden ist. Die zur gesunden Mundflora gehörenden Bakterien sind in ihrem Stoffwechsel von Q10 abhängig, krankheitserregende anaerobe Keime, z. B. in anaeroben

Verhältnissen der



Parodontaltaschen, dagegen nicht. Bei Zahnfleischproblemen, wie z. B. Gingivitis, Parodontitis und Störungen des oralen Immunsystems, nimmt die Q10-Konzentration drastisch ab, führt zu einer Verschiebung der Mundflora und entzündliche Prozesse werden initiiert. Es gilt als Faustregel, dass sich der Grundbedarf an Q10 bei jeder zusätzlichen Belastung erhöht. GINGIprotect™ unterstützt

das körpereigene antioxidative Schutzsystem und schützt das Zahnfleisch, das zu Gingivitis und Parodontitis neigt. Ubiquinon Q10 ist ein Antioxidans mit Zellenergie spendender Funktion, hält Zellmembranen fluide, ist zudem wesentlich am Schutz der Zellen vor Schädigungen durch Radikale beteiligt und wird von der immunstimulierenden Wirkung des Glucans ergänzt. Von der Ubiquinon-Komponente ist bekannt, dass sie Blutungen mindert und Aphthen reduzieren kann. **PN**

### PN Adresse

BonaDent GmbH  
Dental-Produkte  
Berner Str. 28  
60437 Frankfurt am Main  
E-Mail: bonadent@t-online.de  
www.bonadent.de

## Sanft und schonend

Durchdachtes Design in Funktion, Form und Optik setzt Maßstäbe.

Die Vector Methode mit patentierter linearer Schwingungsumlenkung hat sich seit 1999 bei der schmerzarmen und ursachengerichteten Parodontaltherapie bewährt. Zur 34. Internationalen Dental-Schau stellte Dürr Dental die zwei neuen Systeme Vector

Paro und Vector Scaler



vor, die höchste Ansprüche an funktionalem Design

und Ergonomie erfüllen. Das Vector Paro-System setzt dabei die Erfolgsgeschichte in der Parodontalbehandlung fort. Ergänzt wird das System durch ein Scaler Handstück. Die spezielle Kombination der Paro- und Scalerinstrumente ermöglicht den universellen Einsatz in den Bereichen Parodontologie, Periimplantitis, Recall und professionelle Zahnreinigung. **PN**

### PN Adresse

DÜRR DENTAL AG  
Höpfigheimer Straße 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
E-Mail: www.duerr.de

## Lösung auf Dauer

Mundspüllösung mit bewährtem Polyhexanid-Betain-Komplex.

Die PeriCare Mundspüllösung dient zur Ergänzung der täglichen Zahnpflege und schützt vor schädlichen Belastungen auch dort, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Dieser Schutz entsteht durch die Kombination von Polyhexanid und Betain, welches einen keimreduzierenden Effekt hat. So werden auch schwer zugängliche Wund- und Schleimhautbereiche gründlich gereinigt und von Mikroorganismen befreit. Die PeriCare Mundspüllösung bietet Schutz vor bakteriell bedingter Gingivitis, Parodontitis, Periimplantitis und Karies. Sie fördert die Regeneration des verletzten Zahnfleisches sowie der Schleimhäute und schützt vor In-



fektionen des Zahnhalteapparates. Dank dem bewährten Polyhexanid-Betain-Komplex verzichtet die PeriCare Mundspüllösung ganz auf belastende Inhaltsstoffe wie Zucker und Alkohol.

Ebenfalls sind keine Zahnverfärbungen und Geschmacksirritationen zu erwarten, sodass die Lösung unbedenklich lange angewendet werden kann. **PN**

### PN Adresse

Merz Dental GmbH  
Eetzweg 20, 24321 Lütjenburg  
E-Mail: info@merz-dental.de  
www.merz-dental.de

## Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen.

Die Leistungseinstellung des Varios 970 wird so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät

höchst



effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios2, verfügt NSK

über das schlanke und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu benutzendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios2-Handstücks auch in Ihre

Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 sind jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich. **PN**

### PN Adresse

NSK Europe GmbH  
Elly-Beinhorn-Str. 8  
65760 Eschborn  
E-Mail: info@nsk-europe.de  
www.nsk-europe.de



## Erweitertes Sortiment

Knochenaufbaumaterial ist jetzt in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich.

Dank seinem optimalen Volumen für kleinere und mittlere Defektgrößen, stellt easy-graft™ CLASSIC 250 die ideale Lösung

250 für die Anwendungen in der Socket Preservation im Prämolaren- und Frontzahnbereich sowie als effiziente Defektdeckung als

den, kann man mit easy-graft™ CLASSIC 250 eine stabile und effiziente Defektdeckung erzielen. easy-graft™ CLASSIC 250 wird ab sofort in Verpackungseinheiten zu drei oder sechs Applikationen angeboten und ab Oktober 2011 ist zudem easy-graft™ CRYSTAL 250 in den gleichen Verpackungsgrößen lieferbar. **PN**



Flexible, poröse Schale – gemäß Dr. Stefan Neumeier, Eschlkam.

für den Knochenaufbau dar. Die Körnung von 450 bis 1.000 µm stabilisiert mechanisch ideal, bei hoher Porosität. Besonders eignet sich easy-graft™ CLASSIC

Membran-äquivalent bei großen Defekten. Wenn autologer Knochen und BGS Granulate, wie calc-i-oss™, in den Defekt eingebracht wer-

### PN Adresse

Vertrieb Deutschland:  
Paropharm GmbH  
Tel.: 0180/13 73 368  
E-Mail: info@paropharm.de

Nemris GmbH  
Tel.: 0 99 47/9 04 18-0  
E-Mail: info@nemris.de



## Einwegansätze mit Aroma

Aufsätze für Multifunktionsspritzen gewährleisten hundertprozentige Praxishygiene.

Besser denn je – frischer denn je: Mit den Riskontrol Art-Einwegansätzen kann das Risiko der direkten oder der Kreuzkontamination von Patient zu Patient konsequent unterbrochen werden. So verhindern die innovativen Ansätze, die nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind, eine mikrobielle Migration im Wasser- und im Luftkreislauf der Behandlungseinheit und ermöglichen so die Einhaltung jeder noch so strengen Hygienerichtlinie. Und für noch mehr Patientenkomfort sind die farbigen Aufsätze in den vier Duftrichtungen Johannisbeere (blau), Anis (hellgrün), Mandarine (orange) und Lakritze (grau) erhältlich. Dank

des weltweit patentierten Riskontrol-Systems von Pierre Roland führen zwei voneinander unabhängige Leitungen den Luft- sowie den Wasserstrahl aus der Funktionsspritze



direkt bis hin zur Austrittsöffnung. Das bedeutet: hundertprozentig trockene Luft für eine garantiert

feuchtigkeitsfreie Oberfläche. Für einen universellen Einsatz an allen gängigen Behandlungseinheiten sind knapp 70 Adapter erhältlich mit denen nahezu alle Multifunktionsspritzen ausgerüstet werden können. Einmal aufgeschraubt bzw. aufgesteckt kann das Zwischenstück aus eloxiertem Aluminium dauerhaft auf der Spritze verbleiben.

Die recyclingfähigen Einmalansätze Riskontrol Art sind in einer Spenderbox mit je 250 Stück erhältlich. **PN**

### PN Adresse

Acteon Germany GmbH  
Industriestraße 9  
40822 Mettmann  
E-Mail: info@de.acteongroup.com  
www.de.acteongroup.com





## Oral Regenerative Medicine

## Oral Implant Medicine



## Oral Healing Medicine

So haben Sie alles sicher im Griff!

# RIEMSER Dental

Comprehensive Oral Surgery Technologies

Aktuelle Informationen und  
umfassende Produktlösungen  
unter: <http://www.RIEMSER-Dental.de>

