



## | Editorial

- 03 **Funktion und Ästhetik** – eine interdisziplinäre Aufgabe  
\_Priv.-Doz. Dr. med. dent. Nezar Watted

## | Fachbeiträge

- \_Bleaching  
06 **Patientenfälle Bleaching – Zähne individuell und ökonomisch aufhellen**  
\_Dr. Lara Müller
- \_Ästhetik  
12 **Hyaluronsäure at its Best** – Minimalinvasive Therapie-konzepte mit Hyaluronsäure (HA) in der modernen Zahnmedizin  
\_Dr. Florian Göttfert, Dr. Marcus Striegel
- \_Kieferorthopädie  
18 **Ästhetische Kieferorthopädie 30+:** Langfristige Zahngesundheit als höchstes Gut  
\_Dr. Martin Jaroch, Dr. Friedrich Bunz
- \_Weichgewebsaugmentation  
22 **Computergesteuerte Weichgewebsaugmentation mit Hyaluronsäure – die ASP-Methode**  
\_Anne Sofie Petersen, Dr. Dr. Steffen Hohl
- \_Implantologie  
26 **KISS-Prinzipien der Ästhetischen Implantologie Teil 4**  
\_Vis. Prof. Dr. Dr. Andreas H. Valentin,  
Fumihiko Watanabe, Professor & Chairman
- \_Kieferorthopädie  
32 **Extraktion, Implantation oder Parodontologie & Kieferorthopädie – Orthodontische Therapie bei den Erwachsenen mit parodontalen Destruktionen**  
\_Prof. Dr. med. dent. N. Watted, Dr. med. dent. T. Teuscher,  
Dr. med. dent. Sh. Gera
- \_Kompositrestauration  
36 **Ästhetische Seitenzahnrestaurationen mit Kompositen**  
\_OA Dr. med. dent. Jan Müller
- \_Kompositrestauration  
40 **Vereinfachung von Kompositfüllungen im Frontzahnbereich**  
\_Jan Shuman, DDS

## | News

- 44 **Marktinformation**

## | Spezial

- \_Psychologie  
46 **Der interessante Patient – Teil VIII: Schizophrene Psychose als Herausforderung** für das Zahnarztteam  
\_Dr. Lea Höfel
- \_Internet  
50 **Kommunikation ist nicht alles ...**  
... aber ohne Kommunikation ist alles nichts  
\_Dr. Michael Visse

## | Information

- 54 **News**  
\_Hilfsprojekt  
56 **Amerikanisches Hilfsprojekt „Give Back a Smile (GBAS)“ in Deutschland gestartet**  
\_Yvonne Bachmann
- \_Recht  
58 **Faltenunterspritzung: Bundeszahnärztekammer versus europäisches Recht**  
\_Dr. Thomas Ratajczak

## | Lifestyle

- \_Modern Art  
60 **Barbara Rapp – Provokante abstrakte Kunst** zum Thema Schönheitswahn  
\_Prof. Dr. Martin Jörgens
- \_Reisebericht  
62 **Sardinien – ein smaragdfarbenes Juwel der Natur**  
\_Claudia Schreiter

## | Impressum

- 66 Verlag, Redaktion



# American Dental

## AKTUELLES UND SPEZIELLES AUS DER ZAHNHEILKUNDE **SPEZIAL**

### Cerinate One-hour Permanent Veneers

Nur 30 Euro pro Keramik-Veneer!

## Ästhetisch ansprechend und äußerst günstig: Vorgefertigte Keramik-Veneers

Zahlreiche Patienten lassen sich ihre Zähne ästhetisch nicht verschönern, da sie Kosten und Behandlungsaufwand scheuen. Die neuen Cerinate One-hour Permanent Veneers sind deshalb die optimale Lösung für jede Praxis. Sie sind preiswert, praktisch, minimalinvasiv und ästhetisch. Und das Beste: Es wird nur eine Sitzung benötigt, um die innovativen Keramik-Veneers zu applizieren. Auch Laborarbeiten sind nicht notwendig.

### Vielfältiges Keramik-Veneer-System

Das Cerinate One-hour Permanent Veneers Placement Kit ist ein Keramik-Veneer-System zur Zahnrestauration und zur Behandlung klinischer Situationen, insbesondere wenn eine kostengünstige und schnelle Keramikerneuerung in nur einer Sitzung gewünscht wird. Das System besteht aus bereits vorgefertigten Keramik-Veneers, die in 56 Formen und in 4 Farben erhältlich sind.

### Schmerzlos und schnell

Mit Cerinate One-hour Permanent Veneers lässt sich das Lächeln vieler Patienten in kürzester Zeit kosmetisch verbessern. Der Eingriff verursacht für den Patienten keine Schmerzen, da auf ein Entfernen empfindlicher Zahnhartsubstanz in den meisten Fällen verzichtet werden kann. Cerinate One-hour Permanent Veneers, die sich im Vergleich zu Komposit-Restaurationen nicht verfärben, garantieren ein dauerhaft weißes, schönes Lächeln.

### Klinisch geprüft und vorhersagbar

Bei der Applikation von Ceri-

nate One-hour Permanent Veneers muss, anders als beim Komposit-Bonding, keine aufwändige Schichttechnik angewandt werden. Zur Herstellung der Veneers sind keine Laborarbeiten notwendig. Im Gegensatz zu Komposit-Restaurationen hat der Zahnarzt bei Cerinate One-hour Permanent Veneers die Möglichkeit, die Try-in-Technik anzuwenden. So kann das Ergebnis vor dem Zementieren begutachtet und dem Patienten gezeigt werden. Langzeitstudien haben die Haltbarkeit der Cerinate-Keramik bewiesen, die im Vergleich zu Komposit-Restaurationen für langanhaltende Strahlkraft sorgt und Plaquebildung vermeidet.

### Robust und zuverlässig

Cerinate-Keramik ist die derzeit widerstandsfähigste, leuzitverstärkte Keramikmasse. Sie zeichnet sich im Vergleich zu konventioneller Keramik durch eine geringere Abnutzungsrate aus und garantiert dem Patien-



ten eine dauerhafte Zahnaufhellung. Dank der geringen Viskosität der Cerinate-Keramik können Cerinate One-hour Permanent Veneers so dünn wie Kontaktlinsen gestaltet werden.

### Technische Daten

Biegefestigkeit	188 MPa
Größe,	
Leuzitkristalle	1 µ
Reliabilität	10,20

### Indikationen

Cerinate One-hour Permanent Veneers werden bei folgenden Indikationen eingesetzt:

- Korrektur von Zahnfehlstellungen und verdrehten Frontzähnen



- Schließen von Zahnlücken
- Abdeckung schwächerer und stärkerer Zahnverfärbungen
- Wiederherstellung abgeschlagener Inzisalkanten
- Remodellierung zapfenförmiger und zu kleiner Zähne
- Verblendung schwächerer bis stärkerer Verfärbungen durch Tetracycline

### Fazit

Mit Cerinate One-hour Permanent Veneers kann das Praxisangebot um eine restaurative und kosmetische Versorgungsmöglichkeit erweitert werden, die preisgünstig, minimalinvasiv und komplett reversibel ist. Cerinate One-hour Permanent Veneers lohnen sich auch für Ihre Praxis!

### KURSINFO 2011


#### ■ Hochwertige ästhetische Lösungen für jedermann

Mit Dr. Jürgen Wahlmann:

11./12. 11. 2011 in Wien

25./26. 11. 2011 in Köln

Information und Anmeldung: Eventmanagement/Timo Beier, Tel. 081 06-300 306



4 Farbtöne: OM1, B1, A1, A2  
 Oberkiefer Sets: XS, S, M, L, XL  
 Unterkiefer Sets: S, M  
 8 Zähne: Eckzahn und Prämolaren oder Front- und Seitenzahn

### HERAUSGEBER

**AMERICAN**  
Dental Systems

Telefon 08106/300-300

www.ADSystems.de