

LASER JOURNAL

I Special

Erbiumlasereinsatz zur Stimulierung der Knochenwachstumsfaktoren-PDGF | Bleaching – neue Wege einer traditionsreichen minimalinvasiven Behandlung

I Fachbeitrag

Kavitätenpräparation mit dem Er,Cr:YSGG-Laser

I Anwenderbericht

Herpes labialis einfach, schnell und nachhaltig therapieren

I Wirtschaft

Die Magie der kleinen Dinge

I Recht

Leistungsbezogene Entlohnung in der Zahnarztpraxis

I Fortbildung

Jubiläumskongress der DGL in Düsseldorf |

Neuer Kurs des Masters of Science „Lasers in Dentistry“ gestartet



Laser versus konventionelle Therapie



BIOLASE®

waterlase**iPlus*™

State of the Art

Duale Wellenlänge (2780 nm + 940 nm – iLase)

Breites Behandlungsspektrum

Leistungsstark (600 mj)

Leichte Menüführung

Hoher Patientenkomfort



Biolase Deutschland/NMT München GmbH

www.biolase-germany.de

info@biolase-germany.de

Tel.: 089-610 89 380

