

Perfektion einfach gemacht

Tigon+ bietet sichere Behandlung mit vielen Features.

Die Firma W&H hat mit dem Tigon+ einen Piezo Scaler entwickelt, der sich den Bedürfnissen von Patient und Zahnarzt bestens annimmt.



Er versorgt die Patienten mit temperierter Flüssigkeit und verhindert bei empfindlichen Zähnen jegliche unangenehme Reizung. Insgesamt kann zwischen drei Temperaturstufen gewählt werden. Mit fünf voreingestellten Programmen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration

und ein frei wählbares Programm) arbeiten Zahnärzte und Dentalhygieniker noch effizienter, denn sie vermeiden das sonst notwendige manuelle Einstellen der Funktionen bei Scaler und Maschine.

Eine sichere Behandlung



bieten drei Powermodi. Sie ermöglichen dem Anwender die Scalerleistung nach seinen eigenen Vorlieben zu definieren. Ein Handstück mit fünffachem LED-Ring sorgt darüber hinaus für

optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle. Es lässt sich mühelos thermodesinfizieren und sterilisieren.

Der Piezo-Scaler lässt sich zudem einfach bedienen. Durch einfaches Drücken der Plus- und Minustasten erhöht bzw. verringert der Anwender die Leistungsstärke des Scalers und damit auch die Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit. Die weiteren Vorteile: ein standsicherer, in 50-ml-Schritten skalierbarer Kühlmittel-tank mit einem Fassungsvermögen von 400 ml sowie ein großzügig dimensioniertes Tray. ■

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen/Oberbayern
Tel.: 08682 8967-0, Fax: 08682 8967-11
office.de@wh.com, www.wh.com

Chlorhexidin & Fluorid in einem Produkt

Gingival Gel bietet zweifachen Schutz für Zähne und Zahnfleisch.

Das schwedische Unternehmen TePe Munhygieneprodukte AB (TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH) präsentiert das antibakterielle Gingival Gel.

Chlorhexidin weist einen Antiplaque- und Antigingivitiseseffekt auf, gleichzeitig helfen Fluoride, Karies zu vermeiden und schützen sensible Zahnhälse. Das Gingival Gel kombiniert mit seiner raffinierten Formel die Vorteile von Chlorhexidin mit Fluoriden für zweifachen Schutz des Zahnfleisches und der Zähne. „Ich empfehle Patienten mit Gingivitis und Parodontitis das TePe Gingival Gel als Teil ihrer häuslichen Pflege in Ergänzung zur zahnärztlichen Behandlung“, sagt Annica Carnemar, staatlich geprüfte Dentalhygienikerin mit langjähriger Erfahrung in der allgemeinen Dental- und Parodontaltherapie.

Die Zahnzwischenräume sind besonders anfällig für die Entstehung von Zahnfleischerkrankungen und Karies. Das Gingival Gel in Kombination mit einer Interdentalbürste an der betroffenen Stelle anzuwenden, ist effizient und einfach. Der frische Minzgeschmack und die leichte Zusammensetzung ermöglichen eine angenehme und einfache Anwendung mit der Interdentalbürste. Das Gel wird für den täglichen Gebrauch zu Hause sowohl während der Krankheitsphase als auch zur Vorbeugung empfohlen.



TePe bietet ein breites Sortiment an Interdentalbürsten mit einer großen Auswahl an Größen, Griffen und Borsten. Alle TePe Produkte wurden in enger Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt und sind den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher angepasst. ■

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg, Tel.: 040 570123-0
kontakt@tepe.com, www.tepe.com


Revolutionäre Ultraschallzahnbürste

Mittels Mikrobläschen Zahnstein & Co einfach wegzaubern.

Saubere und weiße Zähne, gesundes Zahnfleisch, keine Angst vorm Zahnarzt: die Ultraschallzahnbürste „Emmi-dental Professional“ von Emmi Ultrasonic GmbH verspricht dies nicht nur, sie hält es auch, wie klinische Studien des Ormed Instituts der Universität Witten-Herdecke bestätigen.

Die Ultraschallzahnbürste reinigt durch echte Ultraschall-Luftschwingungen nicht nur die Zähne, sondern auch Zahnzwischenräume, Fissuren und Zahnfleischtaschen. Maximal 96 Millionen Luftschwingungen pro Minute, mit sehr geringer Leistung von 0,2 Watt und mit sehr hoher Frequenz. Kein Bürsten, kein Schrubben, kein zu starker Druck: der Bürstenkopf wird nur an die Zähne gehalten. Durch den weichen Strahl des Ultraschalls entstehen durch die Spezialzahncreme von Emmi Ultrasonic GmbH, die nur einen sehr geringen

Fluoridgehalt von 0,1 Prozent hat, Millionen Mikrobläschen, die Zahnstein, Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin schonend entfernen. Wichtig ist, dass nur diese Spe-



„Emmi-dental Professional“ plus Ultraschall-Zahncreme: das Dream Team für die Zahnreinigung und Mundhygiene.

zialzahnpaste verwendet wird. Andere Zahnpasten können die Mikrobläschen nicht bilden. Auch Mundwasser ist nicht erforderlich, der Mundraum ist antibakteriell gereinigt.

Ganz neu, aber schon von vielen Probanden mit Lob bedacht: ein Zahnbürstenaufsatz für Zahnpangenträger. Durch die spezielle Anordnung der Borsten gelangen die Mikrobläschen unter die Plättchen. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt das Unternehmen Ultraschalltechnologien, für private und industrielle Anwendungen. Diese sind erhältlich im Online-Shop unter www.emmi-dent.de und in Apotheken. ■

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 06105 406-700, Fax: 06105 406-750
www.emmi-dent.de

Neue DVDs helfen up to date zu bleiben!

JETZT BESTELLEN!

DVD „Veneers von A-Z“**

| Dr. Jürgen Wahlmann/Edeweicht |



Vorzugspreis statt 99 €

75 €

zzgl. MwSt. und Versandkosten

Spieldauer | 45 Minuten

DVD „Unterspritzungstechniken“**

| Dr. Andreas Britz/Hamburg | Prof. Dr. Marcel Wainwright/Kaiserswerth |



Vorzugspreis statt 99 €

75 €

zzgl. MwSt. und Versandkosten

Spieldauer | 65 Minuten

DVD „Implantate und Sinus maxillaris“**

| Prof. Dr. Hans Behrbohm/Berlin | Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler/Berlin |



Vorzugspreis statt 99 €

75 €

zzgl. MwSt. und Versandkosten

Spieldauer | 45 Minuten



JETZT AUCH IM PRAXIS-ONLINE SHOP DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!




www.oemus-shop.de

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z. B. mithilfe des Readers Quick Scan)

OEMUS MEDIA AG | Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-201 | Fax: 0341 48474-290
E-Mail: grasse@oemus-media.de | www.oemus.com

*Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen!



Faxantwort | 0341 48474-290

Ja, ich möchte die folgende DVD/DVDs zum Vorzugspreis von 75 € zzgl. MwSt. und Versandkosten verbindlich bestellen.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | DVD „Veneers von A-Z“* | _____ | Anzahl |
| <input type="checkbox"/> | DVD „Unterspritzungstechniken“* | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | DVD „Implantate und Sinus maxillaris“* | _____ | |

Name/Vorname _____

Praxisstempel _____



SWISS INNOVATION APPLIED TO BEAUTY



LABORATORIES
TEOXANE
GENEVA

TIME TO KISS



TEOSYAL® **KISS** &
TEOSYAL® **KISS** PureSense (mit 0,3% Lidocain)

- ● ● Konzentration: 25 mg/g
- ● ● Nadel: 27G 1/2
- ● ● Spritzen pro Box: 2 x 1 ml
- ● ● Indikationen: Lippenkontur, Lippenvolumen, Mundwinkel

***Bei Bestellungen bis zum 21. Juli 2012 erhalten Sie pro bestellte Box 10% Rabatt, sowie die passende Kanüle gratis! Weitere Rabatte auf Nachfrage.**