

Standnummern und Aussteller | Untergeschoss

- ▶ **1 American Dental Systems**
- 2 Philips
- 3 BEGO
- 4 Loser & Co./Trodent
- 5 RESORBA
- 6 Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
- 7.1 Biodenta
- 7.2 DGI - LV Bayern
- 7.3 BDIZ EDI
- 8 starMed
- 9 BLUE SAFETY
- 10 KZVB
- 11 BLZK/eazf
- 12 Thommen Medical
- 13 Osstem
- ▶ **14 CAMLOG**
- 15 Dentegris

Stand: 27. August 2012

Messetip

A 1 American Dental Systems



Hydroxylapatit mit integriertem Kollagen in Spritzenform
 OsteoBiol mp3 ist ein kortikospongiöses Kollagengranulat porcinen Ursprungs mit ähnlichen Strukturen bezüglich Matrix und Porosität wie der körpereigene Knochen. Das prähydrierte Knochenersatzmaterial weist eine pastenartige Konsistenz mit einer Korngröße von 0,6 µm bis 1,0 µm auf und wird aus der Applikationsspritze direkt in den Defekt eingebracht. mp3 ist vollständig resorbierbar und unterstützt die Neuknochenbildung durch Volumenerhalt und seine osteokonduktiven Eigenschaften. Der natürliche Kollagengehalt unterstützt die Bildung eines Blutkoagulum und fördert die nachfolgende Einsprossung regenerativer Zellen.

A 14 CAMLOG


DVD/Blu-ray-Kompendium Implantatprothetik: Vier Teams - Ihre Konzepte und Lösungen




„Vier Teams - Ihre Konzepte und Lösungen“ ist eine Filmproduktion, die in Kooperation von CAMLOG, dem Quintessenz-Verlag und vier herausragenden, interdisziplinären Autorenteams in über zweijähriger Arbeit entstanden ist. Die vier Bände des Kompendiums wurden im HD-Format produziert und bestechen durch ihre hohe Qualität und ein Detailreichtum an Präzisionsaufnahmen aus dem klinischen und labortechnischen Bereich. Die Gesamtspieldauer beträgt über fünf Stunden. Das DVD-Kompendium ist direkt bei CAMLOG zu beziehen. Der Preis beträgt € 208,40 (zzgl. MwSt.). Bis 30. September 2012 gilt ein Einführungspreis von € 166,39 (zzgl. MwSt.). Des Weiteren hält CAMLOG spezielle Angebote für Sie bereit. Weitere Informationen erhalten Sie am Messestand.

ANZEIGE

Ihre eigene 360grad-Praxis
360grad.oemus.com



360grad.oemus.com ▶
 QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z. B. mithilfe des Readers Quick Scan)



Standnummern und Aussteller | Obergeschoss

- | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|---|
| 20 Johnson & Johnson | 28 PAS - Privatärztlicher Abrechnungsservice | 38 DENTSPLY Friadent | 49 MIP | 60 Financial Services Consulting |
| 21 HI-TEC Implants | 29 DGOI | 39 Zantomed | 50 Dental-Ratio | 61 Merz Dental |
| 22 Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V. | 30 ProScan | 39A DocArt | 51 MCC Medical | 62 Sunstar |
| ▶ 23 DMG | 31 NTI-Kahla | 41 Kaniedenta | 52 Heraeus Kulzer | 63 Schütz Dental |
| ▶ 24 synMedico | 32 SICAT | 42 TePe Mundhygiene | 53 IHDE-Dental | 64 Minilu |
| ▶ 25 apoBank - Deutsche Apotheker- und Ärztebank | 33 PROWITAL | 43 Kuraray | 54 FACKLER & WAGENBAUER | 65 büdingen dent |
| ▶ 26 Bauer & Reif Dental | ▶ 34 Renfert | 44 medentis | 55 Dentalpoint | ▶ 66 Hilfswerk Zahnmedizin Bayern e.V. |
| 27 orangedental | 35 Bisico | 45 SERAG WIESSNER | 56 Straumann | 67 GlaxoSmithKline |
| | 36 biodentis | 46 I.C. Lercher | 57 Kea Software | 68 Implant Direct Solutions |
| | 37 Ivoclar Vivadent | 47 Hain Lifescience | 58 Sanofi-Aventis | 69 I-Dent EverClear |
| | | 48 Zimmer Dental | 59 Teamfaktor | |

Stand: 27. August 2012

Messtip

B 23 DMG



Honigum-Heavy
 Wenn das renommierte Bränemark Center ein Abformmaterial für die Implantologie empfiehlt, hat das gute Gründe. Honigum-Heavy, ein Abformmaterial auf A-Silikon-Basis von DMG, fließt besonders gut an Abformpfosten bzw. Transferkappchen an - verbleibt dann aber zuverlässig an der applizierten Stelle. Grund hierfür ist die spezielle innere Struktur, die patentierte „rheologisch aktive Matrix“. Dank der hohen Endhärte werden außerdem Abformpfosten bzw. Transferkappchen zuverlässig fixiert und Torsionen verhindert.

Stand 25



Zahnarzt, Arbeitgeber, Ehemann und Vater.
 Meine Bank versteht, wer ich gerade bin.

Weitere Informationen in Ihrer Niederlassung München
 Barthstraße 2, 80339 München, Tel.: 089 55112-0.



B 34 Renfert



Easyclean - schneller als ein Sportwagen
 400 km/h ist die Geschwindigkeit, mit der im Reinigungsgerät Easyclean von Renfert Millionen Mikrobubbles an der Objektfläche implodieren und Schmutz entfernen. Degas-Funktion: Effiziente Entgasungsfunktion der Reinigungsflüssigkeit für bessere und schnellere Reinigungsleistung. Sweep-Funktion: Permanentes Verschieben der Maximalzonen der Druckwellen für gleichmäßige Reinigungsintensität am gesamten Objekt. Easyclean garantiert somit eine gleichmäßige Reinigung und erzielt hochqualitative Ergebnisse für Praxis und Labor.

B 66 Hilfswerk Zahnmedizin Bayern e.V.



Zur zahnmedizinischen Betreuung von Randgruppen der Gesellschaft wurde im Juni 2011 das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern e.V. (HZB) unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Landes Zahnärztekammer gegründet. In Zusammenarbeit mit der Malteser Migranten Medizin (MMM) ist es seit Dezember 2011 möglich, Nichtversicherten im Ballungsgebiet München eine kostenlose zahnmedizinische Sprechstunde anzubieten. Weitere Informationen - auch zu den Möglichkeiten eines Engagements für Zahnärzte und/oder Praxispersonal - unter www.hilfswerk-zahnmedizin-bayern.de.