

## Lokalanästhesie für den Patienten

Wichtiger Bestandteil der zahnmedizinischen Behandlung.

Für den Zahnarzt ist die lokale Schmerzausschaltung ein Routineingriff, für den Patienten soll sie zuverlässig, gut verträglich und schnell wirksam sein. Mit 100

tor zur Verfügung. Durch die Konzentrationen 1:200.000 und 1:100.000 ist stets eine individuell an den Patienten und an die Behandlung angepasste Lokalanäs-

chere Führung und ein sehr gutes Kontrollgefühl. Die HSW SOFTJECT® ist eine Injektionsspritze aus Edelstahl für die intraligamentäre Anästhesie. Die Spritze ermöglicht zuverlässig, den Injektionsdruck durch den Behandler genau zu kontrollieren. Abgerundet wird das Artinestol®-Angebot durch die Transcodent Painless Steel® Einmal-Injektionskanülen, passend für alle Zylinderampullenspritzen. Hierbei kann der Behandler zwischen verschiedenen Längen und Kanüledurchmessern wählen, für alle Formen der Anästhesie. **PN**



Jahren Erfahrung in pharmazeutischen und zahnmedizinischen Produkten steht Merz für Sicherheit und Kompetenz in Pharma und Dental.

Mit Artinestol® stellt Merz Dental dem Behandler ein Lokalanästhetikum mit der bewährten Wirkstoffkombination Articain 4% und Epinephrin als Vasokonstri-

thesie möglich. Durch die parabenfreie Injektionslösung und die latexfreie Membran und Lochstopfen ist Artinestol® gut verträglich.

Ergänzt wird Artinestol® durch eine Auswahl von Injektionsspritzen. Die Injektionsspritze Injekt sorgt durch ihre farbigen Silikonmanschetten für eine si-

### PN Adresse

Merz Dental GmbH  
Eetzweg 20  
24321 Lütjenburg  
Tel.: 04381 403-0  
Fax: 04381 403-403  
info@merz-dental.de  
www.merz-dental.de  
IDS: Halle 10.2, Stand T038/U039

## Kinderspaß in der Zahnarztpraxis

Zahnpflege-Comics und Kaugummis begeistern kleine Patienten.

Die neue Folge des beliebten Kindercomics „Dentiman“ von Wrigley Oral Healthcare Program (WOHP) liegt zur kostenlosen Be-

über die Bekämpfung einer Kariesursache mit zuckerfreiem Kaugummi und wie sie sich nach modernen wissenschaftlichen Er-

Wrigley's Extra für Kinder Kaugummi erstmals auch in Einzelverpackungen exklusiv für die Praxis. Mit diesem kleinen zahngesunden Geschenk für Kinder bleibt der Arztbesuch garantiert in angenehmer Erinnerung und motiviert zusätzlich zur leckeren Zahnpflege unterwegs, nach dem Essen oder Trinken. Alle fünf Comic-Folgen und Kaugummi zur Zahnpflege für Kinder können – wie das gesamte WOHP-Praxisangebot – im Internet unter [www.wrigley-dental.de](http://www.wrigley-dental.de) oder per Fax unter 030 231881881 bestellt werden. **PN**

### Das WOHP-Praxisangebot zur Zahnpflege für Kinder



stellung für die Praxis bereit. Darin bekommt es Dentiman mit dem Riesenkäse Bacillosaurus zu tun. In der spannenden und lustigen Bildergeschichte lernen Kinder in dieser Folge Wissenswertes

kenntnissen gesund ernähren. Beim Rätselspaß auf der letzten Seite können Kinder das Erlernte an der Ernährungspyramide spielerisch testen. Für die kleine Zahnpflege zwischendurch gibt es jetzt

### PN Adresse

Wrigley GmbH  
Biberger Str. 18  
82008 Unterhaching  
Tel.: 089 66510-0  
Fax: 089 66510-457  
infogermany@wrigley.com  
www.wrigley-dental.de

ANZEIGE

## Spezialisten-Newsletter

Fachwissen auf den Punkt gebracht

[www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

FINDEN STATT SUCHEN. **ZWP** online



Jetzt anmelden!

Anmeldeformular  
Spezialisten-Newsletter  
[www.zwp-online.info/newsletter](http://www.zwp-online.info/newsletter)  
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z. B. mit dem Reader Quick Scan)

## Parodontitisvorbeugung

Pflegeserie für ein gesundes Lächeln.

Speziell für die professionelle Parodontitis-Prophylaxe und zur Anwendung zu Hause stehen jetzt die schützenden Pflegeprodukte parodur Gel und parodur Liquid zur Verfügung.



Mit Inhaltsstoffen aus Kamille, Thymian, Salbei und Beinwell entfaltet parodur Gel einen angenehm beruhigenden Effekt auf in Mitleidenschaft gezogenes Zahnfleisch. Zusätzlich wird durch Chlorhexidin die Keimbelastung reduziert. parodur Gel ist sparsam und einfach anzuwenden und kann in Phasen erhöhter Gefährdung und nach Parodontalbehandlungen einmal täglich nach dem letzten Zähneputzen aufgetragen werden. Zur allgemeinen Prophylaxe ist eine Anwendung ein- bis zweimal wöchentlich empfehlenswert. parodur Gel ist in einer praktischen 10-ml-Kanülentube in den Geschmacksrichtungen Limette und Minze erhältlich.

Mit parodur Liquid wird die tägliche Mundhygiene perfekt ergänzt. Die Lösung schmeckt angenehm mild und doch frisch. Ein-

bis zweimal täglich nach dem Zähneputzen angewendet wird bakterieller Zahnbelag reduziert und eine Neubildung verhindert. Die gebrauchsfertige Lösung ohne Alkohol enthält neben 0,05% keimreduzierendem Chlorhexidin 250ppm kariesprotektives Natriumfluorid. parodur Liquid ist in einer 200-ml-Flasche mit praktischem Messbecher erhältlich. Beide Produkte können ab Mitte Februar über den Dentalgroßhandel bezogen werden. **PN**

### PN Adresse

lege artis Pharma GmbH + Co. KG  
Breitwasenring 1  
72135 Dettenhausen  
Tel.: 07157 5645-0  
Fax: 07157 564550  
info@legeartis.de  
www.legeartis.de  
IDS: Halle 11.2, Stand Q011


## Schnelltest für Mundgesundheits

Parodontitis – Früh erkennen, schnell handeln.

Die Unternehmen GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG und Hager & Werken GmbH & Co. KG geben die Übergabe des von GSK erfolgreich eingeführten PerioMarkers™ bekannt. Der Mundgesundheitsstest wird fortan unter gleichem Namen, aber in verändertem Design, als ein Produkt der miradent-Reihe des Herstellerunternehmens Hager & Werken erhältlich sein.

Der PerioMarker™ ist ein Praxis-schnelltest zur (Früh-)Erkennung eines Parodontitis-Progressionsrisikos. Er zeigt gewebeabbauende Prozesse an, weit bevor Röntgen oder Sondieren die ersten Anzeichen preisgeben würden, und visualisiert dem Patienten den anstehenden Handlungsbedarf. Durch den frühzeitigen Einsatz individueller PA-Therapien ermöglicht er so höhere Heilungschancen und schnellere Erfolgserlebnisse.

Die Diagnose erfolgt dabei schmerzfrei und sanft. Innerhalb von zehn Minuten zeigt der Test dem Behandler und dem Patienten das aktuelle PA-Progressionsrisiko an. Der PerioMarker™ Mundgesundheitsstest ist dele-



gierbar und durch ZMF und DH einfach in den Praxisalltag zu integrieren. **PN**

### PN Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 1  
47269 Duisburg  
Tel.: 0203 99269-0  
Fax: 0203 299283  
info@hagerwerken.de  
www.hagerwerken.de  
IDS: Halle 11.2, Stand P008/Q009

## Fruchtige Fluoridierung

IDS-Neuheit: geschmacksverbesserte Variante des Bestsellers Tiefenfluorid.



rungen bisher auf Ablehnung stieß, das Tiefenfluorid junior mit Fruchtgeschmack als ansprechende Variante entwickelt. Die Applikation des

Das „Tiefenfluorid junior“, das vornehmlich, aber nicht ausschließlich, für jüngere Patienten entwickelt wurde, überzeugt durch die besonders starke und lang anhaltende Remineralisationskraft. Ein besonderer Vorteil des Tiefenfluorids liegt darin, dass Patienten – natürlich auch Kinder – direkt im Anschluss an die Behandlung ausspülen und danach sofort wieder essen und trinken können.

Wer kennt das nicht: Oft wird die Applikation lokaler Fluoridierungen durch den meist unangenehmen Geschmack und die lange Einwirkzeit von Kindern verweigert. Daher wurde für Patienten, bei denen der Geschmack lokaler Fluoridie-

Tiefenfluorid junior erfolgt wie die des bekannten Tiefenfluorids ohne Geschmackszusatz durch eine einfache Doppeltouchierung.

Besucher der IDS können den Geschmack des Tiefenfluorid junior am Stand der Humanchemie GmbH testen. **PN**

### PN Adresse

Humanchemie GmbH  
Hinter dem Krüge 5  
31061 Alfeld/Leine  
Tel.: 05181 24633  
Fax: 05181 81226  
info@humanchemie.de  
www.humanchemie.de  
IDS: Halle 11.3, Stand D038

## Farbige Dentalkanülen

Regenbogen-Farbcodierung erleichtert die Auswahl.

Heraeus Kulzer führt ein optimiertes Farbcodesystem für seine SOPIRA Carpule Dentalkanülen ein: Die verschiedenen Nadellängen sind jetzt dank farbiger Bänder leichter identifizierbar. Als Vorlage dient das aus dem Regenbogen

Farbe auf der Bänderole gekennzeichnet.

Das neue Regenbogen-System dient so als Ergänzung zur bekannten farbigen Kennzeichnung des Kanüledurchmessers durch die Konusfarben (z. B. gelb für 30 G = 0,3 mm).



bekanntes Farbspektrum des Lichts: Je größer die Wellenlänge der kennzeichnenden Farbe ist, desto länger ist die Injektionskanüle.

Gerade im Praxisalltag ist eine schnelle und sichere Auswahl der verschiedenen Kanülenvarianten wichtig. Auch lose in der Schublade unterscheiden sich die Nadellängen jetzt auf den ersten Blick. Die extra kurz geschliffenen Nadeln für die Anwendung in der intraligamentären Anästhesie sind zukünftig mit einem schmaleren Querstreifen in der entsprechenden

In den nächsten Wochen ersetzt Heraeus Kulzer sein Kanülen-sortiment durch die Varianten mit der Regenbogen-Farbcodierung. **PN**

### PN Adresse

Heraeus Kulzer GmbH  
Grüner Weg 11  
63450 Hanau  
Tel.: 0800 4372-3368  
Fax: 0800 4372-329  
info.dent@heraeus.com  
www.heraeus-dental.com  
IDS: Halle 10.1, Stand A008-C019

## Mehr Raum für Prophylaxe

Zahnpflegeprodukte leisten wichtigen Beitrag zur Mundgesundheit.

Mit ihrem Angebot an Interdentalbürsten ist TePe eines der führenden Unternehmen in Deutschland. Diese Marktrelevanz zeigt sich auch deutlich auf der diesjährigen Internationalen Dental-Schau (IDS). Mit einem vergrößerten Messestand und einem neuen, attraktiven Standplatz reagiert das schwedische Familienunternehmen auf die große Nachfrage von Zahnärzten und ihren Teams auf Dentalmessen überall auf der Welt. Zur IDS präsentiert TePe so sein gesamtes Sortiment und spannende Neuheiten auf 80 Quadratmetern und ist damit größer und hochwertiger als je zuvor. Um eine kompetente Beratung zu gewährleisten und dem umfangreichen Produktsortiment gerecht zu werden, verstärkt das Dentalunternehmen 2013 auch sein Messteam: Über zehn Mitarbeiter, darunter der komplette deutsche Außendienst, werden auf der IDS am TePe-Stand vor Ort sein.

den Interdentalbürsten liegt der Fokus der diesjährigen IDS-Präsenz ganz klar auf der Implantatpflege – einem Bereich, in dem sich TePe zukünftig noch stärker engagieren möchte und der auch bei der Entwicklung neuer Produkte und Broschüren eine wichtige Rolle spielt. „TePe

gieneprodukte Vertriebs-GmbH, die erwarteten IDS-Premieren an. Auf der IDS wird zudem der neue Produktkatalog erhältlich sein, der einen umfassenden Überblick über das gesamte Sortiment und alle Neuheiten bietet. Ne-



Produktinformation zum „Gingival Gel“  
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z. B. mit dem Reader Quick Scan)



ben Produktpremieren und -klassikern wird es für die Messebesucher auch einige Überraschungen am IDS-Stand geben. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. **PN**

### PN Adresse

TePe Mundhygieneprodukte  
Vertriebs-GmbH  
Flughafenstraße 52  
22335 Hamburg  
Tel.: 040 570123-0  
Fax: 040 570123-190  
kontakt@tepe.com  
www.tepe.com  
IDS: Halle 11.3, Stand K040/L041



ANZEIGE

**stoma**<sup>®</sup>  
Aus Leidenschaft für Perfektion

**IDS**<sup>®</sup>  
12.-16.3.2013

ids-aktion

### LIVE DEMO

Erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten der **stoma**<sup>®</sup> micro-screw nach Prof. Dr. Fouad Khoury ganztägig von Mittwoch (13.3.) bis Samstag (16.3.)!



### ALT GEGEN NEU

Wir entsorgen für Sie Ihre alten **Scaler, Küretten, Zahn- und Wurzelzangen** an unserem IDS-Stand und Sie profitieren von:



**3 € Rabatt**  
bei Neuanschaffung von Scaltern und Küretten!



**10 € Rabatt**  
bei Neuanschaffung von Zahn- und Wurzelzangen!

\* Pro Scaler, Kürette, Zahn- oder Wurzelzange erhalten Sie bei Neuanschaffung eines neuen Instruments aus der gleichen Produktgruppe den o.g. Rabatt auf den regulären Listenpreis. Nur gültig vom 12.-16.03.2013.

Stoma Dentalsysteme GmbH & Co KG  
Tel. Nr.: 07465 9260-10

E-Mail: vertrieb@stoma.de  
www.stoma.de

Setzen Sie uns auf Ihre Route!  
Halle 10.2  
Stand U11