


# today



AD

**Das Implantat-System**  
Halle 4.2 | Stand K-90

AD

Dentale Stärke zeigen.

Entdecken Sie uns neu:  
jetzt Halle 4.1, Stand A080  
12.-16. März 2013

© 02/2013 - 411 832/0



Floor plans and exhibitors list are subject to change. Last update: 6 February, 2013.  
Protected by copyright – Reproduction, publication or similar require the prior approval of Koelnmesse.

## Better Results With or Without Cord

Enhance your cord technique with GingiTrac™ or Access® Edge

### Bessere Ergebnisse mit oder ohne Faden

Bessere Fadentechnik mit GingiTrac™ oder Access® Edge



Choose the retraction paste that works for you.

Wählen Sie die für Ihren Behandlungsprozess geeignete Retraktionspaste.

#### GingiTrac

- Is a silicone based material containing aluminum sulfate, automixed in a single-use disposable syringe tip.
- Ist ein Material auf Silikonbasis mit Aluminiumsulfat in Automix-Einweg-Karpulen.

#### Access Edge

- Is a heavy-bodied retraction paste containing the natural drying and hemostatic properties of kaolin clay and the astringent action of aluminum chloride.
- Ist eine pastöse Retraktionspaste, die die natürlichen trocknenden und blutstillenden Eigenschaften von Kaolin-Tonerde mit der adstringierenden Wirkung von Aluminiumchlorid kombiniert.

**IDS 2013** Hall / Halle **10.2**  
Booth / Stand **V064**

Macht Zahnheilkunde einfacher.<sup>SM</sup>



**centrix**<sup>®</sup>

Making Dentistry Easier.<sup>SM</sup>