


today



AD

Das Implantat-System
Halle 4.2 | Stand K-90

AD

Dentale Stärke zeigen.

Entdecken Sie uns neu:
jetzt Halle 4.1, Stand A080
12.-16. März 2013

© 02/2013 - 411 832/0




Floor plans and exhibitors list are subject to change. Last update: 6 February, 2013.
Protected by copyright – Reproduction, publication or similar require the prior approval of Koelnmesse.

Better Results With or Without Cord

Enhance your cord technique with GingiTrac™ or Access® Edge

Bessere Ergebnisse mit oder ohne Faden

Bessere Fadentechnik mit GingiTrac™ oder Access® Edge



Choose the retraction paste that works for you.

Wählen Sie die für Ihren Behandlungsprozess geeignete Retraktionspaste.

GingiTrac

- Is a silicone based material containing aluminum sulfate, automixed in a single-use disposable syringe tip.
- Ist ein Material auf Silikonbasis mit Aluminiumsulfat in Automix-Einweg-Karpulen.

Access Edge

- Is a heavy-bodied retraction paste containing the natural drying and hemostatic properties of kaolin clay and the astringent action of aluminum chloride.
- Ist eine pastöse Retraktionspaste, die die natürlichen trocknenden und blutstillenden Eigenschaften von Kaolin-Tonerde mit der adstringierenden Wirkung von Aluminiumchlorid kombiniert.

IDS 2013 Hall / Halle **10.2**
Booth / Stand **V064**

Macht Zahnheilkunde einfacher.SM



centrix[®]

Making Dentistry Easier.SM