

# Praxisgeräte vor Ausfall schützen

Eine sorgfältige Pflege von Behandlungseinheit, Steri & Co. kann eine Praxis vor unangenehmen Ausfallzeiten bewahren. Der Technische Service von dental bauer bietet durch sein Know-how und seine hochmoderne Ausstattung schnelle Hilfe und kontinuierliche Wartung für einen reibungslosen Praxisalltag.


Die Ausstattung und Einrichtung einer zahnmedizinischen Praxis gehört im Vergleich zu anderen Facharztgruppen zur teuersten überhaupt, denn die zahnmedizinische Diagnostik und Therapie sind im hohen Maße an technische Geräte gebunden. Die fachmännische Wartung und Pflege dieser High-End-Investitionsgüter ist wesentlich für den Werterhalt der eigenen Praxis und auch für die Praxisrentabilität: Ausfallzeiten sind nicht nur ärgerlich für die Patienten, sondern kosten durch den Einnahmefall auch bares Geld.

Das mittelständige, inhabergeführte Dentaldepot dental bauer bietet in seinen 22 Niederlassungen deutschlandweit entsprechend des Firmenmottos „Erfolg im Dialog“ einen technischen Service auf höchstem Niveau an, um Ausfallzeiten am besten erst gar nicht entstehen zu lassen. Insgesamt arbeiten deutschlandweit über 150 Mitarbeiter im Technischen Service von dental bauer. Täglich sind mehr als 120 autorisierte Servicetechniker auf den Straßen unterwegs, um durch Gerätewartung, -pflege oder -reparatur Praxen und Labore vor Ausfallzeiten zu schützen.

## Hilfe zur Selbsthilfe

Doch oft muss der Technische Service bei dental bauer-Kunden gar nicht vorbeifahren, um Defekte zu beheben,

denn viele Reparaturen können ganz einfach vom Praxisinhaber oder seinem Team selbst durchgeführt werden. dental bauer bietet individuelle Selbsthilfeseminare in Praxen an, bei denen gezeigt wird, wo Do-it-yourself sinnvoll ist. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass der rechte Motor zu wenig Leistung hat, ist bei den meisten Behandlungseinheiten eine einfache Vorortanalyse möglich, um festzustellen, ob ein Techniker benötigt wird oder ob das schadhafte Teil selbst ausgetauscht werden kann. In solch einem Fall rät Armin Salewski, Leiter des Technischen Service bei dental bauer, dazu, den kompletten Schlauch mit Motor und Hand-/Winkelstück abzuschrauben und mit dem nebenliegenden Motorsystem zu tauschen. Bleibt der Fehler am rechten Geräteanschluss bestehen, kann die programmierte Einstellung überprüft werden. Wenn diese korrekt ist, wird ein Techniker benötigt. Wandert der Fehler aber durch den Wechsel des Motors auf den anderen Anschluss, weiß der Praxisinhaber sofort, dass ein Defekt an einer dieser Komponenten vorliegt, und kann nun nach und nach den Fehler weiter eingrenzen, indem z.B. nur das Winkelstück, der Motor und/oder der Schlauch einzeln wieder zurückgetauscht wird. Im besten Falle kann das so ermittelte defekte



Teil schnell selbst ausgetauscht oder zur Reparatur eingesandt werden.

Für „kleine Notfälle“ können dental bauer-Kunden auf die eigene Praxis abgestimmte Notfallkoffer erwerben, mit denen die wichtigsten Verschleißteile immer griffbereit sind. So sparen sie sich zum Beispiel einen Technikeinsatz, weil sie den fehlerhaften O-Ring einer tropfenden Stelle selbst tauschen können. Auch der Austausch einer defekten Beleuchtung von Motoren oder der OP-Lampe ist damit möglich.

## Reparaturservice auf modernstem Niveau

Mit Einführung einer neuen Hard- und Software in 2013 sind die dental bauer-Servicetechniker noch schneller vor Ort und noch besser ausgestattet. Die neue Software erlaubt es ihnen, während des Kundentermins die Verfügbarkeit der benötigten Ersatzteile zu prüfen. Sie haben die Ersatzteilpreise jederzeit zur Hand und können die Reparaturhistorie und Garantiedaten jedes einzelnen Gerätes, das über dental bauer erworben oder repariert wurde, einsehen. Beim Kunden vor Ort können Fragen zur Wirtschaftlichkeit von Reparaturen sofort geklärt werden. Welche Vorteile sich daraus für den Praxisinhaber ergeben, berichtet Salewski anhand eines Beispiels: „Vor Kurzem rief uns ein Kunde am späten Nachmittag an, weil an seiner Behandlungseinheit keinerlei Absaugung mehr möglich war. Wir leiteten unseren Service-

techniker vor dem Nachhauseweg noch um. Er stellte fest, dass eine Platine an dieser Einheit defekt ist. Da dieser Techniker mit unserer neuen Software ausgestattet ist, konnte er auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten feststellen, dass die benötigte Platine in unserer Niederlassung vorhanden ist. Der Behandler erhielt am gleichen Abend die Information, dass die Platine nicht bestellt werden müsse. Der Techniker holte die Platine am gleichen Abend in der dental bauer-Niederlassung ab, sodass er sie gleich am nächsten Morgen beim Kunden vor Ort austauschen konnte und die Ausfallzeit auf das minimalste reduziert wurde. Ohne diese neue Software wären die Klärung und Behebung nicht in dieser kurzen Zeit möglich gewesen.“

## Besondere Serviceleistungen

Damit Gerätedefekte gar nicht erst passieren, rät Salewski zu einer sorgfältigen Wartung und Pflege. Um keine Prüfung zu verpassen, können dental bauer-Kunden von dem Recall-Service des Depots profitieren. Er beinhaltet die Erinnerung an und die Durchführung von wiederkehrenden gesetzlichen Prüfungen pro Einzelgerät, von turnusmäßigen Gerätewartungen laut Herstellervorgaben und den Wechsel von Verschleißteilen entsprechend der Herstellerbestimmung. Verschiedene Prüfungen können dabei an einem Termin erledigt werden – das spart Zeit und Geld. [DI](#)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 7071 9777-0  
www.dentalbauer.de



ANZEIGE

# Gingivale Retraktionspaste

Jetzt noch fließfähiger!



praktischen Einheitsdosisaufsätzen, die das Gewebe chemisch und mechanisch retrahiert. Das Material wird subgingival oder um den Zahn herum appliziert und verbleibt dort für zwei Minuten. Für eine stärkere Retraction kann man

Die adstringierende, hämostatische Wirkung des Aluminiumchlorids sowie die Kaolin-Tonerde kontrollieren die Blutung und das Aussickern von Flüssigkeiten. Nach der Anwendung wird die Paste einfach ausgespült und an der Luft getrocknet, es bleibt ein „offener“ Sulkus mit klar definiertem Rand, bereit für die Abformung. [DI](#)

AccessFLO von Centrix ist eine fließfähigere auf Kaolin-Tonerde basierende gingivale Retraktionspaste in

Centrix GingiCaps-Kompressionskappen verwenden, die die Paste in den Sulkus drücken.

Centrix, Inc.  
Tel.: +49 221 5309780  
www.centrixdental.de

# Universelles Registriermaterial

Erneut hervorragende Auszeichnungen für METAL-BITE®.

Das universelle Registriermaterial METAL-BITE® wurde Ende 2012 vom US-Prüfinstitut REALITY Publishing Co. evaluiert und erhielt auch für 2013 den Four Star-Award, die bislang höchste Auszeichnung, die an nur wenige Registriermaterialien verliehen wurde. METAL-BITE® belegt in der Gesamtbewertung aller evaluierten Produkte dieser Gruppe durch REALITY einen hervorragenden zweiten Rang.

Mitte Dezember 2012 wurde dem Produkt vom unabhängigen Dental Consultants Inc. (The Dental Advisor, Ann Arbor, Michigan, USA) eine wei-



2000 in den Markt eingeführt. Mit dem dunkelgrauen A-Silikon stellt R-dental dem Anwender ein bewährtes universelles Registriermaterial zur Verfügung. Zu weiteren Indikationen gehören Verwendungen für Gesichtbogenübertragungen nach Prof. Dr. A. Gutowski sowie Anpassungen paraokklusaler Löffeladapter in der CMD-Therapie. METAL-BITE® überzeugt durch schnelle Aushärtung, hohe Standfestigkeit und perfekte Dimensionsstabilität. [DI](#)



tere Auszeichnung, der „2013 Preferred Products Award“ verliehen. METAL-BITE® wurde bereits im Jahr

R-dental  
Dentalerzeugnisse GmbH  
Tel.: +49 40 22757617  
www.r-dental.com

# PureMotion®



**M2** für bis zu 2 Behandler



**M8** für 5 bis 8 Behandler



**M4** für 3 bis 4 Behandler

## Das komplette Amalgam-Separations-System auf Sedimentationsbasis

- > integrierter Entsorgungsservice
- > wartungs- und störungsfrei
- > mit und ohne Trocken-Saugmaschine
- > für jede Praxisgröße das passende Produkt



# Fluorid mit fruchtig-süßem Geschmack

Humanchemie stellt im Herbst zwei besondere Messe-Attraktionen vor.

Als Highlights mit besonderen Angebotspreisen präsentiert Humanchemie auf den diesjährigen Fachdentalmessen eine geschmacksverbesserte Variante des Bestsellers Tiefenfluorid sowie die neueste Depotphorese®-Generation MAGIS®.

Das Tiefenfluorid junior wurde erstmals auf der IDS vorgestellt. Messebesucher, die das Produkt am Humanchemie-Stand testeten, waren vom fruchtig-süßen Geschmack durchweg überzeugt.

Entwickelt wurde es für Patienten, die den Geschmack lokaler Fluoridierungen bisher

ablehnten. Wie das Klassische überzeugt auch das Tiefenfluorid junior durch die besonders starke und lang anhaltende Remineralisationskraft.



Die Tiefenfluorid-Behandlung erfolgt durch eine einfache Doppeltouchierung und führt zu einer dauerhaften Remineralisation. Direkt im Anschluss wird ausgespült; essen und trinken sind sofort wieder möglich.

## Sterilität im gesamten Wurzelsystem

Der Erfolg der Depotphorese® mit Cupral® beruht auf zwei Grundlagen: zum einen die wirkende Substanz – das Cupral® – und zum anderen dessen Transport durch ein schwaches elektrisches Feld durch alle Kanäle bis zu den Foramina. Hierdurch

wird eine Sterilität im gesamten Wurzelsystem erreicht.

Mit der neuesten Gerätegeneration MAGIS® wurde ein „All-in-one-Gerät“ entwickelt. Das Basisgerät enthält bereits neben der Depotphorese®-Funktion einen Apexlocator. Durch das Touch-Display-Bedienelement ist das Gehäuse leicht desinfizierbar und die Behandlung einfach und intuitiv steuerbar. Motor und Winkelstück sowie Fußschalter für die mechanische Aufbereitung können optional ergänzt werden. Die einzelnen Kunststoffgehäusekomponenten können in den Farben Weiß, Blau und Grün individuell kombiniert werden. Die Displayfolie gibt es in Weiß oder Blau.

Die Messe-Highlights werden auch Schwerpunktthemen der Fortbildungsveranstaltung mit einzelnen buchbaren Bausteinen sein, die Humanchemie anlässlich des hundertsten Geburtstags von Prof. Knappwost am 25. und 26. Oktober in Hamburg durchführt (näheres unter [www.humanchemie.de/100jahre](http://www.humanchemie.de/100jahre)).

**HUMANCHEMIE GmbH**  
Tel.: +49 5181 24633  
[www.humanchemie.de](http://www.humanchemie.de)

ANZEIGE

peridenta care  
Dental Produkte GmbH

Weil Qualität entscheidet.....  
ProphyLine 20% Aktion bis 30.09.2013

ProfiLine Nylon Reinigungsbürsten



Reinigungsbürsten  
100 Stück ~~53,00 €~~  
42,40 €

Soft Medium Hart  
Art.8341 Art.8351 Art.8361

ProfiLine Gummipolierer Latexfrei



Soft  
Winkelstück Screw Snap-On  
Art.84811 Art.84821 Art.84831

Gummipolierer  
100 Stück ~~31,50 €~~  
25,20 €



Medium  
Winkelstück Screw Snap-On  
Art.84841 Art.84851 Art.84861

Gummipolierer  
100 Stück ~~31,50 €~~  
25,20 €



Hart  
Winkelstück Screw Snap-On  
Art.84871 Art.84881 Art.84891

Gummipolierer  
100 Stück ~~31,50 €~~  
25,20 €

Passende Mandrells bei uns erhältlich.  
Sprechen Sie uns an,  
wir beraten Sie gern.

Peridenta Care Dental Produkte GmbH • Ernst-Grote-Str. 37A • 30916 Isernhagen  
Tel. 0511-69 600 90 • Fax. 0511-69 600 91  
[info@peridenta-care.de](mailto:info@peridenta-care.de) • [www.peridenta-care.de](http://www.peridenta-care.de)

# Zahnmedizinstudium erfolgreich absolviert – und dann?

Fachdental Südwest bietet mit der Alumni-Lounge erstmals Raum für Austausch zwischen Zahnmedizin-Absolventen.

Was passiert nach dem Zahnmedizinstudium? Antworten auf diese Frage erhält der Besucher in der Alumni-Lounge, die der Bundesverband der Zahnmedizinischen Alumni in Deutschland e.V. (BdZA) auf der Fachdental Südwest in Kooperation mit der Messe Stuttgart veranstaltet. Die Fachdental Südwest findet am 11. und 12. Oktober 2013 statt und ist eine der größten regionalen Fachmessen für Zahnärzte, Zahntechniker und Zahnmedizinische Fachangestellte in Deutschland. Damit ist sie eine geeignete Plattform, auf der sich Zahnmediziner aktiv austauschen können.

## Den Berufsanfänger mit Berufserfahrung gibt es nicht

Doch woher das Wissen nehmen, wenn man selbst noch keine oder erst wenig Berufserfahrung hat? Die Alumni-Lounge auf der Fachdental Südwest macht es den Besuchern möglich, Kontakte über alle Alters- und Erfahrungsstufen hinweg zu knüpfen. Hier sollen aktuelle, berufspolitische Themen diskutiert werden und eine Art Matchmaking unter den Teilnehmern stattfinden. Egal ob es um Praxisübergabe und -übernahme oder das richtige Praxismanagement geht.



Ergänzt wird diese Art der Kontaktbörse mit entsprechenden Beiträgen im Forum des Dental Tribune Study Clubs. Die Vorträge bieten allen Interessierten fachliches Know-how, das sie im Praxisalltag einsetzen können. Das Forum des Dental Tribune Study Clubs befindet sich mitten im Messegesehen und ist für alle Messebesucher kostenlos.


Über diese Weiterbildungsmöglichkeit hinaus bietet die Fachdental Südwest jedem Besucher ein Produktangebot von weit über 200 Ausstellern aus dem In- und Ausland. Schwerpunkte der Fachmesse sind in diesem Jahr die CAD/CAM-Technologie, Praxishygiene, Endodontie und ergonomische Behandlungseinheiten.

Quelle: [www.fachdental-suedwest.de](http://www.fachdental-suedwest.de)

# Service & Qualität zu attraktiven Konditionen

Mit dem Schwerpunktthema Intraoralscan präsentiert sich dentaltrade auf den diesjährigen Herbstmessen.

Mit rund 4.000 Kunden zählt dentaltrade zu den führenden Anbietern der Branche und überzeugt mit konstant günstigen Preisen, einer erstklassigen Qualität und einem ausgezeichneten Service. Durch die Fertigung von Zahnersatz im eigenen TÜV-zertifizierten Meisterlabor erzielt dentaltrade für Behandler und deren Patienten deutliche Preisvorteile. Konkret sind mit dentaltrade Ersparnisse von bis zu 60 Prozent gegenüber BEL II möglich. Das Angebot wurde jüngst im Rahmen der TÜV Service tested Zertifizierung vom deutschen TÜV in puncto Preis-Leistung mit der Note sehr gut bewertet.



Für dentaltrade ist es selbstverständlich, das Portfolio um die digitale Abdrucknahme zu erweitern. Dabei setzt es auch in puncto Intraoralscan auf attraktive Preise. Ziel ist es, die innovative Technologie für einen großen Patientenkreis zu erschließen. Die Fachmessen bieten dem interessierten Publikum die ideale Möglichkeit, sich zu dentaltrade sowie zur digitalen Abdrucknahme zu

informieren. Dabei wird dentaltrade während der gesamten Herbstzeit auf den Fachmessen Präsenz zeigen: neben der Fachdental Leipzig (Stand 4 C 81) auf der id süd und der id mitte. Das dentaltrade Messteam freut sich auf den fachlichen Austausch mit zahlreichen Besuchern.



**dentaltrade GmbH & Co. KG**  
Tel.: +49 421 247147-70  
[www.dentaltrade.de](http://www.dentaltrade.de)

## Wiederaufbereitung von Instrumenten – stressfrei

Reinigungs- und Desinfektionssystem zur effektiven Beseitigung von Viren und Bakterien.

iCare+ von NSK ist ein Gerät zur automatischen Reinigung, Desinfektion und Pflege dentaler Übertragungsinstrumente ohne thermischen Stress. Vier Instrumente durchlaufen die Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegezyklen in insgesamt nur dreizehn Minuten. Die Kombination aus iCare+ sowie den Lösungen n.clean und n.cid gewährleistet eine Elimination von Viren und Bakterien mit einer Effektivität von 99,999 Prozent (5 Log-Stufen). Im iCare+ kommen n.clean für den Reinigungsprozess, n.cid für den Desinfektionszyklus sowie das NSK Pflegeöl für die Schmierung und Pflege der Instrumente zur Anwendung.

Das Reinigungsmittel n.clean hat einen reinigenden bakterio- und fungistatischen Effekt, das Desinfektionsmittel n.cid einen bakteriziden, fungiziden und viruziden Effekt gegen behüllte Viren, Herpes simplex, Influenza und den unbehüllten Adeno-Virus.

### Einfache Bedienung

Das System verfügt über drei Programme: komplett (Reinigung, Desinfektion, Pflege), Reinigung und Pflege sowie ausschließlich Pflege. Die Verfügbarkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmittel wird über den Einsatz von Einwegflaschen gewährleistet. Die verbrauchten Produkte werden in einer herausnehmbaren Schublade gesammelt und können ohne Risiko entsorgt werden. Die Reinigungs- und



Desinfektionsprodukte werden nacheinander unter Druck und Rotation in die Instrumente injiziert. Dadurch ist gewährleistet, dass die Mittel sämtliche Teile des Instruments zuverlässig erreichen und eine optimale Reinigungs- und Desinfektionseffizienz erzielt wird. Ebenso wirken sie zuverlässig nach automatischer Applikation auf den äußeren Oberflächen der dentalen Übertragungsinstrumente.

Das iCare+ ist einfach zu bedienen und informiert den Benutzer mit optischen Anzeigen auf den ersten Blick über den Zyklusverlauf und über das Aufbereitungsstadium, in dem sich das Instrument befindet. Zu Dokumentationszwecken werden alle Aufbereitungsdaten vom iCare+ gespeichert und können per USB-Stick ausgelesen werden.



**NSK Europe GmbH**  
Tel.: +49 6196 776060  
www.nsk-europe.de

## Implantatfamilien werden größer

Zusätzliche Behandlungsoptionen für mehr Flexibilität.

NobelReplace von Nobel Biocare ist das weltweit am häufigsten verwendete zweiteilige Implantatsystem. Es erfreut sich bei Anwendern großer Beliebtheit, da es einfach in der Handhabung und durch die prothetischen Komponenten nahezu für jede Indikation geeignet ist. Somit steht es für vorhersehbare Ergebnisse. Gründe für Nobel Biocare, kontinuierlich daran zu arbeiten, das System weiterzuentwickeln und die Produktlinie optimal zu ergänzen.

Neues Mitglied in den Implantatfamilien NobelReplace Conical Connection und Replace Select Tapered ist ein Partially Machined Collar (PMC) Implantat: Das neue Replace Select Tapered PMC mit der bewährten Dreikanal-Innenverbindung hat eine 0,75 mm maschinerte Schulter erhalten und bietet damit eine zweite Option zu dem bekannten Replace Select Tapered mit der 1,5 mm maschinerten Schulter.

Auch die Anwender der Produktlinie NobelReplace Conical Connection haben nun die Wahl zwischen dem Implantat mit strukturierter Implantatschulter mit TiUnite und der neuen PMC-Ausführung mit der 0,75 mm maschinerten Schulter. Damit stehen den Anwendern dieser Produktlinien nun jeweils zwei Optionen im Schulterbereich zur Verfügung – je nach klinischer Anforderung und Behandlungsvorliebe. Die Deckschraube ist bei beiden PMC-Implantaten sowie beim Replace Select Tapered im Preis enthalten.

Die Oberfläche der maschinerten Schulter zeigt eine Mikrorauigkeit,



die der des natürlichen Zahnschmelzes (Ra 0,3–0,5) ähnelt. Dadurch wird die Anhaftung von Epithelzellen erreicht und die Weichgewebsanlagerung an die Implantatschulter und das Abutment unterstützt. Dies ermöglicht den Anwendern, den Anforderungen ihrer Patienten nach einer langfristig funktionellen und ästhetisch anspruchsvollen Versorgung gerecht zu werden.

Der Implantatkörper der gesamten NobelReplace-Familie bildet die Form einer natürlichen Zahnwurzel nach und ist unter den Aspekten einer optimalen Primärstabilität – bei allen Belastungsprotokollen einschließlich Sofortbelastung – und einer vorhersagbaren Osseointegration entwickelt worden.

Unabhängig von Patientenbedürfnissen oder klinischen Präfe-

renzen eignen sich das NobelReplace und das Replace Select System für alle klinischen Anforderungen und mit seiner Auswahl an prothetischen Komponenten für nahezu alle Indikationen.

Die Replace-Familie bietet Einsteigern in die Implantologie eine solide Grundlage, auf der sie weiter aufbauen können. Erfahrene Anwender finden in diesem System ein zuverlässiges Allround-Implantat, das ihr gesamtes Behandlungsspektrum unterstützt.



**Nobel Biocare Deutschland GmbH**  
Tel.: +49 221 50085-0  
www.nobelbiocare.com

## Neue Kompaktklasse in der Apex-Lokalisation

PROPEX PIXI™ – Anwendungskomfort und Sicherheit in der Endometrie.

Im handlichen Kleinformat bietet der leistungsstarke Apex Locator PROPEX PIXI™ von DENTSPLY Maillefer hohen Komfort und gleichbleibend zuverlässige Präzision in trockenen und feuchten Wurzelkanälen. Progressive optische und akustische Signale ermöglichen dem Zahnarzt maximale Anwendungssicherheit durch ein doppeltes Monitoring der Feilenbewegung.

Mit PROPEX PIXI™ ist die elektrometrische Längenbestimmung des Wurzelkanals einfach und höchst komfortabel. Der innovative Apex Locator bietet die Sicherheit des bewährten PROPEX® II. Beim Einsatz in trockenen und feuchten Kanälen gewährleistet die moderne Mehrfrequenztechnologie gleichermaßen hohe Messgenauigkeit und Messstabilität. Kalibrierung und Nulleinstellung entfallen.

Komfort ist auch eine Frage des Formats: Mit den Abmessungen 55,5 mm

x 64,5 mm x 17,5 mm benötigt der Apex Locator nur sehr wenig Platz bei Anwendung, Aufbewahrung und Transport.

Eine akustische Ortung der Feilenspitze ergänzt die optische Kontrolle der Feilenbewegung. Ein doppelter Signalton zeigt das Einführen in den Kanal an. Befindet sich die Feile im präapikalen Bereich, ertönt ein intermittierendes Signal. Der apikale Bereich wird mit einem Dauerton signalisiert. Ein schnell intermittierendes Signal warnt, wenn sich die Feile jenseits des Foramen apicale befindet.

Der kompakte Apex Locator lässt sich im Praxisalltag wirtschaftlich einsetzen: Die Längenbestimmung kann über die GOZ-Position 2400 abgerechnet werden.

Weitere Infos unter der gebührenfreien DENTSPLY Service-Line für Deutschland 08000 735000.



## 46. Oberrheinischer Zahnärztetag



**OBERRHEINISCHE ZAHNÄRZTEGESELLSCHAFT**  
GROUPEMENT ODONTOSTOMATOLOGIQUE DE LA RÉGION RHÉNALE SUPÉRIEURE

### Extrahieren oder Erhalten? Grenzbereiche anhand von Fallpräsentationen

Aula der Universität Basel, Kollegengebäude, Petersplatz 1, 4003 Basel  
Samstag 09. November 2013

08:30 - 09:00	<b>Registrierung</b>	12:20 - 13:40	<b>Besuch der Dentalausstellung und gemeinsames Mittagessen</b>
09:00 - 09:05	<b>Das Wort des Präsidenten</b> Prof. Dr. Th. Lambrecht, Basel	13:40 - 13:45	<b>Übergabe des Preises der Oberrheinischen Zahnärztesgesellschaft</b>
<b>HAUPTTHEMA: Zahntfernung - Zahnerhalt</b>			
09:05 - 09:25	<b>Extrahieren oder Erhalten in der Kieferorthopädie</b> Prof. Dr. Carlalberta Verna, Basel	13:45 - 14:45	<b>Diskussion zum Hauptthema Roundtable: Extraktionen bei Bisphosphonaten</b> Moderation Dr. Pit Voss, Freiburg
09:25 - 09:45	<b>Strategie der Extraktionen vor Implantation</b> Dr. Etienne Waltmann, Strasbourg	14:45 - 15:15	<b>INTERREG IV/ Wissenschaftsoffensive, Projekt A27 Manifestationen seltener Krankheiten im Mund- u. Zahnbereich</b>
09:45 - 10:05	<b>Zahnextraktionen bei Störungen der Blutgerinnung</b> ZA Michael Ermer, Freiburg		<b>Bilanz des Erasmusausstauschs Strasbourg-Freiburg</b> Thimothé Wuckelt, Prof. Dr. Agnes Bloch-Zupan, Strasbourg
10:05 - 10:25	<b>Parodontitis: Entscheidungsfindung in der Erhaltungstherapie</b> Dr. Martine Soell, Prof. Dr. Denis Selimovic, Strasbourg	15:15 - 15:45	<b>Kaffeepause und Besuch der Ausstellung, Klinikbesuch der Studierenden</b>
10:25 - 11:00	<b>Kaffeepause und Besuch der Ausstellung</b>		<b>THEMA: Humanitäre Einsätze</b>
11:00 - 11:20	<b>Möglichkeiten und Grenzen der Zahnerhaltung</b> OA Dr. Mauro Amato, Basel	15:45 - 16:05	<b>Das Kambodscha-Projekt</b> cand. med.dent. Clemens Kuhn, Basel
	<b>DISSERTATIONEN</b> 12 Minuten Präsentation, 5 Minuten Diskussion	16:05 - 16:25	<b>Terre des Hommes – chirurgische Einsätze in Kambodscha</b> Prof. Dr. Willfried Schilli, Freiburg
11:20 - 11:40	<b>Vergleichende Untersuchung der Oberflächen temporärer Kunststoffe in der festsitzenden Versorgung</b> Laetitia Gantz, Strasbourg	16:25 - 16:45	<b>Vietnam – Koordinationskollegium für zahnmedizinischen Austausch</b> Dr. Jean Nonclercq, Prof. Dr. Corinne Taddei, Strasbourg
11:40 - 12:00	<b>Vergleich von zwei- und dreidimensionalen Analysen zur Untersuchung der Frontzahnformen</b> Dr. Teresa Born, Freiburg	16:45 - 17:05	<b>20 Jahre Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten-Operationen in Entwicklungsländer</b> Prof. Dr. Dr. Thomas Lambrecht, Basel
12:00 - 12:20	<b>Konzept der Avulsionen in Schweizer Praxen</b> med.dent. Anja von Büren, Basel	17:05 - 17:15	<b>Diskussion</b>
		17:15 - 18:00	<b>Generalversammlung der ORZG</b>
		18:00 - 18:30	<b>Transport</b>
		18:30 - 19:00	<b>Apéro</b>
		19:00	<b>Diner</b>

# » Informieren, bestellen und kaufen.

## Das Direct Sales & Information Tool

### Direct Sales & Information Tool

Einfach Informationen anfordern, Termine vereinbaren,  
Produkte bestellen oder Firmenprofile besuchen.

Mit einem Klick auf Fachartikel, Newsartikel, E-Paper oder Produktinformationen erreichen Sie schnell und einfach das Direct Sales & Information Tool auf ZWP online.

Direct Sales & Information Tool  
Erfahren Sie jetzt mehr!



# www.zwp-online.info

FINDEN STATT SUCHEN.

**ZWP** online