



>> KFOptimal

- >> höchste Auflösung, größte erhältliche aktive Sensorfläche von 26,4 x 32,5 cm.
- >> Aufnahmezeit < 1Sek.
- >> Minimierung von Bewegungsartefakten und Röntgendosis [ca. 4µSv]

>> über 90% weniger Bewegungsartefakte.*

* im Vergleich zu einem herkömmlichen Scan-Ceph.

PaX-CEPH One-Shot Option

... für jede Disziplin und Anforderung das richtige Gerät mit CEPH One-Shot Option.



PaX-i HD⁺OP
Das OPG mit One-Shot Option, das in allen Punkten überzeugt.

paxi.orangedental.de



PaX-i3D OP
DVT - Multi FOV [12x9-5x5, 8x8-5x5 oder 5x5], OPG 2-in-1, CEPH OS Premium optional, 3-in-1

PaX-i3D⁵
inkl. Freischaltoption
FOV 8x8 für 1 Jahr

paxi3d.orangedental.de



PaX-i3D OP
DVT - Multi FOV [16x10-5x5 oder 10x8-5x5], OPG 2-in-1, CEPH OS Premium optional, 3-in-1

Weltrekord
in Geschwindigkeit und
Strahlungsreduktion

paxi3dgreen.orangedental.de

