

ANZEIGE



Produkt des Monats
CeraFirm
Universal-Anmischsystem für extrem standfeste Keramik
Keine Farbveränderung, weil glykolfrei!
Auch für niedrigschmelzende Keramik!

www.mydental.de

NEU MyDental GmbH

Rotehausstraße 36 - 58642 Iserlohn
Telefon +49 (0) 23 74 / 9239-350
E-Mail info@mydental.de

Meisterprüfung im Kreise von Freunden



ZT Fortsetzung von Seite 1

hatte. Und als Tüpfelchen auf dem i wurde die Meisterprüfung von Gerhard Woffleben begleitet, der beiden Azubis schon damals die Gesellenbriefe überreicht hat.

Thorsten Kordes, ebenfalls Mitglied der Prüfungskommission, bedankte sich bei den Meister-

schülern für die gemeinsame Zeit. „Auch ich habe wieder viel dazugelernt“, freute sich Kordes. Gleichzeitig machte er auf die Bedeutung der Innung und die damit verbundenen vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben aufmerksam: „Die Innung vertritt die gemeinsamen berufspolitischen Interessen unseres Handwerks. Sie stellt An-

sprechpartner für alle fachlichen Belange und lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. Jeder, der uns zum Beispiel in den Prüfungsausschüssen unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.“

Natürlich waren auch vonseiten der Innung Vertreter anwesend, die den frischgebackenen Meistern gratulierten. Andreas Steinweg, Bezirksmeister des Bezirkes Hannover, lud gleich alle Meisterschüler ein, am diesjährigen Stammtisch auf der Ralf-Schumacher-Kartbahn in Bispingen teilzunehmen, um sich dort mit erfahrenen Kollegen aus ganz Niedersachsen und Bremen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Das IZN wünscht allen Prüflingen für die Zukunft das Allerbeste und freut sich auf ein Wiedersehen beim Stammtisch oder bei der Innungsarbeit. **ZT**

Quelle: Institut des Zahntechnikerhandwerks in Niedersachsen & Bremen e.V.

Chance nutzen und bewerben!

ZT Fortsetzung von Seite 1

gewerblichen, zahntechnischen Labor mit Ausbildungsberechtigung seine Lehre absolviert. Für die Anmeldung gilt das ab dem Herbst 2014 beginnende Lehrjahr. Ein Preisrichterkollegium aus anerkannten Zahntechnikermeistern bewertet die eingereichten Arbeiten anonym. Die Gold-, Silber- und Bronze-

wurde zu Ehren von Professor Dr. med. Dr. h.c. Alfred Gysi (1865–1957), der ein Pionier der dentalen Prothetik war, ausgeschrieben. Der Forscher und Lehrer Alfred Gysi entwickelte auf der Grundlage der zu seiner Zeit bekannten Erkenntnisse und umfangreicher eigener Forschungen seine Artikulationslehre.

IDS 2015

GYSI-PREIS
2015



medaillen sowie die Urkunden zum Wettbewerb werden im Rahmen der IDS 2015 (10. bis 14. März) am Donnerstag, 12. März, in Köln feierlich überreicht. Der VDZI hat den Gysi-Preis 1979 ins Leben gerufen. Der Nachwuchswettbewerb

Das Anmeldeformular finden Sie auf Seite 11 in dieser Ausgabe. **ZT**

Quelle: VDZI

Parlamentarischer Abend

ZT Fortsetzung von Seite 1

im Bereich Zahnersatzpflege sowie Funktionsprüfung von Zahnersatz in der häuslichen Pflege unterstützen“, so Heckens. Dabei solle das Handwerk konsequent auf die Weiterbildung hochqualifizierter Zahntechnikermeister setzen. In seiner Ansprache ging der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Sell, Koblenz, konkreter auf den Zweiten Gesundheitsmarkt und die damit einhergehenden Herausforderungen, aber auch Chancen für das Zahntechniker-Handwerk ein. Schon heute werden 40 Mrd. Euro der insgesamt 300 Mrd. Euro, die im deutschen Gesundheitsmarkt bewegt werden, in diesem Bereich ausgegeben. Dies beinhaltet Leistungen sowohl privat als auch gesetzlich Versicherter. Sell bedauere auf der einen Seite das gesunkene Ansehen des zahn-technischen Berufsstandes, dem u. a. durch die fortschreitende Technologisierung und Digitalisierung der Zahntechnik und Zahnmedizin stark zugesetzt wurde. Auf der anderen Seite



Manfred Heckens, Obermeister der Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz.

ermutige er das Handwerk, in diesen Zeiten des Umbruchs eine aktive Rolle einzunehmen.

Dass aber eine durchsetzungsstarke Vertretung des Zahntechniker-Handwerks auch auf Bundesebene unabdingbar sei, daraus machte Dr. Rolf Koschorrek, ehem. MdB und Vorsitzender der MIT Bundeskommission Gesundheitspolitik, keinen Hehl. Hier sieht er die Innungen und die dazugehörigen Standespolitiker in der Pflicht. Bisher sei die Zahntechnik nicht ausreichend auf der bundespolitischen Ebene präsent, so Koschorrek.

Wie konkrete Modelle zur Verbesserung der mundgesundheitslichen Pflege aussehen könnten, konnte auch an diesem Abend nicht geklärt werden. Dass er aber als konstruktive Diskussionsgrundlage für bundes- und berufspolitischen Handeln verstanden werden kann, war nicht von der Hand zu weisen. **ZT**

ZT ZAHNTECHNIK ZEITUNG

IMPRESSUM

Verlag
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0
Fax: 0341 48474-290
kontakt@oemus-media.de

Redaktionsleitung
Georg Isbaner (gi)
Tel.: 0341 48474-123
g.isbaner@oemus-media.de

Redaktion
Carolin Gersin (cg)
Tel.: 0341 48474-129
c.gersin@oemus-media.de

Projektleitung
Stefan Reichardt
(verantwortlich)
Tel.: 0341 48474-222
reichardt@oemus-media.de

Produktionsleitung
Gernot Meyer
Tel.: 0341 48474-520
meyer@oemus-media.de

Anzeigen
Marius Mezger (Anzeigendisposition/-verwaltung)
Tel.: 0341 48474-127
Fax: 0341 48474-190
m.mezger@oemus-media.de

Abonnement
Andreas Grasse
(Aboverwaltung)
Tel.: 0341 48474-201
grasse@oemus-media.de

Herstellung
Matteo Arena
(Layout, Satz)
Tel.: 0341 48474-115
m.arena@oemus-media.de

Druck
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel

Die ZT Zahntechnik Zeitung erscheint regelmäßig als Monatszeitung. Bezugspreis: Einzelheft 3,50 € ab Verlag zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Jahresabonnement im Inland: 55,- € ab Verlag inkl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Abo-Hotline: 0341 48474-0. Die Beiträge in der „Zahntechnik Zeitung“ sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung des Verlages. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinformationen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung (gleich welcher Art) sowie das Recht der Übersetzung in Fremdsprachen – für alle veröffentlichten Beiträge – vorbehalten. Bei allen redaktionellen Einsendungen wird das Einverständnis auf volle und auszugsweise Veröffentlichung vorausgesetzt, sofern kein anders lautender Vermerk vorliegt. Mit Einsendung des Manuskriptes gehen das Recht zur Veröffentlichung als auch die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten in deutscher oder fremder Sprache, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdrucken und Fotokopien an den Verlag über. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bücher und Bildmaterial übernimmt die Redaktion keine Haftung. Es gelten die AGB und die Autorenrichtlinien. Gerichtsstand ist Leipzig.

ANZEIGE

Unsere seit Jahren
dauerhaft günstigen

Reparatur-Festpreise.
Qualität made in Germany.

Mehr unter
www.logo-dent.de

 **LOGO-DENT** Tel. 07663 3094

An der Spitze werden Alternativen selten !

Das neue dentona gel LC

Gebrauchsfertiges, lichthärtendes, leicht transluzentes Modellier-Kunststoffgel. Ideal geeignet für Modellationen in der Implantat-technik, Kombitechnik und für festsitzenden Zahnersatz.

Durch die eigene Fertigung bei dentona wird ein gleichbleibend exzellenter Qualitätsstandard und eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Besonders geeignet durch kurze Aushärtezeit, sehr gute Beschleifbarkeit und optimale Standfestigkeit. So holen Sie das Beste aus Ihrer Arbeit heraus und sparen wertvolle Zeit.



Alternativlos günstig !
Set - 3 x 3,5 g - 49,50 €
Im Onlineshop
frachtfreie Lieferung
im Oktober

IHRE VORTEILE

- sparsam, schnellhärtend
- rückstandslose Verbrennung
- kein Verzug, hohe Endhärte und Stabilität
- MMA- und peroxidfrei

Verarbeitungstechniken

- Gießen
- Scannen
- Pressen

Anwendungsgebiete

- Implantologie
- Festsitzender Zahnersatz
- Kombi-Technik
- Bissübertragung/Bisskontrolle
- Fixierung
- Verblockung

Vorteile in der Anwendung

- kombinierbar mit konventionellen Wachsen oder lichthärtendem Wachs
- kurze Lichthärtezeit mit allen gängigen Lichthärtegeräten
- lange Verarbeitungszeit und optimale Standfestigkeit
- spannungsfreies Abheben der Modellationen
- gebrauchsfertiges Einkomponentengel
- einfache Kontrolle der Schichtstärke
- präzises Auftragen

Die Vitaminspritze für Ihre Ergebnisse



dentona gel LC SET	rot	3 x 3,5 g	#54500
(inkl. 10 Applikationstipps)			
dentona gel LC Applikationstipps		50 Stück	#54504

