



Ästhetik 06



Ästhetik 16



Ästhetik 32

| Editorial

- 03 **Ästhetische Medizin – bitte weiterbilden!**
Dr. med. Gerhard Sattler

| Ästhetik

- 06 **Kombinationstherapien** und Stufenpläne in der Ästhetischen Dermatologie
Dr. med. Tanja Fischer
- 10 Volumisierung des **Mittelgesichts**
Dr. med. Robert Kasten, Dr. med. Siegfried Schmidt
- 16 **Filler-Behandlung:** traumatisch oder atraumatisch?
Dr. med. Benjamin Durani
- 20 **Einsatzmöglichkeiten** der fraktionalen Lasertherapie in der Ästhetischen Medizin
Dr. med. Peter Arne Gerber, Dr. med. Said Hilton
- 26 Teil II: **Mikro-Fett-Transfer** in der klinischen Anwendung
Prof. Dr. med. Guy Magalon
- 32 Teil I: **Die tubuläre Brust** – Anatomische Grundlagen und die daraus resultierenden Behandlungskonzepte
Dr. med. Benjamin Gehl, Priv.-Doz. Dr. med. Artur Worsseg
- 36 **Radiowellen** in der medizinischen Kosmetik
Dr. med. Hans-Ulrich Jabs
- 38 **Hyperhidrose** – Wenn Schwitzen zur Belastung wird
Dr. med. Rainer Jokisch
- 42 Full-Face-Behandlung: **Der Königsweg** für eine natürliche Gesichtsrejuvenation
Dr. med. Michaela Montanari

- 46 Die Innovation in der Behandlung **vaskulärer Läsionen**
Heike Heise

50 News/Produkte

| Spezial

- 57 Der **richtige** Moment
Hans Behrbohm
- 58 **Radiofrequenz** und **Ultraschall** als kombinierte Behandlungsmethode zur Hautstraffung und Körperkonturierung
Susan Oehler
- 64 S1-Leitlinie zur Behandlung von Botulinumtoxin Typ A in der Ästhetik: **Eine Zusammenfassung**
Dr. med. Matthias Imhof
- 68 **Psychologie** und Ästhetische Chirurgie
Prof. Dr. med. Hans Behrbohm
- 72 Zwei Marken, **eine Einheit**
Susan Oehler
- 75 Forschung **vor Anker**
Susan Oehler
- 76 **Form, Funktion und Ästhetik** – Jahrestagung der Plastischen Chirurgen
Susan Oehler
- 78 Mehr als die **Summe** seiner Teile
Susan Oehler
- 82 **Impressum**

**A.R.C.
LASER**

enlighten your surgery.

C-LAS
CO₂-Laser

ERFOLGREICH

mit der WaveGuide-Technologie



Das CO₂ Lasersystem von A.R.C. ist das einzige modulare Chirurgie-System das mit Ihren Ansprüchen wächst. Individuell lässt sich ein Laser für vaskuläre und pigmentierte Läsionen (532nm) oder ein Laser mit 1470nm für die Phlebologie ergänzen.



- Edelgas-Management für Schnitte ohne Nekrose
- Extrem flexible Waveguide Hohlleiter
- Ideal zur schonenden Blepharoplastie + Skin Resurfacing