


today



today
Messeguide
IDS 2015



Änderungen vorbehalten.
Letzter Stand: 6. Februar 2015.
Urheberrechtlich geschützt –
Nachdruck, Veröffentlichung
und dergleichen nur mit
Zustimmung der Koelnmesse.

ANZEIGE

FÜR JEDEN
DIE RICHTIGE

RETRAKTIONSPASTE



GINGITRAC™ MINIMIX®

Vinyl-Polysiloxan (VPS)
Mittlere Viskosität
Aluminiumsulfat
Keine Reinigung

**Herausragende Hämostase,
einfache Reinigung,
den Rand vorab ansehen!**

ACCESS® EDGE

Kaolin-Tonerde
Hohe Viskosität
Aluminiumchlorid
Einfach mit Wasser abspülen

**Einzigartige Hämostase,
tiefste Retraktion,
mehrfach verwendbar!**

ACCESS® FLO

Fließfähige Kaolin-Tonerde
Geringe Viskosität
Aluminiumchlorid
Einfach mit Wasser abspülen

**Perfekte Platzierung,
keine Kreuzkontamination,
herausragende Hämostase!**



**“Kaufen Sie eine Großpackung und erhalten Sie eine
Snap-Fit Spritze im Wert von 72,95€ gratis!”**

Bestellen Sie telefonisch unter unserer kostenlosen
Service-Nummer 0800-2368749 oder besuchen Sie uns auf der IDS!
Promotion-Code: IDS 2015
Weitere Informationen unter www.centrixdental.de

IDS
2015 HALLE 10.2
STAND V025



**JETZT
EINMALIG
20€
SPAREN!***

**BEI IHRER
BESTELLUNG AUF
UNSEREM IDS STAND.**

*Nur einlösbar bei einer Bestellung auf dem
IDS Centrix-Stand. Pro Praxis nur ein Coupon.



centrix
Making Dentistry Easier.™