


# today



today  
Messeguide  
IDS 2015



Änderungen vorbehalten.  
Letzter Stand: 6. Februar 2015.  
Urheberrechtlich geschützt –  
Nachdruck, Veröffentlichung  
und dergleichen nur mit  
Zustimmung der Koelnmesse.

ANZEIGE

FÜR JEDEN  
DIE RICHTIGE

## RETRAKTIONSPASTE



### GINGITRAC™ MINIMIX®

Vinyl-Polysiloxan (VPS)  
Mittlere Viskosität  
Aluminiumsulfat  
Keine Reinigung

**Herausragende Hämostase,  
einfache Reinigung,  
den Rand vorab ansehen!**

### ACCESS® EDGE

Kaolin-Tonerde  
Hohe Viskosität  
Aluminiumchlorid  
Einfach mit Wasser abspülen

**Einzigartige Hämostase,  
tiefste Retraktion,  
mehrfach verwendbar!**

### ACCESS® FLO

Fließfähige Kaolin-Tonerde  
Geringe Viskosität  
Aluminiumchlorid  
Einfach mit Wasser abspülen

**Perfekte Platzierung,  
keine Kreuzkontamination,  
herausragende Hämostase!**



**“Kaufen Sie eine Großpackung und erhalten Sie eine  
Snap-Fit Spritze im Wert von 72,95€ gratis!”**

Bestellen Sie telefonisch unter unserer kostenlosen  
Service-Nummer 0800-2368749 oder besuchen Sie uns auf der IDS!  
Promotion-Code: IDS 2015  
Weitere Informationen unter [www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de)

IDS  
2015 HALLE 10.2  
STAND V025



**JETZT  
EINMALIG  
20€  
SPAREN!\***

**BEI IHRER  
BESTELLUNG AUF  
UNSEREM IDS STAND.**

\*Nur einlösbar bei einer Bestellung auf dem  
IDS Centrix-Stand. Pro Praxis nur ein Coupon.



**centrix**  
Making Dentistry Easier.™