


KN PRODUKTE

Workflow-Unterstützung dank Touch-Bedienung

Computer konkret erweitert KFO-Programm ivoris®ortho um weitere Funktionen.

Individuelle Abläufe effizient abbilden – das ist das Ziel einer jeden KFO-Praxis. Wenn das Ganze noch über eine moderne und intuitive Software läuft, dann können Praxis-Workflows optimal umgesetzt werden. Davon profitiert nicht nur Ihre Praxis, auch die Zufriedenheit Ihrer Patienten steigt.

Rechtzeitig zur anstehenden Messesaison wurde das KFO-Programm ivoris®ortho um weitere Touch-Funktionen erweitert. Zusätzlich zur Anzeige des aktuellen Befundes und der Leistungsdokumentation stehen den Anwendern nun auch Kacheln zur Erfassung der Mundhygiene und Mitarbeit des Patienten zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es Icons für farbige Infelder und Textbausteine zur schnellen Dokumentation. Die Assistenz



ist damit während der Behandlung in der Lage, zügig und lückenlos per Touch-Bedienung zu dokumentieren.

Zeitnah nach der Behandlung kann diese digitale Dokumentation mithilfe des Tagesprofils in Ruhe geprüft werden. Die Inhalte sind dabei nach Bearbeiter selektierbar und können bei Bedarf korrigiert oder ergänzt werden. Sie sparen also nicht nur Zeit, auch Übertragungsfehler können praktisch nicht mehr vorkommen. Damit stellt ivoris® sicher, dass die Dokumentation bei allen Patienten vollständig ist und keine Leistung verloren geht. Bei der Touch-Bedienung mit ivoris® handelt es sich um ein Softwarekonzept jenseits moderner Spielerei. Sie ist ein Instrument zur fehlerresistenten, vollständigen und effizienten Dokumentation. ivoris®touch bildet den Workflow einer modernen kieferorthopädischen Praxis optimal ab.

Überzeugen Sie sich selbst am ivoris® Messestand bei den Fachdentals in Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Zum Höhepunkt des Jahres, der DGKFO in Mannheim, finden Sie Computer konkret im CC Rosengarten, Foyer rechts, Stand O03. Wir feiern 25 Jahre KFO-Software. Profitieren Sie beim Marktführer von Gewinnspiel und Aktionspreisen. Feiern Sie mit! **KN**

KN Adresse

Computer konkret AG
Theodor-Körner-Straße 6
08223 Falkenstein
Tel.: 03745 7824-33
Fax: 03745 7824-633
info@ivoris.de
www.ivoris.de

Planmeca Sovereign Classic

Neue Konzepte für die Patientenbehandlung.

Die Sovereign Classic von Planmeca führt ein völlig neues Konzept für Behandlungseinheiten ein. Die sowohl links als auch rechts drehbare Einheit überzeugt durch ein hohes Maß an Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, intelligenten Infektionsschutz sowie schlankes und ergonomisches Design. Aufgrund ihrer stabilen Metallbauweise ist die Einheit äußerst robust und kompakt und somit allen Anforderungen des Praxis-

dividuellen Arbeitsstil anpassen. Die Schwebstuhl-Konstruktion maximiert Beinfreiheit und Komfort und sorgt somit für eine entspannte Körperhaltung. Patientenstuhl und Instrumenteneinstellungen können über ein übersichtliches Touchscreen-Display oder den multifunktionalen Fußanlasser individualisiert werden.

Menschen, das ist die finnische Art von Kundenverständnis“, so Dieter Hochmuth, Geschäftsführer der Planmeca Vertriebs GmbH. Konstruktionsdetails, wie die Konsole für sechs Instrumente, modulare Flexy™-Haltegerüste für Absaugschläuche und zusätzliche Instrumente, ergänzen die Einheit. Ein Nachrüsten mit neuen Funktionen ist jederzeit möglich und lässt somit

ein modulares Wachsen der Einheit entsprechend den steigenden Anforderungen der Praxis zu.

Modernste Infektionsschutzsysteme erlauben eine automatisierte Hygienewartung über eine intensive oder kontinuierliche Desinfektion, entsprechend den RKI-Richtlinien. Alle Elemente der Infektionsschutzprogramme orientieren sich an logischen Abläufen und sind für das Praxisteam gut zugänglich.

Die neue Behandlungseinheit wurde dem Fachpublikum erstmals auf der IDS 2015 vorgestellt und ist nun auf den Fachdentalmessen erlebbar. Weitere Infos zu Sovereign Classic finden Interessierte unter www.planmeca.de **KN**



Von Patientenbehandlung bis Infektionsschutz: Planmeca Sovereign Classic ist rundum intelligent konstruiert.



Planmeca
[Infos zum Unternehmen]

PLANMECA

alltags gewachsen. Die Speisäule und der Stuhl lassen sich manuell nach links oder rechts drehen, was auch die Behandlung von Patienten im Rollstuhl erleichtert. Sovereign Classic ist auch in kleinsten Behandlungsräumen ideal einsetzbar, lässt sich mühelos positionieren und an den in-

„Bei der Entwicklung dieser Einheit haben wir besonders auf die Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Praxisteam geachtet, um die Bedienbarkeit noch weiter zu erleichtern. Dabei stehen die Bedürfnisse unserer Kunden stets im Fokus unserer Produktentwicklung. Wir entwickeln Technik für

KN Adresse

Planmeca Vertriebs GmbH
Walther-Rathenau-Str. 59
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 560665-0
Fax: 0521 560665-22
info@planmeca.de
www.planmeca.de

Prophylaxe & TePe

Seit 50 Jahren ein echtes Dreamteam.



TePe EasyPick™ – in zwei Größen erhältlich.

Bereits vor 50 Jahren erkannte Henning Eklund in einem Zahnholz das Potenzial zur Gründung einer Produktionsfirma für Mundhygieneprodukte, die sich zu einem Hightech-Fertigungsunternehmen entwickelt hat. Mittlerweile vertreibt TePe seine Produkte in 60 Ländern und arbeitet nach wie vor eng mit Spezialisten zahnmedizinischer Universitäten und Experten aus der Praxis zusammen. Nach inzwischen 50 Jahren Mundhygienetradition umfasst die Produktpalette von TePe passgenaue Lösungen für im Grunde jede nur denkbare intraorale Situation. Beste Qualität, sprichwörtliche Benutzerfreundlichkeit und eine hohe Compliance ist allen TePe-Produkten gemein.

TePe erkannte früh die Bedeutung der interdentalen Reinigung. Die Entwicklung einer eigenen Interdentalbürste markiert im Jahr 1993 einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mittlerweile ist TePe bei Interdentalbürsten Marktführer¹ in deutschen Apotheken. Pünktlich zum 50. Ge-

burtstag hat TePe mit TePe EasyPick™ die Interdentalreinigung einfacher denn je gemacht. Gerade für Patienten, die ihre Zahnzwischenräume bisher vernachlässigt haben oder beim Einstieg in die Interdentalreinigung noch etwas Hilfe brauchen, eignet sich der innovative Dentalstick als perfekte Ergänzung oder einfach für unterwegs. Dass TePe nicht nur erfolgreich, sondern auch ein Unternehmen mit dem gewissen Etwas ist, unterstreichen die Auszeichnungen „Top-Marke 2014“ und „Top-Marke 2015“ der Lebensmittel Zeitung. **KN**

1 Nielsen Interdentalprodukte 04/2015

KN Adresse

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg
Tel.: 040 570123-0
Fax: 040 570123-190
kontakt@tepe.com
www.tepe.com



TePe
[Infos zum Unternehmen]

Produkte, die begeistern

Der neue Katalog von Greiner Orthodontics ist da.



ContacEZ® Stripping-System.

Ab sofort steht der neue Produktkatalog von Greiner Orthodontics zur Verfügung. Interessante Neuheiten für das kieferorthopädische Produktprogramm versprechen den Behandlern praktischen Nutzen im Arbeitsalltag. Mit dem neuen ContacEZ® System aus den USA offeriert der Händler für das Stripping verschiedene Ausführungen von Strips, die einfach zwischen Daumen und Zeigefinger geführt werden. Das schrittweise Vorgehen von dünnster zu immer dickerer Ausführung, einseitig oder doppelseitig beschichtet, bietet vielfältige Möglichkeiten der approximalen Platzgewinnung bei geringster Verletzungsgefahr. Angenehm für Patient und

Anwender! Die diamantbelegten Strips können autoklaviert werden. Eine Edelstahl-Messlehre hilft bei der Ermittlung des approximalen Platzangebots.



Mini-Metallbracket Atlas™.

H4™ Go, das vollkommen transparente selbstligierende Bracket aus den USA, wird höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht. Hergestellt aus einem Hybridmaterial mit hohem Keramikfüllanteil, bietet es eine hohe Stabilität in Kombination mit problemlosem Bonding und Debonding. Der Schiebemechanismus ist aus anderen Systemen bekannt und bewährt. Das Material weist geringste Friktionswerte auf. Außerdem wurde das selbstligierende Keramikbracket ClearViz+™ SL in das Lieferprogramm aufgenommen. Die Rhodiumbeschichtete Klappe liegt mit einem Punktkontakt auf dem Bogen und bietet ebenso äußerst geringe Friktionswerte.



H4™ Go Bracket.



Goodman-Torque-Feder.

Das neue Mini-Metallbracket Atlas™, hergestellt in modernster CNC-Technik, ist flach und zierlich gestaltet. Eine dauerhafte Laserbeschriftung auf der Basis und die Kennzeichnung der Mittellinie werden sehr geschätzt.

Die Goodman-Torque-Feder unterstützt bei der Feineinstellung und ist gerade bei passiven SL-Brackets hilfreich. Für die Aufrichtung verlagerter Molaren hat sich die De-Impactor-Spring bewährt. Produkte des täglichen Praxisbedarfs wie Bracketkleber und Zemente verschiedener Hersteller sowie Finierer und Polierer für die Bracketkleberent-

fernung wurden des Weiteren ergänzt. Neue Ausführungen an Wangen-/Lippenabhaltern, Elastomeric wie auch Bögen und Drahtzubehör runden das umfangreiche Lieferprogramm ab. Der Katalog kann gern unter angegebener Kontakt angefordert werden. **KN**

KN Adresse

Greiner Orthodontics GmbH
Im Schröder 43
75228 Ispringen
Tel.: 07231 8008906
Fax: 07231 8008907
info@GreinerOrthodontics.de
www.GreinerOrthodontics.de

ANZEIGE

8. KiSS-Symposium 2015

Düsseldorf, Novotel Seestern.



Symposium

Samstag, 7. November 2015

- 9.00 Aktuelle Fragen der KFO
Prof. Fuhrmann
- 9.15 Patientenzentrierte Kurzzeit KFO - kleine Kosten, Präzision mit hoher Wirkung und Zufriedenheit
Dr. Schüssler
- 10.30 Angebotspflicht von außervertraglichen Leistungen für Kassenzahnärzte
Vorsitzender Richter OLG Jannsen
- 11.15 Kaffeepause
- 11.45 Begutachtung der KFO-Planung & Rechnungslegung bei der DKV Voll- und Zusatzversicherung
Dr. Kiesel
- 12.45 Mittagspause
- 13.45 Aufklärung & Behandlungsverweigerung bei Ablehnung einer CMD-Diagnostik
Vorsitzender Richter OLG Jannsen
- 14.15 Sichere Aufklärung, Anamneseerhebung, Behandlungsplanung und Dokumentation durch Internetanbindung
Dr. Visse
- 15.15 Kaffeepause
- 15.45 Früh- oder Spät behandeln, was sagt die Wissenschaft und was wollen die Eltern?
Dr. Ludwig
- 17.00 Abschlussdiskussion

Kurse

Freitag, 6. November 2015

10.00 bis 17.00 Uhr – Prof. Fuhrmann

PKV-, Beihilfe bei KFO & Funktionsplan & Erstattung

Wie vermeidet man den Streitfall? Funktionsplan vorschalten wann, wie, warum?
Standardisierte Module für die Brieferstellung zu Genehmigungs- & Erstattungskonflikten mit PKV- und Beihilfe; Pflichten & Rechte der Leistungserbringer und Kostenträger, außergerichtliche Lösungswege, Analogpositionen – was geht? Medizinische Notwendigkeit nachweisen? Gerichtsurteile zu GOZ- Positionen.

Sonntag, 8. November 2015

9.00 bis 13.00 – Prof. Fuhrmann

Zusatz PKV & AVL- Kalkulation

Erstattungskonflikte mit Zusatz-PKV, AVL-Angebotspflicht, AVL-Ablehnung, AVL-Betriebsprüfung, AVL-Konfliktvermeidung, Aufklärungsnachweis, GKV-Kassenprüfung, MDK & KZV-Prüfung, Betriebsprüfung von Pauschalen, Formulare zur Konfliktvermeidung, Standardisierte Module für die Brieferstellung, Zusatz – PKV zur Finanzierung der AVL, AVL-Gerichtsurteile.

Anmeldung per Fax: 0345-557-3767

Bitte wählen Sie die gewünschten Leistungen:

Kurs am Freitag, 6.11.2015	Anzahl Personen	Gebühr pro Person	Summe (bitte eintragen)
FZA / MSC / Praxisinhaber 440.- € zzgl. MwSt.		x 523,60 € =	
Assistent*, HelferIn 330.- € zzgl. MwSt.		x 392,70 € =	
Symposium am Samstag, 7.11.2015			
FZA / MSC / Praxisinhaber 490.- € zzgl. MwSt.		x 583,10 € =	
Assistent*, HelferIn 370.- € zzgl. MwSt.		x 440,30 € =	
Kurs am Sonntag, 8.11.2015			
FZA / MSC / Praxisinhaber 370.- € zzgl. MwSt.		x 440,30 € =	
Assistent*, HelferIn 330.- € zzgl. MwSt.		x 392,70 € =	
KISS ALL-INCLUSIVE = Alle 3 Tage.			
FZA / MSC / Praxisinhaber 990.- € zzgl. MwSt.		x 1.178,10 € =	
Assistent*, HelferIn 790.- € zzgl. MwSt.		x 940,10 € =	
		Gesamtbetrag	

*Bitte Weiterbildungsbescheinigung mit einreichen.
Bitte überweisen Sie **zeitgleich** mit Ihrer schriftlichen Anmeldung den selbsterrechneten Gesamtbetrag auf das **Konto Nr.: 260012659, BLZ: 800 537 62 bei der Saalesparkasse Halle, IBAN DE73 8005 3762 0260 0126 59, BIC: NOLADE21HAL.**

Datum _____ Unterschrift _____

Praxisstempel:

Organisation
Prof. Dr. Dr. Fuhrmann · Universitätsring 15 · 06108 Halle
Tel: 0345-5573738 · Fax: 0345-5573767 · Email: info@kiss-orthodontics.de.
Mehr Informationen unter www.kiss-orthodontics.de.

Bracketneuheiten vorgestellt

Mit FACE Evolution, der dritten QuicKlear® Generation sowie der Ergänzung des TruKlear® Systems präsentierte FORESTADENT beim EOS-Kongress gleich drei Neuheiten im Produktbereich Brackets.



FACE Evolution steht als aktives selbstligierendes Bracketsystem oder optional als Hybridversion mit aktivem anterioren Segment und passiven Brackets auf Eckzähnen und Prämolaren zur Verfügung. Es wird mit den Brackets BioQuick® und QuicKlear® in den Slotgrößen .022" und .018" mit und ohne Haken angeboten.

Einer der bedeutendsten internationalen Termine des Fachbereichs Kieferorthopädie fand Mitte Juni im italienischen Venedig statt – der Jahreskongress der European Orthodontic Society (EOS). Rund 60 Dentalfirmen aus aller Welt präsentierten in der Stadt der Gondoliere jüngste Innovationen sowie bewährte Produkte. Unter ihnen selbstverständlich auch FORESTADENT, welches insbesondere bei den Brackets mit Neuheiten aufwartete. So stellte das Pforzheimer Unternehmen u. a. FACE Evolution vor, die weltweit erste und exklusiv bei FORESTADENT erhältliche Brackettechnologie der renommierten FACE-Gruppe. Gemäß deren Behandlungsphilosophie – näm-

lich der Realisierung von funktional sowie ästhetisch idealen Ergebnissen – bietet die neue Bracketprescription z. B. modifizierte Torque- und Kippungswerte bei den Eckzahnbrackets im Ober- und Unterkiefer sowie bei den Brackets für die unteren Schneidezähne. Dadurch wird wichtigen parodontalen Aspekten entsprochen, die oft schon im Vorfeld einer KFO-Therapie deutlich werden. FACE Evolution folgt zudem dem Konzept von Arbeits- und Finishingprescription. So können zur Lösung spezieller Aufgaben in bestimmten Behandlungsphasen neben der variierenden Positionierung der Bukkalröhrchen (hier wird eine komplett neue Se-

rie angeboten) temporäre Überkorrekturbrackets eingesetzt werden, die später einfach gegen Brackets mit endgültigen Werten ausgetauscht werden. FACE Evolution ist mit den Brackets BioQuick® und QuicKlear® erhältlich.

Noch in diesem Jahr lieferbar sein wird die dritte Generation des Keramikbrackets QuicKlear®. Das modifizierte, aktive SL-Bracket ist bis zu 0,4 mm flacher und weist eine rundere Form für einen noch besseren Tragekomfort auf. Die beliebten, von 5-5 im OK/UK (3-5 mit Haken) beziehbaren Brackets sind des Weiteren mit einem breiteren, rechteckigen Clip ausgestattet, dessen matte und weniger reflektierende Klammer eine optimale Rotations-, Angulations- und Torquekontrolle gewährt.



Ästhetik pur: Das vollästhetische Keramikbracket TruKlear® wurde um Brackets für den Unterkiefer ergänzt und ist jetzt von 5-5 OK/UK (3-5 mit Haken) erhältlich.

Das voll ästhetische TruKlear® hat FORESTADENT jetzt um Brackets für den Unterkiefer ergänzt, sodass das komplett metallfreie System nun von 5-5 (3-5 mit Haken) für Ober- und Unterkiefer angeboten wird. Wen es trotz des teils durchwachsenen Wetters in Venedig aus der Messehalle raus ins Grüne zog, der hatte die Möglichkeit, am traditionell von FORESTADENT gesponserten EOS-Golfturnier teilzunehmen. Fans der faszinierenden Sportart trafen sich im

Golfclub „Circolo Golf Venezia“, um die begehrte Siegestrophäe zu erspielen. **KN**

KN Adresse

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.de

ANZEIGE

Exzellente Passform, perfekte Haftung

Victory Series™ Superior Fit Bukkalröhrchen jetzt mit APC™ Flash-Free Vorbeschichtung.

Erst im Juli hat 3M Unitek eine neue Generation der bewährten Bukkalröhrchen eingeführt: die Victory Series Superior Fit Bukkalröhrchen mit einer Reihe deutlicher Verbesserungen. Und schon jetzt folgt als Produkterweiterung



Mit noch höherem Nutzen für Behandler und Patienten: die neuen Victory Series™ Superior Fit Bukkalröhrchen.

die Adhäsiv-Vorbeschichtung mit APC™ Flash-Free. Sie sorgt nicht nur für einen erheblich vereinfachten und verkürzten Behandlungsablauf, sondern macht auch die Überschussentfernung überflüssig. Die Optimierungen gegenüber der vorherigen Bukkalröhrchen-Generation kann man sehen und fühlen: u. a. die exzellente Passform aufgrund der größeren, anatomisch angepassten Klebebasis,

die einfachere Bogeneinführung durch den trichterförmigen Sloteneingang, das niedrige Profil, die bündigen Häkchen und verbesserten Eigenschaften beim Greifen und Platzieren. In Kombination mit APC Flash-Free ergeben alle Kriterien zusammen einen noch höheren Nutzen für Behandler und Patienten – das hat 3M Unitek mit hohem Aufwand bei der Entwicklung erreicht. Dabei wurden klinisches Know-how, computergestützte Design-Tools und Anwendungstests von Kieferorthopäden miteinander kombiniert.

Mehr Informationen unter angegebene Kontakt. **KN**

KN Adresse

3M Unitek
Zweigniederlassung
der 3M Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

56. Bayerischer Zahnärztetag

München, 22. bis 24. Oktober 2015
The Westin Grand München



Bayerische
Landes Zahnärzte
Kammer



www.blzkk.de | www.eazf.de | www.kzvb.de | www.dgkfo.de
www.bayerischer-zahnarzttag.de



Zahndurchbruch – Zahntrauma – Zahnwechsel
Behandlungsnötigkeit und Behandlungsmöglichkeiten

Informationen: OEMUS MEDIA AG
Telefon: 0341 48474-308 · Fax: 0341 48474-290 · E-Mail: zaet2015@oemus-media.de · www.bayerischer-zahnarzttag.de

Online-Anmeldung/
Kongressprogramm



www.bayerischer-zahnarzttag.de

Praxisstempel

FAXANTWORT | 0341 48474-290

Bitte senden Sie mir das Programm zum 56. Bayerischen Zahnärztetag zu.

Titel/Vorname/Name

E-Mail-Adresse (Bitte angeben!)

Hoher Hygienestandard

DGKH verleiht Prüfsiegel an Behandlungseinheiten SINIUS und TENEO.

In Sachen Hygiene gilt es für Zahnarztpraxen, höchste Anforderungen des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie die Leitlinien des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) zu erfüllen. Die Behandlungseinheiten SINIUS und TENEO bieten mit ihrem modernen Hygienekonzept den Zahnärzten dabei die Sicherheit, diese zu erfüllen. Das hat jetzt auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) bestätigt: Die Einheiten SINIUS und TENEO dürfen ab sofort das Prüfzeichen der DGKH führen. Die Behandlungseinheit INTEGO pro verfügt über die gleichen Hygienestandards. Sie war zum Zeitpunkt der umfangreichen Tests allerdings noch nicht auf dem Markt.

Modernes Hygienekonzept

Hygiene in der Praxis muss einfach und sicher sein. Die Behandlungseinheiten SINIUS und TENEO bieten dem Praxisteam eine Vielzahl an Funktionen, die den Hygiene-Workflow optimal und zeitsparend unterstützen.



Das integrierte Hygienesystem ermöglicht eine einfache Schlauchreinigung und Sanierung der Wasserwege, die effektiv und zeitsparend ist.



Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) verlieh den beiden Behandlungseinheiten SINIUS und TENEO das Prüfsiegel, höchsten Hygienestandards zu entsprechen. Das bedeutet optimale Sicherheit für die Anwender.

Nr. 660489

Handgriffe, Instrumentenablagen und Trays sind bei beiden Behandlungseinheiten abnehmbar und thermodesinfizier- bzw. sterilisierbar. Die Oberflächen sind glatt und leicht zu pflegen. Das Betriebswasser von SINIUS und TENEO wird permanent und automatisch mit dem Wasserdesinfektionsmittel DENTOSEPT P versorgt. Darüber hinaus wird die Sanierung aller Wasserwege über die integrierte Desinfektionsanlage sichergestellt. Das vereinfacht die Bedienung und macht sie sicher. Zusätzlich zur Standardhygiene können nach und auch während der Behandlung die Saugschläuche am integrierten Sanieradapter angeschlossen werden. Per Knopfdruck wird ein Wasserfluss ausgelöst, der jeden Schlauch von innen reinigt, auf

Wunsch auch mit entsprechenden Reinigungs- und Pflegemitteln. „Wir sind sehr stolz auf dieses Prüfsiegel“, erklärt Enno Manske, Produktmanager Behandlungseinheiten bei Sirona. „Es zeigt, dass wir mit unserem Hygienekonzept den Zahnärzten genau die hygienische Sicherheit bieten können, die sie benötigen. Sirona entspricht damit auch der Anforderung von Universitäten und Kliniken, den Nachweis der Hygienesicherheit zu erbringen.“



KN Adresse

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591
contact@sirona.com
www.sirona.com

Für beste Ergebnisse

BioGent-Küretten aus dem Hause Hu-Friedy.

Die mechanische Entfernung von Ablagerungen und Bakterien mittels Scaling und Root Planing ist der Goldstandard in der Parodontitistherapie. In den Fokus rückt dabei zunehmend der auf den gingivalen Biotyp des Patienten

abgestimmte Einsatz von Instrumenten, denn vor allem bei dünnerem Gewebe führt jede Verletzung zu Rezessionen oder Reaktionen – bleibende Schäden und ästhetische Beeinträchtigung sind die Folge. Die grazilen Bio-

Gent-Küretten ermöglichen minimalinvasive Eingriffe, fördern den achtsamen Umgang mit dem Zahnhalteapparat, reduzieren die traumatische Dehnung der Gingiva und bewirken beste Ergebnisse bei maximalem Geweberhalt.

Die BioGent-Serie entstand in Zusammenarbeit mit den renommierten Parodontologen Dr. Pierpaolo Cortellini und Dr. Antonella Labriola. Die Schäfte und Arbeitsenden der Instrumente wurden bereichsspezifisch gestaltet und jedes Instrument einer Gruppe von Zähnen und dort bestimmten Flächen zugeordnet. Farbcodierungen erleichtern die Auswahl des richtigen Tools und reduzieren so den Zeitaufwand für den Behandler. Neben BioGent hat Hu-Friedy weitere innovative Produkte bis hin zu Mikroküretten im Sortiment. Damit steht eine Vielzahl von Küretten für alle Optionen als Basis für eine erfolgreiche Parodontitistherapie zur Verfügung.

KN Adresse

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
European Headquarters
Astro Park
Lyoner Str. 9
60528 Frankfurt am Main
Tel.: 00800 48374339 (gratis)
Fax: 00800 48374340
info@hufriedy.eu
www.hu-friedy.eu



BioGent-Küretten von Hu-Friedy.

AdaptiveClean

Innovativer Philips Sonicare Bürstenkopf für High-End-Zahnpflege.

Der neue Schallzahnbürstenkopf AdaptiveClean passt sich individuellen Putzbewegungen sowie der Kontur der Zähne optimal an. Einen beim Putzen zu stark ausgeübten Druck fängt er auf und entfernt bis zu 10-mal mehr Plaque-Biofilm als eine Handzahnbürste.

Als bisher einziger Sonicare Schallzahnbürstenkopf besitzt der AdaptiveClean eine weiche, elastische Gummifassung, die sich entsprechend der Putzbewegungen sanft am Zahnfleischrand entlang bewegt. Damit hat er im Vergleich zur Handzahnbürste bis zu 4-mal mehr Oberflächenkontakt und absorbiert einen beim Putzen oft zu stark ausgeübten Druck. Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen sorgen für eine überlegene Reinigung – auch in schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen.

In-Mold-Technologie

Die Herstellung des AdaptiveClean erfolgt nach dem innovativen In-Mold-Verfahren der Firma M + C Schiffer. „Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode des Einstanzens mit Metallkern, werden mithilfe dieser besonderen Technik die Filamente hygienisch dicht gepackt im Bürstenkopf ein-

gelassen und direkt mit Kunststoff umspritzt. Dadurch bleibt kein Raum mehr für Schmutz und Ablagerungen“, sagt Berthold Meyer, Geschäftsführer der M + C Schiffer GmbH aus Neustadt-

Wied. Die unterschiedlich langen Filamente sind passend zur Kontur der Zähne angeordnet: So gelangen sie gleichzeitig tief in die Zahnzwischenräume und garantieren eine optimale Reinigung der Glattflächen sowie des Zahnfleischrandes.

Ihre 100-prozentige Abrundung schon beim Putzen das Zahnfleisch und den Schmelz. „Der AdaptiveClean Bürstenkopf macht High-End-Zahnpflege möglich“, ist Meyer überzeugt.

Weitere Infos auf www.philips.de

KN Adresse

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509
Fax: 040 2899-1505
sonicare.deutschland@philips.com
www.philips.de/sonicare
www.philips.de/zoom



Xylitol Chewing Gums

Lassen Sie Ihre Patienten zugreifen!

Regelmäßig verzehrt, reduzieren die miradent Xylitol Chewing Gums nachhaltig die Plaquebildung auf der Zahnoberfläche*.



verzichtet deshalb vollständig auf die Inhaltsstoffe Aspartam und Sorbitol. Der Inhaltsstoff Xylitol wird für die Herstellung ohne den Einsatz von Gentechnik sauber gewonnen. In den Zeiten von immer stetig ansteigenden Allergien hat miradent reagiert. Daher sind die miradent Xylitol Chewing Gums ebenfalls frei von Gluten, Lactose und Fructose. miradent Xylitol Chewing Gums sind in den Geschmacksrichtungen Spearmint, Pfefferminz, Zimt, Frucht, Cranberry und Grüner Tee in einer Dose mit je 30 Stück sowie in einer 6-fach sortierten Schüttverpackung (200 x 2 Draagees) erhältlich. **KN**

**Zu 100% mit Xylitol gesüßte Kaugummis verringern Plaque. Plaqueablagerungen sind ein hoher Risikofaktor für die Entstehung von Karies bei Kindern. Quelle: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Art (Q-2008-321)*

Die Kaugummis sind zu 100% mit Xylitol gesüßt, ganz ohne Haushaltszucker, wie z.B. Saccharose.

Ist nach Mahlzeiten keine Zahnbürste zur Hand, sind die miradent Xylitol Chewing Gums das ideale Mittel der Wahl, seinen Zähnen etwas Gutes zu tun und sie vor Plaqueablagerungen zu schützen. Die Kaugummis erzeugen auf der Zunge einen angenehmen Kühleffekt und erfrischen sofort den Atem. Zusätzlich wird die Speichelproduktion angeregt und eventuelle Mundtrockenheit reduziert. Die Marke miradent setzt dabei auf hochwertige Rohstoffe und

KN Adresse

Hager & Werken
GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 992690
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de



Ästhetik, die begeistert

dentalline präsentiert das neue Keramikbracket GHIACCIO.

Eine wahre Ästhetikensation für die labiale Behandlungstechnik ist ab sofort exklusiv bei dentalline erhältlich – das GHIACCIO Bracket von Leone. Das konventionell ligierbare Keramikbracket ist aus monokristallinem biomedizinischen Saphir gefertigt. Dessen außergewöhnliche Transparenz lässt die natürliche Farbe des Zahns durchscheinen, wodurch das Bracket im Mund kaum wahrnehmbar ist. Aufgrund der ausgezeichneten Härte des Materials wird die Bracketneuheit zudem höchsten biomechanischen Ansprüchen gerecht. Eine innovative, plasma-behandelte Oberfläche gewährleistet eine signifikante Reduzierung der Friktion im Bracketslot – der Schnittstelle zum einligierten Behandlungsbogen – und unterstützt darüber hinaus die strukturelle Formbeständigkeit des Brackets. Das Design des GHIACCIO weist ein extrem reduziertes Profil sowie stark abgerundete Bracketkanten auf – für einen optimalen Tragekomfort. Eine Besonderheit stellt die Bracketbasis dar, wel-

che zu zwei Dritteln mit Mikroperlen aus Zirkonia versehen ist. Diese Perlen verbessern zum ei-



GHIACCIO wird höchsten ästhetischen und biomechanischen Ansprüchen gerecht.

nen die erforderliche Haftkraft aufgrund mechanischer Retention während der KFO-Therapie und gewährleisten zum anderen das einfache und sichere Debonding zum Behandlungsende. Für eine leichte Identifikation der GHIACCIO Brackets wurden diese mit einer Farbmarkierung versehen. Das Positionieren lässt sich dabei aufgrund der diago-

nalen Bracketform und des intuitiven Ausrichtens entlang der Zahnängsachse absolut einfach realisieren. Durch eine an der Seite der Bracketbasis befindliche Stufe werden das sichere Greifen der Brackets mittels Zange ermöglicht und gleichzeitig sämtliche, die korrekte Platzierung störende Faktoren vermieden. Zudem werden aufgrund der Stufe das Erkennen und Entfernen von Adhäsivüberschüssen erleichtert sowie der intuitive Einsatz von Debondingzangen gefördert.

Das GHIACCIO Bracket wird im Roth-System angeboten (.018" und .022"er Slot) und ist von 5-5 für den Ober- und Unterkiefer beziehbar (3-5 mit Haken). **KN**

KN Adresse

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Bite&White ABC-System

Das neue Zahnaufhellungssystem von Cavex.

Cavex hat ein einzigartiges 3-Schritt-Zahnaufhellungssystem entwickelt. In drei Schritten – „A“ aktivieren, „B“ aufhellen, „C“ konditionieren – können Zähne auf völlig sichere Weise und ohne



Erhöhung der Zahnempfindlichkeit zu Hause aufgehellt werden. Der erste Schritt („A“ aktivieren) besteht aus einer Vorbehandlung mit Cavex StainLess. Beim Putzen der Zähne mit dieser frischen Pasta werden die Zähne gründlich gereinigt. Außerdem wird der pH-Wert im Mund erhöht, wodurch ein ideales „Klima“ für den Aufhellungsprozess entsteht und dieser schneller verläuft. Der zweite Schritt („B“ aufhellen) erfolgt

mithilfe von Cavex Bite&White, einem bewährten, effektiven und vor allem sicheren Aufhellungsgel mit 16% Carbamidperoxid (entspricht 6% Wasserstoffperoxid). Das hinzugefügte Natriumfluorid stärkt den Zahnschmelz, während das Kaliumnitrat hilft, eine eventuelle Empfindlichkeit zu verhindern. Der dritte Schritt („C“ konditionieren) besteht aus dem „Baden“ der aufgehellten Zähne in Cavex Bite&White Ex-Sense. Dieses einzigartige Gel enthält 2% reines Hydroxyapatit, das tief in die Mikrorisse und Tubuli eindringt und hilft, eine erhöhte Zahnempfindlichkeit zu verhindern. Außerdem wird damit der Wiederherstellungsprozess der Zähne beschleunigt und verbessert. All diese drei Schritte sind im Cavex Bite&White ABC Masterkit enthalten. **KN**

KN Adresse


Dental-Contact Vertriebs KG
Im Spiet 101
26506 Norden
Tel.: 04931 9809682
Fax: 04931 9809683
www.cavex-deutschland.de

cosmetic dentistry

beauty & science

Probeabo
1 Ausgabe
kostenlos!

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0 | Fax: 0341 48474-290



Bestellung auch online möglich unter: www.oemus.com/abo



Faxantwort

0341 48474-290

oder per E-Mail an grasse@oemus-media.de

JA, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten, möchte ich die cosmetic dentistry im Jahresabonnement zum Preis von 44 EUR/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten beziehen. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.

Name/Vorname _____
 Straße/Hausnummer _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon/E-Mail _____ Unterschrift _____

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt. Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht fristgemäß spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird.

Datum/Unterschrift _____