

# Produkte

Hautverjüngung:

## Umfassende Beauty-Behandlung



Mit hochwertigem Design vereint der geneo+™ mit seinen Bestandteilen TriPollar® RF und OxyGeneo™ mehrere Beautytreatments in einem handlichen Tischgerät. Der OxyGeneo™ Behandlungs-Stick deckt drei Komponenten einer klassischen Beauty-Behandlungen ab: Sauerstoffbehandlung, Mikrodermabrasion und das Einschleusen von Wirkstoffen in die Haut. Nur ein einziger Anwendungsschritt ermöglicht ein sehr gutes Ergebnis. Beim zweiten Behandlungs-Stick handelt es sich um den TriPollar® RF. Die tripolare Radiofrequenz ermöglicht eine sichere und angenehme Behandlung für die Stärkung der Dermis. OxyGeneo™ kombiniert mit TriPollar® sorgen für eine Vitalisierung und Belebung der Haut.

Sie wird genährt, hydratisiert und mit Sauerstoff versorgt. Aus dem sanften Abschleifen der abgestorbenen Hautzellen resultiert eine strahlende und klarere Haut mit sofort sichtbaren Ergebnissen. Der geneo+™ verbessert die Beschaffenheit der Dermis und Epidermis langfristig und sichtbar. Damit kann dem Patienten vor wichtigen Anlässen zu einer strahlenden Haut verholfen werden, aber auch als Kurbehandlung mit Langzeitwirkung ist das Gerät einsetzbar. Außerdem bietet es eine Gelegenheit, den Patienten auch Kosmetikprodukte für die Nachbehandlung zuhause vorzustellen. Die Behandlung ist schmerzlos und zieht keine Downtime nach sich.

mi.to.pharm GmbH  
Tel.: 05331 7108480  
www.mi-to-pharm.de

Soft-Fadenlifting:


## Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden

Für Patienten, die Maßnahmen gegen ihr von Alterserscheinungen gezeichnetes Hautbild wünschen, jedoch operative Eingriffe scheuen, bietet die Soft-Lifting-Behandlung mit den resorbierbaren VENUS V-Line Lifting-Fäden eine minimalinvasive Alternative. Unter Lokalanästhesie werden die CE-zertifizierten Polydioxanon-(PDO)-Fäden mit Nadeln subkutan positioniert und bilden so ein stützendes Gerüst in der Dermis. Durch körpereigene Immunreaktionen erfolgen anschließend eine intensive, lang anhaltende Stimulation der Kollagen-Neogenese sowie eine Steigerung der Blut-Mikrozirkulation. Das umliegende Gewebe haftet an den gesetzten Fäden und generiert auf diese Weise zusätzlich einen Zügeffekt, der die anatomischen Strukturen strafft und das Gewebe deutlich sichtbar hebt.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von verschiedenen Gesichtsräumen (Stirn- und Schläfenbereich, Augen-

brauen, Wangen und Kiefer) über den Hals und das Dekolleté bis zur Unterseite der Oberarme sowie zu Oberschenkeln, Bauch, Brust und Gesäß. Das biokompatible PDO wird bereits seit 1970 erfolgreich als chirurgisches Nahtmaterial eingesetzt und birgt keine Allergierisiken. Zu den weiteren Vorteilen gehören die leichte Erlernbarkeit der Techniken, eine kurze Behandlungsdauer, verbunden mit keinerlei Downtime für den Patienten, sowie die Beibehaltung der natürlichen Gesichtszüge.

Es stehen je nach Indikation vier spezialisierte Fadentypen zur Verfügung: Mit „Mono“ wird ein universell im Gesicht und in vielen Körperarealen verwendbarer, einfacher Faden angeboten. „Twin“ besteht aus zwei ineinander verdrehten Fäden, die besonders im Bereich des superfiziellen muskuloaponeurotischen Systems (SMAS) zum Einsatz kommen. Ergänzt wird das Sortiment durch den Spiralfaden „Screw“ mit einer sehr starken Verankerung im Gewebe und „COG“, der mit monodirektionalen Widerhaken den stärksten Zügeffekt besitzt und sich damit für die Behandlung von Hängewangen, eine Straffung der Kinnpartie sowie



das Lifting deutlich hängender Gesichtsareale empfiehlt.


In Kombination mit Hyaluronsäurefillern, wie z. B. Stylage® und Mesotherapie, ermöglicht das Venus V-Line Fadenlifting seinem Anwender innovative Behandlungsmöglichkeiten und eine Erweiterung des Angebotsspektrums.

SONEWA GmbH  
Tel.: 0951 2960093  
www.sonewa.com



# 28. JAHRESTAGUNG

DER GESELLSCHAFT FÜR ÄSTHETISCHE  
CHIRURGIE DEUTSCHLAND EV (GÄCD)  
KÖLN · 23. - 24. OKTOBER 2015



## ÄSTHETISCHE BEHANDLUNG DES GESICHTES & DER BRUST

### » KONGRESSLEITUNG

Dr. Ziah Taufiq

### » VORSITZENDE

H. Behrbohm

A. Fratila

M. Gensior

J. Liebau

H.-W. Meyer-Rüsenberg

F. Muggenthaler

C. Nestle-Krämling

N. Pallua

A. Prescher

M. Rezaei

D. Richter

B. Rzany

G. Sattler

U. Schaudig

### » THEMEN

Ophthalmologie

Periorbitalchirurgie

Plast. Gesichtschirurgie

Invasiv & non-invasiv

Senologie

u.v.a.

### » PROGRAMM

Detaillierte Übersicht unter: [www.gaecd.de](http://www.gaecd.de)

### » ANMELDUNG

Direkt online unter: <https://events.colada.biz/gacd2015>

# Produkte

## Haartransplantation:

### 3-D-Animationsprogramm unterstützt Behandlungsplanung

Manchmal sind die Erwartungen des Patienten vor einer Haartransplantation aufgrund der von der Natur vorgegebenen Haarstruktur, Haardichte oder Kopfform nicht realisierbar. Das FDA-zertifizierte Haartransplantationssystem ARTAS bietet nun ein weiteres Novum, das ARTAS Hair Studio. Mithilfe eines 3-D-Computeranimationsprogrammes können Patient und Arzt gemeinsam definieren, wie viele Haare verpflanzt werden sollen, an welcher Stelle der „neue“ bzw. ursprüngliche Haaransatz entlang gehen soll, wie dicht das Haar werden kann und wie das Endergebnis aussehen kann.

Was möglich und vor allem realistisch ist, kann mit der neuen 3-D-Software fast schon „haargenau“ im Vorfeld der Haarverpflanzung definiert werden. Das interaktive Programm kommt während der Beratungsstunde, d.h. vor dem Eingriff, zum Einsatz. Der Arzt kann mit einem Stift auf der Computeroberfläche das zu behandelnde Areal markieren. So können Arzt und Patient zusam-

men das optimale Haardesign definieren. Dieses wird anschließend auf das ARTAS-Robotersystem übertragen und unter ärztlicher Aufsicht umgesetzt.

Craig L. Ziering, DO, Gründer und medizinischer Direktor von Ziering Medical in Kalifornien, USA, erklärt: „Das neue ARTAS Hair Studio bietet während der Patientenkonsultation einen großen Mehrwert. Der Patient kann sich optisch vorstellen, wie er später aussieht. Anhand der virtuellen 3-D-Präsentation kann der Arzt dem Patienten, der sich nicht sicher ist, wie sich eine Haartransplantation auf sein Aussehen auswirkt oder auch demjenigen, der mit unrealistischen Erwartungen in die Klinik kommt, zeigen, wo sein Haaransatz verlaufen wird. Zudem ist das Programm ein



hilfreiches Tool für den Chirurgen, um den Haaransatz sowie die notwendige Anzahl der Follikel-einheiten im Vorfeld berechnen zu können.“

**LaserPoint International GmbH**  
Tel.: 02596 9722-12  
[www.artashair.de](http://www.artashair.de)

## Filler:

### Neue Generation erhält Dynamik des Gesichts

Die innovativen TEOSYAL® RHA Filler wurden nach einem neuen, patentierten Vernetzungsverfahren entwickelt, welches die natürlichen Eigenschaften der Hyaluronsäure-Moleküle bewahrt. Deren lange Ketten können sich

selbst in einem beweglichen 3D-Netzwerk organisieren und besitzen dadurch eine hohe visko-elastische Kapazität und Haltbarkeit. Dank dieser Eigenschaften erhält das Material die Architektur, das Volumen sowie die Feuch-

tigkeit des Gewebes und passt sich unter Dehnung oder Druck der Umgebung an. Die spezielle Vernetzungstechnik von TEOSYAL® RHA benötigt nur wenig BDDE (Butandiolglycidylether) und kann dadurch die ursprüngliche Länge und natürlichen Verbindungen der Hyaluronsäureketten erhalten. Dadurch entstehen Gele mit hoher Reinheit, die der natürlichen

Hyaluronsäure in der Haut sehr ähnlich sind. Die Resultate sind natürlich und sofort sichtbar. Sobald das Gel vom Arzt injiziert wurde, glättet es die Falten von innen, unterstützt das Gewebe und gibt der Haut ihre Elastizität zurück. Das Gesicht erhält neue Spannkraft und bewahrt dabei seine Lebendigkeit und seine natürliche Ausstrahlung. Ein weiterer Pluspunkt: Das Produkt ist nicht spür- und fühlbar, sondern wird eins mit der dermalen Struktur. TEOSYAL® RHA eignet sich besonders für die dynamischen Bereiche, etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn, Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté. Die Linie umfasst vier verschiedene vernetzte Produkte: RHA1 für oberflächliche und feine Falten, RHA2 für moderate Falten und die periorale Region, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volumen in erweiterten Bereichen.



**TEOXANE Deutschland GmbH**  
Tel.: 08161 14805-0  
[www.teoxane.com](http://www.teoxane.com)



# High-Tech-Laser für Medizin & Ästhetik

Ästhetische Laserbehandlungen erfreuen sich einer hohen Beliebtheit bei vielen Patienten. Nutzen Sie die Vorteile hinsichtlich der Anwendung, Rentabilität und Technologie. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Markt beantworten wir Ihnen alle Fragen zur:

- **Haarentfernung**
- **Gefäßbehandlung**
- **Nagelbehandlung**
- **Hautabtragung**
- **Hautverjüngung**
- **Vaginalbehandlung**
- **Fraktionierten Behandlung prä PDT**
- **Tattoo- und Pigmententfernung**

Wir sind Ihr kompetenter Partner im Bereich Produktberatung, Applikation, Marketing und Technischer Service. Darüber hinaus bieten wir mit der Asclepion ACADEMY über das ganze Jahr Fortbildungen an.

Lassen Sie sich von uns beraten.


**Ihre Asclepion Laser Technologies GmbH.**

 +49 (0) 3641 7700 100  
 [marketing@asclepion.com](mailto:marketing@asclepion.com)  
 [www.asclepion.de](http://www.asclepion.de)



Gesichtsstraffung:

## Minimalinvasiver „Leitfaden“



HappyLift™ bietet ein patentiertes Sortiment von resorbierbaren Spezialfäden für ein rasches und sicheres, minimalinvasives Lifting. Alle Happy Lift™-Fäden haben winzige Widerhaken, deren Länge, Abstand und Winkel ganz spezifisch so entwickelt wurden, dass sie einen Lifting- und Revitalisierungseffekt entfalten. Nach dem Einbringen in die Haut verursachen die Widerhaken eine Fibrose, die nach und nach für verbesserte Gesichtskonturen und ein sichtbar frisches Aussehen sorgt. Mit „Free floating“ und „Double Needle“ stehen zwei Fadenprodukte zur Verfügung, die vor allem eine Repositionierung des Gewebes im Bereich der Wan-

gen und Halspartie erlauben. „Anchorage“ ist die empfohlene Behandlung für alle, die für ein Midface-Lifting in Frage kommen, ohne den klassischen chirurgischen Eingriff zu wünschen. Durch einen kleinen Einschnitt beim Ohr wird der Faden an der Kinn- und Kieferlinie entlang eingeführt und hebt so das erschlaffte Gewebe an.

„I-Needle“ ermöglicht zwei Lösungen in einem: ein Halslifting, das gleichzeitig mit einer Liposuktion während einer Behandlung durchgeführt werden kann.

Mit Happy Lift™ kann ein von den Patienten stark nachgefragtes, minimalinvasives Liftingverfahren mit sehr geringer Downtime und rascher Abheilzeit angeboten werden.

CROMA DEUTSCHLAND GMBH  
TEL.: 089 55 74 43  
WWW.PRINCESS-LIFT.COM

Rhinoplastik:

## Implantate für beschwerdefreie Nasenatmung



hafte Lösung zur Stabilisation und Erweiterung der knorpeligen Nasenseitenwände ohne negative Nebeneffekte. Durch die Erweiterung der inneren Nasenklappe verbessern Breathe-Implants die Luftventilation bei Patienten mit insuffizienter Nasenatmung entscheidend. Die erleichterte Nasenatmung verbessert die allgemeine Lebensqualität, vermindert Infekte der Nase und hilft gegen Schnarchen.

Das Breathe-Implant wird mittels offener oder geschlossener Rhinoplastik eingesetzt, indem es auf den Dreiecksknorpel positioniert und mit nicht resorbierbaren Nähten fixiert wird – dies sorgt für eine hohe Sicherheit und Stabilität.

Die sechs erhältlichen Größen ermöglichen eine korrekte Anpassung und einen sicheren Sitz. Um die passende Implantatgröße zu bestimmen, wird intraoperativ die Nasenbreite auf Höhe der Dreiecksknorpel mit Hilfe von sechs Sizern in situ gemessen.

KARL STORZ GmbH & Co. KG  
Tel.: 07461 708-0  
www.karlstorz.com

Bei der Nasenatmung kommt es bei vielen Patienten zu einem Kollaps der Nasenseiten-

wände. Die innovativen Titanimplantate n. à WENGEN bieten seit über 12 Jahren eine dauer-

Filler:

## Neue Generation erhält Dynamik des Gesichts

Die innovativen TEOSYAL® RHA-Filler wurden nach einem neuen, patentierten Vernetzungsverfahren entwickelt, welches die natürlichen Eigenschaften der Hyaluronsäure-Moleküle bewahrt. Deren lange Ketten können sich selbst in einem beweg-

lichen 3-D-Netzwerk organisieren und besitzen dadurch eine hohe viskoelastische Kapazität und Haltbarkeit. Dank dieser Eigenschaften erhält das Material die Architektur, das Volumen sowie die Feuchtig-

keit des Gewebes und passt sich unter Dehnung oder Druck der Umgebung an. Die spezielle Vernetzungstechnik von TEOSYAL® RHA benötigt nur wenig BDDE (Butandiol diglycidylether) und kann dadurch die ursprüngliche Länge und natürlichen Verbindungen der Hyaluronsäure-Ketten erhalten. Dadurch entstehen Gele mit hoher Reinheit, die der natürlichen Hyaluronsäure in der Haut sehr ähnlich sind. Die Resultate sind natürlich und sofort sichtbar. Sobald das Gel vom Arzt injiziert wurde, glättet es die Falten von innen, unterstützt das Gewebe und gibt der Haut ihre Elastizität zurück. Das Gesicht erhält neue Spannkraft und bewahrt dabei seine Lebendigkeit und seine natürliche Ausstrahlung. Ein weiterer Pluspunkt: Das Produkt ist nicht spür- und fühlbar, sondern wird eins mit der dermalen Struktur. TEOSYAL® RHA eignet sich besonders für die dynamischen Bereiche, etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn, Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté. Die Linie umfasst vier verschieden vernetzte Produkte: RHA1 für oberflächliche und feine Falten, RHA2 für moderate Falten und die periorale Region, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volumen in erweiterten Bereichen.

TEOXANE Deutschland GmbH  
Tel.: 08161 14805-0  
[www.teoxane.com](http://www.teoxane.com)



Neue Maßstäbe  
für die Ästhetische  
Chirurgie

**BRUMABA**  
OPERATING TABLE SYSTEMS



BESUCHEN SIE UNS AUF  
[WWW.BRUMABA.DE](http://WWW.BRUMABA.DE)