

Parodontitis – eine Ernährungskrankheit?

Breit angelegte Therapie mit Itis-Protect I–IV stabilisiert und optimiert den gesamten Organismus.

Die Kausalität von Bakterien und Parodontitis gilt als Faktum in der Zahnmedizin. Prof. Dr. Bosch von

rien und Pilze sich nur dort ausbreiten können, wo das Immunsystem und die gesunde, protektive Bakterienflora gestört sind. In

amerikanischen Studien wurde an Colitis- und Crohn-Patienten gezeigt, dass eine gesunde Bakterienflora wieder hergestellt werden kann, indem man „die richtigen Bakterien“ über eine Stuhltransplantation zuführt.

Elegant setzt Itis-Protect I–IV bei therapierefraktärer Parodontitis an: Durch die auf vier Monate angelegte biologische Entgiftung und Ausleitung in Verbindung mit einer orthomolekularen Darmsanierung mit Vitaminen, Spurenelementen und lebensfähigen Symbionten sind 60 Prozent schwerster Parodontitisfälle ohne Antibiose kurierbar.

Eine Studienübersicht aus *PubMed* zu Bifidobakterien, die auch

während der Darmsanierung appliziert werden, weist auf folgende Indikationen hin: Schädigung von Schleimhäuten, Reizdarm, Dysbiosen, Leberstoffwechselstörungen, Gewichtsabnahme. Bifidobakterien fördern die Wundheilung, verbessern den Zellstoffwechsel, bauen freie Zucker zu Essigsäure und Milchsäure im Verhältnis 3:2 ab und fördern die protektive Säuerungsflora. Darüber hinaus erzielt der Bifidobakterien-Stoffwechsel eine ca. 25 Prozent höhere ATP-Ausbeute als Milchsäuregärung.

Dieses ATP steht Mitochondrien als Energieträger zur Verfügung und reduziert die Auswirkungen einer Mitochondriopathie.

Durch die breit angelegte Therapie mit Itis-Protect kommt es zu einer Stabilisierung und Optimierung des Immunsystems wie der Psyche z. B. bei CF, Burn-out. Reine Orthomolekularia sind essenziell für die Wundheilung und das komplikationslose Einwachsen von Implantaten. Kasuistiken, z. B. mit der Universität Bern, konnten die schnelle Regeneration des Parodontiums innerhalb von nur vier Wochen unter Itis-Protect I bei Lockerungen mehrerer Implantate zeigen. [D](#)

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de



der Universität Kiel konnte mit seinem internationalen Team zeigen, dass pathogene Bakte-

Manches geschieht besser ohne Licht

Opalescence Boost schützt das Zahnfleisch.

Es klingt paradox, aber manchmal benötigt man tatsächlich kein Licht, wenn es heller werden soll. Zum Beispiel bei Zahnaufhellungsbehandlungen, die heute wirkungsvoll und sicher ohne Licht durchzuführen sind.

Besonders hartnäckige Verfärbungen tief im Inneren der Zahnschicht (z. B. aufgrund von Entwicklungsstörungen, Erkrankungen oder Unfällen – medizinische Indikationen) werden meist direkt auf dem Patientenstuhl behandelt. So läuft die Prozedur schnell und kontrolliert ab.

Ob man dazu eine Lichtaktivierung braucht, ist eine viel diskutierte Frage. Der Zahnärzterverband CED, das „Council of European Dentists“, hat sich im Mai 2015 mit der Sachlage befasst und eine Stellungnahme herausgegeben. Man stützt sich auf den Grundsatz „Primum non nocere“, sieht Bleachinglampen

kritisch und rät dringend davon ab: Die aktuelle wissenschaftliche Literatur stütze den Einsatz nicht, der Nutzen sei nicht erwiesen, gleiche Ergebnisse seien durch weniger aggressive Verfahren zu erreichen. Durch Lichtbestrahlung entstehe – infolge

durch eine umfangreiche Literaturliste gestützt.

Zu finden ist das CED-Papier unter www.eudental.eu/component/attachments/attachments.html?id=2069.

Dass es auch ohne Licht geht, zeigen seit Jahren chemisch aktivierte Materialien wie das marktführende Opalescence Boost. Dieses 40%ige Hydrogen-Peroxid-Gel (H_2O_2) wird in einer Sitzung zweimal 20 Minuten angewendet. Ist das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend, kann man sie wiederholen oder man fährt mit häuslichen Methoden fort, z. B. mit den vorgefertigten UltraFit Trays des Opalescence Go-Systems oder mit individuellen Schienen und Opalescence PF-Gel. [D](#)



Zum Schutz des Zahnfleisches genügt bei Opalescence Boost ein Strang des lichterhärtenden Kunststoffes OpalDam, der in Weiß oder Grün verfügbar ist.

von Dehydrierung – eine „Illusion“ von Zahnaufhellung, zudem kann sie zu Erhitzung der Zähne und zahlreichen negativen Auswirkungen führen. Diese Stellungnahme wird

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com

Lieferung über Nacht – und das zu mini Preisen

Onlineshop für Praxis- und Labormaterial begeistert Kunden.

Mehr als 500 unterschiedliche Verbrauchsmaterialien hat eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt auf Lager. Logisch, dass die Materialverwaltung einiges an planerischem Aufwand erfordert. Doch im hektischen Arbeitsalltag in der Praxis, aber auch im Labor, bleibt oft keine Zeit, Materialbestellungen lange im Voraus zu planen. Gut, wenn da Nachschub auch mal kurzfristig geordert werden kann. Wie bei www.minilu.at.

Der Onlineshop für Praxis- und Labormaterial begeistert Kunden nicht nur durch überraschend günstige Preise, sondern auch durch Schnelligkeit: Alle Bestellungen, die an einem Werktag bis 16 Uhr eingehen, werden binnen 24 Stunden ausgeliefert.

rückgeschickt werden muss, können Kunden dafür einfach ein Formular im Shop herunterladen, auf dem übersichtlich alle Schritte für eine Retoure zusammengefasst sind.



minilu macht den Unterschied

Schnell und unkompliziert funktioniert auch die Bestellung. Die mehr als 22.000 Markenprodukte im Shop können über die Stichwortsuche oder die Produktkategorien gefunden werden. Rubriken wie „Topmarken“ oder „Angebote der Woche“ sorgen für den schnellen Überblick.

Eine Bestellung ist auch einfach auf Rechnung möglich – ganz ohne Anmeldung. Registrierten Nutzern steht jedoch in ihrem Kundenkonto eine ebenso umfangreiche wie praktische Bestellhistorie zur Verfügung. Sie können zudem mit der individuellen Favoritenliste Einkaufszettel speichern, was das Nachbestellen von Lieblingsprodukten vereinfacht. Ab einem Warenwert von 250 Euro ist der Versand kostenlos. Falls mal etwas zu-

Etwas ganz Besonderes ist die minilu-Academy in minilus Welt. In kurzen Videotutorials werden Tipps und Tricks verraten, die den Praxisalltag leichter machen. Neben der schnellen Lieferung und dem besonderen Service-Angebot überzeugt der Shop vor allem mit der Preisgestaltung ganz nach dem Motto „minilu.at macht mini Preise“. Das wissen mittlerweile mehr als 10.000 zufriedene Kunden in Praxen und Laboren in Österreich, Deutschland und den Niederlanden zu schätzen. [D](#)

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at

Optimale Zugangskavität

EndoGuard wird den verschiedensten Anforderungen gerecht.

Die korrekte Präparation der Zugangskavität ist ein wichtiger Schritt

hin zum endodontischen Erfolg und häufig aufwendiger als die anschließende Wurzelkanalaufbereitung. Denn die meisten Probleme bei der Präparation des apikalen Wurzelkanalbereichs (Stufen, Perforationen, Begradigungen) liegen im Ursprungsbereich koronal. Der EndoGuard begegnet mit seiner Querhieb-Verzahnung den verschiedensten Anforderungen auf ideale Weise: Nach initialer Öffnung der Pulpakammer erleichtert er durch den Abtrag von Dentinüberhängen die Sicht auf die Kavität. Der geradlinige Zugang zum Wurzelkanalsystem minimiert die Gefahr einer Kanaltransportation sowie das Risiko einer Feilenfraktur. Dank seiner glatten, nicht verzahnten Spitze bleibt der Pulpakammerbo-

den unversehrt, ein exzessiver Abtrag von Zahnhartsubstanz wird vermieden. Aufgrund der konischen Instrumentenform kann die Präparation von Unterschnitten weitestgehend vermieden werden, wodurch kein infiziertes Gewebe im Pulpakavum verbleibt. Damit bietet der EndoGuard zu jedem Zeitpunkt ein besonders kontrolliertes, effizientes und ruhiges Arbeiten und damit die beste Prognose für den endodontischen Erfolg. [D](#)

KOMET AUSTRIA Handelsagentur GmbH
Tel.: +43 662 829-434
www.kometdental.at

