

DENTALZEITUNG

Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

4 2016

Praxiskonzepte/ Laborkonzepte

NEUGRÜNDUNG // SEITE 028
Zahnarztpraxis mit Wellnessfaktor
in bayerischer Opernmetropole

IM WANDEL // SEITE 046
Das Dentallabor von heute

AUSBlick:
HERBSTMESSEN 2016 // SEITE 054
Herbstzeit ist Messezeit



Ultra-Etch[®] 35 % Phosphorsäure

- Die einzigartige selbstlimitierende Formel verhindert eine Überätzung des Dentins und schafft ein optimales Ätzmuster für die Aufnahme von Komposit – Ihre Sicherheit.
- Die thixotropen Eigenschaften ermöglichen aufgrund der idealen Viskosität eine präzise Applikation, ohne dass das Gel an vertikalen Flächen abläuft.
- Die deutlich sichtbare blaue Farbe erleichtert die Applikation und vollständige Entfernung.
- Dringt aufgrund der besseren Kapillarwirkung in feinste Fissuren der Okklusalfächen ein.
- Präzise Applikation und überlegene Kontrolle durch Verwendung des Blue Micro[®] oder Inspiral[®] Brush Tips.