

Bewährtes perfektionieren – Innovatives fördern

TePe Interdentalbürsten
seit Herbst 2016 in neuem Verpackungsdesign.

Im TePe-Produktsortiment spiegeln sich über 50 Jahre Mundhygienetradition wider. „Das uns entgegengebrachte grosse Vertrauen vonseiten der Dentalexperthen für unsere

ckung, wiederverschliessbar für eine hygienische Aufbewahrung, enthält acht Interdentalbürsten und eine Schutzkappe. Ausserdem präsentiert sich die neue Verpackung – aus um-



TePe Interdentalbürsten und unseren TePe EasyPick™ ist uns Bestätigung und Ansporn zugleich, Bewährtes konsequent zu perfektionieren und Innovatives nach Kräften zu fördern – einem gesunden Lächeln zuliebe“, so Melanie Walter, Marketing Managerin von TePe. Daher sind die TePe Interdentalbürsten seit Herbst 2016 in neuem Verpackungsdesign im Handel zu finden. Eine Pa-

weltfreundlichen Materialien und 100 Prozent recycelbar – mit übersichtlichen Infos und von zahnmedizinischen Experten empfohlenen Anwendertipps. **PT**

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: +49 40 570123-0
www.tepe.com

Ideales System für die professionelle Prophylaxe

Flairesse-System von DMG bietet für jeden Schritt einen Experten.

Vorsorgen statt Füllen. Zähne erhalten statt Bohren. Für diesen vorbeugenden Ansatz spielt die professionelle Zahnreinigung in der Praxis

Alle Produkte haben gemeinsam, dass sie frei von Zuckerzusätzen sind und angenehm frisch schmecken. Als Geschmacks-



eine immer wichtigere Rolle. Hier setzt Flairesse von DMG an. Das Flairesse-System bietet für jeden Prophylaxe-Schritt einen eigenen „Experten“, allesamt mit Xylit und Fluorid: Eine Paste zur Entfernung von Belägen und Verfärbungen. Gel oder Schaum – je nach persönlichen Vorlieben – für intensives Stärken des Zahnschmelzes. Und einen Lack zum Desensibilisieren.

varianten werden durchgängig Minze und Melone sowie für Schaum und Gel auch Erdbeere angeboten. **PT**

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Tel.: +49 40 840060
www.dmg-dental.com

Effektive Schmerzlinderung bei Überempfindlichkeiten

Klinische Untersuchung bestätigt Wirksamkeit von Clinpro XT Varnish.

Mit Clinpro XT Varnish lassen sich Überempfindlichkeiten einfach und wirkungsvoll behandeln. Dies bestätigen nicht nur die Ergebnisse eines in Deutschland durchgeführten Produkttests, sondern auch die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung.

Das kunststoffmodifizierte Glasionomer-Versiegelungsmaterial wird auf freiliegende Dentin- und Wurzeloberflächen bzw. kariesanfällige Schmelzoberflächen aufgetragen. Das Ziel: Ein Langzeitschutz vor Erosion und Demineralisierung bei gleichzeitiger Reduktion von Überempfindlichkeiten. Im Produkttest wurde der Varnish überwiegend zum Verschluss



freiliegender Dentintubuli sowie zur Versorgung keilförmiger Defekte verwendet. Im Vergleich schnitt er bei vielen Testanwendern besser ab als das zuvor verwendete Produkt; die Weiterempfehlungsrate betrug 83 Prozent. Die klinische Untersuchung

der Universität Zhejiang (China)¹ zeigt, dass der schmerzlindernde Effekt von Clinpro XT Varnish auch vier Wochen nach dem Auftragen noch anhält. **PT**

¹Ding YJ, Yao H, Wang GH, Song H. A randomized double-blind placebo-controlled study of the efficacy of Clinpro XT varnish and Gluma dentin desensitizer on dentin hypersensitivity. Am J Dent 2014; 27(2): 79–83.

3M Deutschland GmbH
Tel.: +49 8152 700-1777
www.3MESPE.de

ANZEIGE

WERDEN SIE AUTOR

Dental Tribune Swiss Edition

Interdisziplinär und nah am Markt



www.oemus.com



Wir sind interessiert an:

- Fachbeiträgen
- Anwenderberichten
- Veranstaltungsinformationen

Kontaktieren Sie **Majang Hartwig-Kramer.**

m.hartwig-kramer@oemus-media.de · Tel.: +49 341 48474-113