

## Itis-Protect: Für Zahn und Seele

Vitamine, Mineralien und Darmsanierung beim Zahnarzt?

Die Schweizer Zahnärztin Dr. Ellen Maschke behandelt seit Jahren schwierige Fälle mit Naturheilverfahren, begleitend mit der hypoallergenen orthomolekularen Therapie – hoT. Dabei vertraut sie aufgrund ihrer guten Therapieerfahrungen auf standardisierte Reinstoffpräparate von hypo-A.

Stets werden zwischen 30 bis 50 Fälle substituiert, die in Kooperation mit Ärzten aus dem Umfeld, aber z.B. auch aus der Universität Basel zu ihr kommen. Die hoT unterstützt dabei ihre klassischen Therapien, indem sie gezielt entsäuert, entgiftet und ausleitet.

Schwerpunktmäßig kommt die einfach zu handhabende Itis-Protect-

Produktlinie als viermonatige ergänzende bilanzierte Diät – ebD – bei Parodontitis zur Anwendung. Itis-Protect I startet mit einer breiten Entgiftung und Schutz-Therapie der Darmschleimhäute. Die sich anschließenden Schritte Itis-Protect II-IV sanieren den Darm und implementieren Symbionten, die alle Organsysteme und das Immunsystem unterstützen. Ziel dieser Therapie ist ein stabiles, gesundes Mikrobiom, das Fundament eines gesunden Körpers und gesunder oraler Schleimhäute ist.

Besonders erfreulich für die Kollegen ist die sichtbare Stabilisierung der allgemeinen Verfassung der Patienten. Diese genießen ihr neues Körpergefühl, sind ausgeglichener. Verdauung und Schlafqualität verbessern sich, psychische wie physische Beschwerden lassen spürbar nach und weichen neuer Lebensfreude. **DT**


**hypo-A GmbH**

Tel.: +49 451 3072121

www.hypo-A.de

### Göttinger hoT-Studie: Psychometrie

Ergebnisse der Fragebogenerhebung der Universität



## Eine Ringkonstruktion, die überzeugt

Start-up bringt NiTin-Teilmatrixsystem auf den Markt.

Re-invent Dental Products, ein Start-up-Unternehmen, das seit Kurzem in der Dentalbranche für Furore sorgt, stellt sein neues Kernprodukt vor: das NiTin™-Teilmatrixsystem.

Das NiTin-System, das hauptsächlich bei Klasse II-Seitenzahnrestorationen mit Komposit zum Einsatz kommt, hebt sich durch seine Ringkonstruktion von der Konkur-

matrizenring wesentlich widerstandsfähiger und bedeutend langlebiger.

Neben der fortschrittlichen Matrizenringkonstruktion des NiTin-Systems enthält das Set Matrizenbänder mit einer besonders ausgeprägten Biegung. Diese erleichtern die Nachbildung der Zahnform und sorgen für vorhersagbare Ergebnisse. Zusätzlich umfasst das Set farbcodierte, anatomisch vorgeformte Keile, die bei der Separation helfen und das Band interproximal abdichten. Das System wird mit einer ergonomischen Zange zum Platzieren der Ringe sowie mit einer Matrizenpinzette geliefert.

„Dieses neue System ist ein großer Fortschritt bei der Teilmatrixtechnik. Wir hoffen nun, dass sich die Zahnärzte aufgrund der neuen Materialkombination genauso für NiTin begeistern werden wie wir, und die im Vergleich zu ähnlichen Produkten verbesserte Leistungsfähigkeit und die erweiterten Anwendungsmöglichkeiten schätzen lernen“, erklärte Geschäftsführerin Jacqueline Mersi. „Re-invent Dental Products ist ein Direktvertriebsunternehmen in einem Markt, der von indirektem Vertrieb dominiert ist. Die Gründung des Unternehmens und die Markteinführung des NiTin-Teilmatrixsystems erfolgen zeitgleich – ein großer Schritt für mehr Produktinnovation in der Branche.“

Das NiTin-Teilmatrixsystem und die Nachfüllkomponenten sind direkt bei der Re-invent Dental Products GmbH erhältlich. **DT**

**Re-invent Dental Products GmbH**

Tel. +49 2451 4095890

www.re-inventdental.de



renz ab. Bei dem verwendeten Material handelt es sich um gezogenen Nitinoldraht, ein Produkt, das in der Medizintechnik verwendet wird. Durch die molekulare Ausrichtung während des speziellen Verarbeitungsverfahrens erreicht das Material eine nie zuvor dagewesene Rückfederung. Dies ermöglicht Separationskräfte, die auch nach hunderten Anwendungen noch genauso stark sind wie am ersten Tag. Im Gegensatz zu nicht gezogenem Nickel-Titan, das bei anderen marktüblichen Ringen verwendet wird, ist der NiTin-Teil-

## Farbpräzision auf höchstem Niveau

Voreingefärbtes Zirkonoxid liefert farbtreue und reproduzierbare Ergebnisse.

Wenn es um Zahnersatz und Restaurationen geht, sind die Anforderungen an ein natürliches Ergebnis besonders hoch. Als Alternative zu metallkeramischen Versorgungen

**HENRY SCHEIN®**  
ConnectDental®



Trusted Digital Solutions



Das in 16 VITA-Farben voreingefärbte Zirkonoxid liefert farbtreue Ergebnisse und ist in verschiedenen Rondenformen erhältlich.

haben sich monolithische Versorgungen aus Zirkonoxid im Seitenzahnbereich besonders bewährt. Neben der Möglichkeit, schonend zu präparieren, bietet es die erforderliche Festigkeit, um bei funktional schwierigen Situationen standzuhalten. Das hochwertige und biokompatible Zirkonoxid ist auch für Allergiepazienten geeignet.

Henry Schein hat nach der erfolgreichen Markteinführung von Zirlux® ST1 und FC2 sein Angebot an Zirkonoxid für die Herstellung vollkeramischer und verblendeter Restaurationen um Zirlux 16+ erweitert. Das neue, bereits in 16 VITA-Farben voreingefärbte Zirkonoxid ermöglicht Zahntechnikern farbtreue und reproduzierbare Ergebnisse für eine Vielzahl von Indikationen. Dank der hochwertigen Materialeigenschaften wird den Zähnen ein natürliches Aussehen verliehen.

### Die wichtigsten Eigenschaften von Zirlux 16+ auf einen Blick

- voreingefärbt in 16 VITA-Farben
- hohe Transluzenz
- hohe Festigkeit von 1.200 MPa

- vier Blockabmessungen für In-Lab MC XL
  - 40 x 19 x 15
  - 55 x 19 x 15
  - 65 x 25 x 22
  - 85 x 40 x 22
- Ronden mit dem Ø 98,5 mm und den Stärken 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 und 25 mm sowie weitere Ausführungen in Ø 100 mm, Zirkonzahn und Amann Girrbach.
- schneller und effektiver Workflow durch „Glaze & Go“.



Monolithische Seitenzahnrestaurationen aus Zirlux 16+ – Ästhetik schnell und reproduzierbar.

„Zahntechniker sind ständig auf der Suche nach neuen Materialien, mit denen wir monolithische Versorgungen im Seitenzahnbereich gut und sicher umsetzen können. Zirlux 16+ bildet die bewährte VITA-Farpalette für den täglichen Einsatz im Labor ab. Für uns ist es aktuell das vielleicht beste pre-shaded Material am Markt“, sagt Zahntechniker Carsten Fischer, Sirius Ceramics, Frankfurt am Main, über das neue Zirkonoxid. In seinem Webinar für Henry Scheins ConnectDental

Campus ([www.connectdentalcampus.at](http://www.connectdentalcampus.at)) erläutert Fischer zudem die neuen Möglichkeiten, die sich mit dem voreingefärbten Zirkon ergeben.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Webseite unter [www.zirlux.at](http://www.zirlux.at). **DT**

**Henry Schein Dental Austria GmbH**

Tel.: +43 5 9992-2222

www.henryschein-dental.at

ANZEIGE

## Wasserhygiene?



## Wem vertrauen Sie bei Ihrer Wasserhygiene?

Ihrem Glück? Dem Trinkwasserversorger? Ihrer Dentaleinheit?

Dem Depot? Ihrem Techniker? Den Lockangeboten?

Ihrer Finanzplanung? Der Chemie? Ihrem Anwalt?

SAFEWATER von BLUE SAFETY schützt und wirkt.

Informieren Sie sich vor Ort  
Köln, 21. - 25. März 2017  
Halle 2.2 Stand A 030



Jetzt Ihre Praxis / Klinik absichern  
Fon 00800 88 55 22 88  
Erfahrungsberichte auf [bluesafety.com](http://bluesafety.com)

