

## Effektivität durch scharfe Instrumente

Sharp Diamond-Instrumente von LM-Dental machen das Schärfen überflüssig.

LM-Dental hat Sharp Diamond auf den Markt gebracht, ein mikrobeschichtetes parodontales Handinstrument, das nicht geschärft werden muss. Die Sharp Diamond

duzieren sowie mit einem kontrollierten und doch entspannten Griff arbeiten möchten. Der LM-ErgoSense-Griff, dessen Ergonomie in Untersuchungen des finnischen Ins-

Diamond-Instrumente entworfen. Eine neue, moderne Mikromembranbeschichtung verleiht den Sharp Diamond-Instrumenten maximale Abnutzungsbeständigkeit und hervorragende Härte. Einer Vergleichsstudie der Aalto-Universität zufolge führt die Kombination aus optimiertem Basismaterial und Mikromembranbeschichtung zu einer um 82 Prozent geringeren Abnutzung an der Spitze. Sharp Diamond ist eines der härtesten nicht zu schärfenden Instrumente auf dem Markt: Seine Härte beträgt über 63 (HRC) auf der Rockwell-Skala. Durch den ultramodernen PVD-Beschichtungsprozess (PVD: Physical Vapor Deposition, physikalische Gasphasenabscheidung) wird die Schneidekante nicht stumpf.

Instrumente mit Sharp Diamond-Beschichtung können wie normale Instrumente verwendet werden und sind für alle Arten der Zahnsteinentfernung geeignet. Das Instrument kann ganz normal gehandhabt werden und bedarf ausser Reinigung und Sterilisation keiner weiteren Pflege.



Spitze ist aus einer äusserst beständigen Spezialmetalllegierung. Ihre Abnutzungsbeständigkeit wird durch eine schützende Mikromembranbeschichtung verbessert. Sharp Diamond-Instrumente eignen sich für Behandler, die häufig Handinstrumente verwenden und die mit der Pflege von Dentalinstrumenten verbrachte Zeit auf ein Minimum re-

titutis für Arbeitsmedizin am höchsten bewertet wurde, beugt einem Verkrampfen der Hand vor.

LM-Dental, der Vorreiter in der Instrumentenergonomie, richtet sich immer nach den speziellen Bedürfnissen der Dentalexperthen. Da das Schärfen von Instrumenten schwierig und zeitaufwendig ist, hat LM die nicht zu schärfenden Sharp



Bei Instrumenten mit einem kleinen, schmalen Arbeitsende, wie Mini-Küretten und feinen Sichel-Scalern, ist es von besonderer Bedeutung, wenn sie nicht geschärft werden müssen. Ohne Schärfen und mit der Sharp Diamond-Beschichtung bleiben ihre Grösse und ihre strukturellen Eigenschaften während ihrer gesamten Lebensdauer erhalten. **DT**

Besuchen Sie uns zur IDS:  
Halle 11.1, Stand F030-G031

**LM-Instruments Oy**

Vertrieb in der Schweiz:

**Rodent AG**

Tel.: +41 71 763 90 60  
www.rodent.ch

## Sicher. Effizient. Wirtschaftlich.

Die DLZ-Produktion steht für Ihren ökonomischen Vorteil.

In unserer dualen Produktion wird Präzision, Ästhetik und Effizienz grossgeschrieben. Zudem verhehlen wir der Zahnarztpraxis zu einem wirtschaftlichen Vorteil.

Die DLZ-Schweiz GmbH hat ein interessantes duales Konzept entwickelt: Alle sensiblen Leistungen wie Planung, Design, Datenaufbereitung, Endfertigung, Prüfung und Garantieleistungen werden im Schweizer Qualitätslabor erbracht, während standardisierte Fertigungsprozesse zu unseren ausgewählten Partnern ins europäische Ausland ausgelagert werden. Dieses Konzept macht uns flexibel und sichert den uneingeschränkten Zugang zu Technologien und Materialien. Das Resultat sind markante Preisvorteile, die ohne jede Einschränkung mit der Swiss Made-Politik erreicht werden.

DLZ-Schweiz garantiert Ihnen zudem Festpreise für das Endprodukt und die üblichen Vor-

Ort-Garantieleistungen. Mit der Reduktion der Technikkosten verbessern Sie Ihre Konkurrenzfähigkeit. Das bedeutet bessere Praxisauslastung, höhere Rendite, nachhaltige Zukunftssicherung.

### Unser Ziel

Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, mit unseren Auftraggebern zu-

sammen eine starke Wirtschaftseinheit zu bilden und mit einer kostengünstigen und hochqualitativen dualen Produktionskette die Ansprüche Ihrer Patienten zu erfüllen.

Die duale Produktionskette vereint hohe Qualität zum bestmöglichen Preis. Rufen Sie jetzt an und profitieren Sie vom 1. Auftragsrabatt von 30 Prozent. **DT**

**DLZ-Schweiz GmbH**

Tel.: +41 41 660 75 67  
www.dlz-schweiz.com



**Abb. 1:** Als erste Massnahme wird ein Set-up auf Kunststoffbasis nach Vorgaben einer bestehenden Totalprothese erstellt. – **Abb. 2:** Das bestehende Set-up wird in einem zweiten Arbeitsgang zu einem verschraubten Ästhetikprovisorium umgearbeitet. Dieses Kunststoff-Set-up dient zur ästhetischen Beurteilung im Munde des Patienten und kann auch für eine eventuelle Bisslageendbestimmung hergenommen werden. – **Abb. 3:** Fertige Zirkon-Rekonstruktion auf Prettau-Vollzirkon lediglich mit vestibulärer Verblendung im frontalen Bereich und Dynamic-Ti-Klebebasen.

Wir danken für das Vertrauen des Auftraggebers und freuen uns mit dem Patienten (Patientenarbeit Februar 2017).

## Frischer Wind für die Patientencompliance

Mit meridol® PARODONT EXPERT zum langfristigen Therapieerfolg.

Nur wenn die Patienten mitarbeiten, kann eine Parodontitis erfolgreich behandelt werden. Fehlende Compliance ist für das zahnmedizinische Fachpersonal häufig Grund zur Sorge. Die Empfehlung eines wirksamen Spezialproduktes wie der neuen meridol® PARODONT EXPERT-Zahnpaste kann dabei helfen, die Compliance zu verbessern und die Therapie der Parodontitis zu einem langfristigen Erfolg zu machen.

### Motivation durch Spezialprodukte

An die Behandlung einer Parodontitis schliesst sich die systematische Nachsorge in Form von regelmässigen Recall-Sitzungen und der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) an. Doch so bedeutsam die professionellen Massnahmen auch sind: Ohne eine langfristig verbesserte häusliche Mundhygiene ist eine erfolgreiche Therapie nicht zu erreichen. Patienten mit einer chronischen Parodontitis fällt es oft schwer, die zahnärztlichen Anweisungen dazu konsequent umzusetzen. Die Empfehlung von Spezialprodukten und individuelle Lösungen können helfen, Patienten zu einer Verhaltensänderung zu ermutigen. Die neue meridol® PARODONT EXPERT-Zahnpaste wurde speziell für die Bedürfnisse dieser Patientengruppe entwickelt. Ihr medizinischer Geschmack und ein spürbarer Effekt motivieren die Betroffenen zu einer besseren

Compliance. So gelingt die Behandlung der Parodontitis in der Zusammenarbeit zwischen zahnärztlichem Team und Patienten auch langfristig.

### Wirksamkeitsverstärker schützen das Zahnfleisch

In der neuen Zahnpaste steckt eine höhere Konzentration antibakterieller Inhaltsstoffe.<sup>1</sup> Neben der bewährten Kombination aus Aminfluorid und Zinnionen enthält meridol® PARODONT EXPERT zusätzliche Wirksamkeitsverstärker, die den antibakteriellen Effekt der Zahnpaste noch steigern. Aminfluorid stabilisiert die antibakteriellen Zinnionen und transportiert sie direkt an den Zahnfleischrand. Täglich angewendet, kann die Zahnpaste die Entstehung von Plaque signifikant verringern. Die Wirksamkeit der meridol® PARODONT EXPERT-Zahnpaste ist klinisch bestätigt.<sup>2</sup>

Die neue meridol® PARODONT EXPERT-Zahnpaste ist ab sofort im Handel erhältlich. **DT**

Quellen:

<sup>1</sup> Im Vergleich zur meridol®-Zahnpaste.  
<sup>2</sup> Klinische Studie über 12 Wochen mit 240 Teilnehmern, durchgeführt am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Poliklinik für Parodontologie, Technische Universität Dresden.

**GABA Schweiz AG**

Tel.: +41 61 415 60 60  
www.gaba.ch



**DLZ Dentales Logistik Zentrum Schweiz**